

# CryoPen<sup>®</sup>



Reinventing Cryosurgery





# CRYOCHIRURGIE ULTRAMODERNE

CryoPen est une gamme d'instruments de cryochirurgie innovants, performants et portables, conçus pour éliminer toutes les lésions cutanées bénignes de manière complète, rapide et à moindre coût. Le traitement est très rapide et peut être facilement intégré dans l'activité quotidienne d'un cabinet.

Le CryoPen émet un microjet de protoxyde d'azote (N<sub>2</sub>O) à haute pression (50-55 bars) qui abaisse la température des tissus à -89°C et les nécrose complètement en quelques secondes.

## **Pas de douleur, pas d'effort, pas de suivi**

Le traitement au CryoPen ne provoque ni douleurs ni dommages aux tissus sains et peu ou pas de cicatrices, et ne nécessite qu'un minimum de soin après le traitement.

## **Maniement aisé**

Si vous n'avez pas d'expérience en cryochirurgie, vous n'avez besoin que de vos compétences en diagnostic et d'une main sûre. Si vous avez déjà de l'expérience avec les instruments de cryochirurgie traditionnels, vous serez enthousiasmé par les performances exceptionnelles, la précision millimétrique et la facilité d'utilisation du CryoPen !



# SEE



THE CRYOPEN IN ACTION !

## **Traitement de toutes les altérations cutanées bénignes**

Traitement de pathologies courantes en seulement quelques secondes :  
Acrochordon, kératose actinique et chéilite, hémangiome capillaire, leishmaniose cutanée, lupus érythémateux discoïde, verrues filiformes, planes, vulgaires et anogénitales, rosacée, lichen scléreux, granulome annulaire, molluscum contagiosum, kératose séborrhéique et lésions virales.

## **Utilisation facile**

Chaque CryoPen est livré avec sa gamme d'applicateurs. Des cartouches supplémentaires peuvent être commandées. Les cartouches ont une durée de vie de 2 ans et peuvent être entreposées à température ambiante.



# ÉLIMINATION PARFAITE DES LÉSIONS CUTANÉES

Le CryoPen donne des résultats exceptionnels dans l'élimination complète de toutes les lésions cutanées bénignes en une seule séance.



## **Acrochordons**

Traitement :  
10 - 15 sec.



## **Excroissances**

Traitement :  
5 - 10 sec.



## **Taches pigmentaires**

Traitement :  
3 - 5 sec.



## **Dégâts dus au soleil**

Traitement :  
3 - 5 sec.



## **Molluscum contagiosum**

Traitement :  
10 - 15 sec.



## **Hémangiomes**

Traitement :  
5 - 10 sec.



## **Kératoses séborrhéiques**

Traitement :  
5 - 10 sec.



## **Verrues**

Traitement :  
10 - 15 sec.



# CHOISISSEZ LE CRYOPEN QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX

La série CryoPen englobe une gamme de dispositif de cryochirurgie en forme de stylet, d'applicateurs et de cartouches répondant aux besoins de chaque praticienne et praticien.

Le choix du dispositif dépend de votre pratique.

Nous vous conseillerons volontiers.



## CryoPen® M

Dispositif pour utilisation moins fréquente ou pour des lésions petites/superficielles. Compatible avec les cartouches de 8 g N<sub>2</sub>O

- 1-3mm Applicateur |
- 2-6mm Applicateur ||

## CryoPen® X+

Dispositif pour utilisation intensive et polyvalente. Compatible avec les cartouches de 8 g et 16 g N<sub>2</sub>O

- 1-3mm Applicateur |
- 2-6mm Applicateur ||
- 4-8mm Applicateur |||
- 7-20mm Applicateur ||||
- 1-3mm long Applicateur |
- 2-6mm long Applicateur ||

## CryoPen® B+

Dispositif pour utilisation fréquente ou lésions grandes/profondes. Compatible avec les cartouches de 23,5 g N<sub>2</sub>O

- 1-4mm Applicateur |
- 2-6mm Applicateur ||
- 4-8mm Applicateur |||



## Cartouches

### 8 g N<sub>2</sub>O

1 boîte contient 24 cartouches,  
1 carton contient 12 boîtes.

### 16 g N<sub>2</sub>O

1 boîte contient 6 cartouches,  
1 carton contient 12 boîtes.



## CryoPen® o+

Dispositif pour utilisation générale polyvalente et régulière.  
Compatible avec les cartouches de 8 g et 16 g N<sub>2</sub>O

- 1-3mm Applicateur |
- 2-6mm Applicateur ||
- 4-8mm Applicateur |||
- 7-20mm Applicateur ||||

## CryoPen® XP

Dispositif pour utilisation intensive et polyvalente.  
Compatible avec les cartouches de 8 g et 16 g N<sub>2</sub>O

- 1-3mm Applicateur |
- 2-4mm Applicateur ||
- 3-5mm Applicateur |||
- 5-8mm Applicateur ||||

**23.5 g N<sub>2</sub>O**  
1 boîte contient 6 cartouches,  
1 carton contient 12 boîtes.

**5 ANS DE GARANTIE**  
2 ans sur les applicateurs !



MANUFACTURED BY



**H&O EQUIPMENTS**

Reinventing Cryosurgery

**USA Office**

115 Fairchild St, Suite 370,  
Charleston, SC 29492  
USA

Phone : +1 888-248-2838  
cryoprobe@ho-equipments.com

Operating hours  
Monday – Friday  
9:00–17:00 (GMT -4)

**Head Office**

Rue des Journaliers 1  
7822 Ghislenghien  
Belgium

Phone : +32 68 26 86 00  
info@ho-equipments.com

Operating hours  
Monday – Friday  
9:00–17:00 (GMT +2)

[www.ho-equipments.com](http://www.ho-equipments.com)  
[info@ho-equipments.com](mailto:info@ho-equipments.com)

DISTRIBUTED BY



**lasarmed**  
INNOVATING MEDICINE

[www.lasarmed.ch](http://www.lasarmed.ch)  
[info@lasarmed.ch](mailto:info@lasarmed.ch)  
+41 71 454 70 30