


Instrumentation



Reusable



 Cataract

 Glaucoma

 Keratoplasty

 Retina

 Oculoplasty

 Refractive

Moria



Since 1820, Moria has been known for its expertise in making ophthalmic microsurgical instruments. All our instruments are designed, manufactured and hand finished in France. Moria product ranges are covering the following area of expertise:

Depuis 1820, l'entreprise Moria est reconnue pour son savoir-faire dans la fabrication des instruments de microchirurgie ophtalmique. Tous nos instruments sont conçus, fabriqués et finis à la main en France. Les gammes de produits Moria couvrent les domaines d'expertise suivants:

Desde 1820, la empresa Moria es reconocida por su saber hacer en la fabricación de los instrumentos de microcirugía oftalmológica. Todos nuestros instrumentos son concebidos, fabricados y acabados a mano en Francia. Las gamas de productos Moria cubren las siguientes áreas de especialización:



Cataract
Cataracte
Catarata



Glaucoma
Glaucome
Glaucoma



Keratoplasty
Kératoplastie
Queratoplastia



Retina
Rétine
Retina



Oculoplasty
Oculoplastie
Oculoplastia



Refractive
Réfractive
Refractiva

ABOUT MORIA

A propos de Moria / Sobre Moria



Paul Moria, 1820

More than 200 years of experience in ophthalmology.

Plus de 200 ans d'expérience dans l'ophtalmologie.

Más de 200 años de experiencia en oftalmología.

Hand-finished precision instruments.

Instruments de précision fabriqués à la main.

Instrumentos de precisión hechos a mano.



Founding of Moria

Fondation de Moria
Fundación de Moria

1820

Hanna trephine for keratoplasty

Trépan de Hanna pour kératoplastie
Trépano de Hanna para queratoplastia

1991

1985

"Bird cage" design, symbolic of Moria

Design "cage à oiseaux", emblématique de Moria
Diseño "jaula" emblemático de Moria

Crozafon-De Laage Punch for trabeculectomy

Punch de Crozafon-De Laage pour trabéculéctomie
Punch de Crozafon-De Laage para trabeculectomía

1993

Microkeratomes for LASIK

One: 1st monobloc microkeratome
M2: 1st single-use microkeratome

Microkératomes pour LASIK
One : 1^{er} microkératome monobloc
M2 : 1^{er} microkératome à usage unique
Microqueratomos para LASIK
One : 1^{ero} microqueratomo de una pieza y
M2 : 1^{ero} microqueratomo desechable

1997

2000

Equipment for lamellar keratoplasty (ALTK, DSAEK, DMEK)

Equipements pour kératoplastie lamellaire (ALTK, DSAEK, DMEK)
Microqueratomos para queratoplastia lamelar (ALTK, DSAEK, DMEK)

One Use-Plus SBK for/pour/para LASIK

2008

New concept for instruments: composites range

Nouveau concept d'instruments : gamme **composites**
Nuevo concepto de instrumentos: gama **composites**

2012

2009

Single-use instruments

Instruments à usage unique
Instrumentos desechables

Single-use Trephines and Punches for keratoplasty

Trépanos et punchs à usage unique pour kératoplastie
Trépanos y punchs desechables para queratoplastia

2013

Retinal composites

composites Rétine
composites Retina

2014

All-steel single-use instruments: one steel

Instruments à usage unique tout métal : **one steel**
Instrumentos desechables fabricados en acero : **one steel**

2016

Deep Well Full-Cut Punch

Punch Deep Well Full-Cut
Punch Deep Well Full-Cut

2022

Alchimia acquisition

Acquisition d'Alchimia
Adquisición de Alchimia

MADE IN FRANCE

Fabrication française / *Fabricado en Francia*



Moria instruments are designed and manufactured in France, using a stainless steel that meets the required standards. During the manufacturing process, they undergo a heat treatment process developed by Moria that increases the hardness of the steel.

Les instruments Moria sont conçus et fabriqués en France, à partir d'un acier inoxydable répondant aux normes en vigueur. Au cours du processus de fabrication, ils subissent une étape de traitement thermique mis au point par Moria qui permet d'augmenter la dureté de l'acier.

Los instrumentos Moria están diseñados y fabricados en Francia, utilizando un acero inoxidable cumpliendo con los estándares vigentes. Durante la fabricación, se someten a un proceso de tratamiento térmico desarrollado por Moria que aumenta la dureza del acero.



INTERNATIONAL PRESENCE

Présence internationale / *Presencia internacional*

MORIA DIVISIONS

 **MORIA SA**
FRANCE
Headquarters
Production site
: advfrance@moria-int.com

 **MORIA, INC**
UNITED STATES
Subsidiary
: moria@moriausa.com


 **ALCHIMIA**
ITALY
Alchimia SRL
: info@alchimiasrl.com

 **MORIA SHANGHAI**
CHINA
Subsidiary
: moriachina@moria-int.com

 **MORIA JAPAN KK**
JAPAN
Subsidiary
: moria@moriajapan.com

INTERNATIONAL DISTRIBUTORS

 **DISTRIBUTORS**
WORLDWIDE
: export@moria-int.com




MORIA INSTRUMENTS REPAIR SERVICE

Service réparation instruments Moria
Servicio de reparación de instrumentos Moria

Express repair of your instruments

Réparation rapide de vos instruments

Reparación rápida de sus instrumentos



STANDARD

PREMIUM



FREIGHT

ENLÈVEMENT INSTRUMENTS
RECOGIDA DE INSTRUMENTOS



REPAIR PRICE

TARIF RÉPARATION
TARIFA REPARACIÓN



INSTRUMENT REPLACEMENT

REPLACEMENT INSTRUMENT
SUSTITUCION DEL INSTRUMENTO



REPAIR TIME

DÉLAI DE RÉPARATION
PLAZO DE REPARACIÓN

Moria shipping service

Service de livraison Moria
Servicio de envíos Moria

Price list & General condition of Sale

Liste de prix + CGV
Lista de precios

Preferential offer

Offre préférentielle
Precio preferencial

On quotation

Sur devis
Por presupuesto

Guaranteed discount

Remise garantie
Descuento garantizado

Standard

Standard
Estándar

Express

Express
Rápido



service@moria-int.com

CLEANING, DISINFECTION AND STERILIZATION

Nettoyage, désinfection et stérilisation
Limpieza, desinfección y esterilización



Instrument not compatible with autoclave.

Instrument non compatible à l'autoclave.
Instrumento no compatible al autoclave.



Instrument not compatible with soda.

Instrument non compatible à la soude.
Instrumento no compatible a la sosa.



Single-use instrument.

Instrument à usage unique
Instrumento desechable.

INSTRUCTIONS FOR CLEANING, DISINFECTION AND STERILIZATION

The recommendations for cleaning, disinfection and sterilization are available on the following Moria notices:

- #65034 delivered with each reusable and autoclavable instrument
- #65088 delivered with each distally-controlled instrument
- #65089 delivered with the Beehler pupil dilators
- #65091 delivered with Composites instruments
- #65099 delivered with Composites squeeze forceps

They are regularly updated on Moria website: www.moria-surgical.com

An individual version is available upon request (addresses indicated on back page).

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET STÉRILISATION

Les recommandations de nettoyage, désinfection et stérilisation sont disponibles sur les notices Moria suivantes :

- #65034 livrée avec chaque instrument réutilisable et autoclavable
- #65088 livrée avec les instruments à commande distale
- #65089 livrée avec les dilateurs de pupille de Beehler
- #65091 livrée avec les instruments Composites
- #65099 livrée avec les pinces Composites à commande distale

Elles sont régulièrement mises à jour sur le site Internet de Moria: www.moria-surgical.com.

Une version papier est disponible sur demande auprès de Moria (adresses indiquées en dernière page).

INSTRUCCIONES PARA LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Las recomendaciones para limpieza, desinfección y esterilización están disponibles en las siguientes reseñas de Moria:

- #65034 se entrega con cada instrumento reutilizable y autoclavable.
- #65088 se entrega con cada instrumento controlado a distancia
- #65089 se entrega con los diladores pupilares de Beehler
- #65091 se entrega con los instrumentos Composites
- #65099 se entrega con las pinzas distales Composites


Están actualizadas en la página web de Moria: www.moria-surgical.com

Una versión escrita está disponible para su consulta a Moria (direcciones indicadas en la última página).

Moria Instruments

Instruments Moria
Instrumentos Moria









NOTES / Notes / Notas




Label / Étiquette / Etiqueta



1	Product code	Référence du produit	Referencia del producto
2	Warning	Attention	Atención
3	Code of the Instruction for use	Référence de l'instruction d'utilisation	Referencia de las instrucciones de uso
4	Manufacturer	Fabricant	Manufacturer
5	CE mark	Marquage CE	CE mark
6	Do not use if the packaging is damaged	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	No usar si el embalaje está dañado
7	EAN13 Code	Code EAN13	Código EAN13
8	Tracability code: manufacture date (year/week)	Code de traçabilité : date de fabrication (année/semaine)	Código de trazabilidad : fecha de fabricación (año/semana)
9	Label code – version number – version date	Code de l'étiquette – numéro de la version – date de la version	Código de etiqueta - número de versión – fecha de versión
10	Commercial designation	Désignation commerciale	Denominación comercial

	» Speculums / Blépharostats / Blefarostatos	3
	» Forceps / Pinces / Pinzas	11
	» Needle Holders / Porte-aiguilles / Porta agujas	53
	» Scissors / Ciseaux / Tijeras	61
	» Hooks and Spatulas / Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas	73
	» Cannulas / Canules / Cánulas	95
	» Set / Set / Set	107
	» Others / Autres / Otros	133



» **Speculums / Blépharostats / Blefarostatos**

1	▶ Adjustable with screw / Réglables à vis / <i>Regulables con tornillo</i>	4
2	▶ Non adjustable / Non réglables / <i>No regulables</i>	8
3	▶ Pediatric / Pédiatriques / <i>Pediátricos</i>	9





SPECULUMS

Blépharostats / Blefarostatos

1 ▶ **Adjustable with screw** / Réglables à vis / Regulables con tornillo

Pley Speculum

Recommended for cataract surgery, small surgeries and consultation.

Blépharostat de Pley
Recommandé pour chirurgie de la cataracte, petites chirurgies et consultation.

*Blefarostato de Pley
Recomandado para cirugía de cataratas, pequeñas cirugías y consulta.*



393

Castroviejo Speculum

Adult model, 14-mm lid blades. Recommended for strabismus and retinal detachment surgery.

Blépharostat de Castroviejo
Modèle adulte, oreilles de 14 mm.
Recommandé pour chirurgie du strabisme et décollement de rétine.

*Blefarostato de Castroviejo
Modelo adulto, valvas de 14 mm.
Recomandado para cirugía de estrabismo y cirugía del desprendimiento retinal.*



9627A

Castroviejo-Bonnet Speculum

2 x 2 blunt sponges, 14-mm lid blades. Recommended for retinal detachment surgery.

Blépharostat de Castroviejo-Bonnet
À 2 x 2 griffes mous, oreilles de 14 mm.
Recommandé pour chirurgie de décollement de rétine.

*Blefarostato de Castroviejo-Bonnet
2 x 2 ganchos romos, valvas de 14 mm.
Recomandado para cirugía de desprendimiento retinal.*



13132



SPECULUMS

Blépharostats / Blefarostatos

1 ▶ **Adjustable with screw** / Réglables à vis / Regulables con tornillo

Schapira Speculum

15-mm open lid blades, wide opening, recommended for phaco and micro lamellar keratoplasty.

Blépharostat de Schapira
Oreilles ouvertes de 15 mm, large ouverture, recommandé pour phaco et micro-kératoplastie lamellaire.

*Blefarostato de Schapira
Valvas abiertas de 15 mm, recomendado para faco y micro-keratoplastia lamelar.*



18195

Franceschi Speculum

19-mm fenestrated wire blade, strong action and lightweight.

Blépharostat de Franceschi
Oreilles fenestrées de 19 mm, fort et allégé.

*Blefarostato de Franceschi
Valvas cerradas de 19 mm, fuerte y ultraligero.*



19030

Olivieri-Cantera Speculum

14-mm solid blades, adjustable, strong action. Recommended for cataract and refractive surgeries.

Blépharostat de Olivieri-Cantera
Cuillères de 14 mm, réglable, fort.
Recommandé pour chirurgie de la cataracte et chirurgie réfractive.

*Blefarostato de Olivieri-Cantera
Valvas llenas de 14 mm, regulable.
Recomandado para cirugía de cataratas y refractiva.*



19048



SPECULUMS

Blépharostats / Blefarostatos

1 ▶ **Adjustable with screw** / Réglables à vis / Regulables con tornillo

Aspirating Speculum
Adjustable, 17- and 18-mm open-bladed speculum, supplied with silicone tubing and luer-lock adapter. Recommended for cataract surgery.

Blépharostat *aspirant*
Réglable, oreilles ouvertes 17 et 18 mm, tube silicone et connecteur "luer-lock" fournis. Recommandé pour chirurgie de la cataracte.

Blefarostato con aspiración
Regulable, valvas abiertas 17 y 18 mm, tubo silicona y provisto de un conector "luer-lock". Recomendado para cirugía de cataratas.



19069

19069T

Silicone Tubing Replacement Set For #19069 (not shown).

Set de remplacement tubulure silicone Pour #19069 (non représenté).

Set de recambio de tubo silicona Para #19069 (no representado).

Adjustable Colibri Speculum
16-mm open blades, small size, olive-shaped tips for optimal safety.

Blépharostat Colibri réglable
Oreilles ouvertes de 16 mm, encombrement réduit, extrémités en olive pour confort optimal du patient.

Blefarostato regulable Colibri
Palas abiertas de 16 mm, tamaño mínimo, extremos en forma de oliva para máximo confort del paciente.



19078

Adjustable Speculum
14-mm open curved blades.

Blépharostat réglable
Oreilles ouvertes et arrondies de 14 mm.

Blefarostato regulable
Valvas abiertas y redondeadas de 14 mm.



20035



SPECULUMS

Blépharostats / Blefarostatos

1 ▶ **Adjustable with screw** / Réglables à vis / Regulables con tornillo

Adjustable Speculum
13-mm solid blades. Recommended for cataract and refractive surgeries.

Blépharostat réglable
Oreilles pleines de 13 mm. Recommandé pour chirurgie de la cataracte et chirurgie réfractive.

Blefarostato regulable
Palas sólidas de 13 mm. Recomendado para cirugía de cataratas y refractiva.



20036

Adjustable Speculum
15-mm square lid blades.

Blépharostat réglable
Oreilles carrées de 15 mm.

Blefarostato regulable
Valvas cuadradas de 15 mm.



20042



SPECULUMS


Blépharostats / *Blefarostatos*

2 ▶ Non adjustable / Non réglables / No regulables

Barraquer Speculum "Colibri", adult size, 15-mm lid blades.

Blépharostat de Barraquer
"Colibri", adulte, oreilles de 15 mm.

*Blefarostato de Barraquer
"Colibrí", para adultos, valvas de 15 mm.*




6346A

Kratz Speculum 14-mm open-blades speculum, 0.8-mm wire, soft spring.

Blépharostat de Kratz
Oreilles ouvertes de 14 mm,
fil de 0,8 mm, ressort souple.

*Blefarostato de Kratz
Valvas abiertas de 14 mm,
grosor de 0,8 mm, muelle suave.*



18005/A

Kratz-Crozafon Speculum 14-mm open-blades speculum, 1-mm wire, strong spring.

Blépharostat de Kratz-Crozafon
Oreilles ouvertes de 14 mm,
fil de 1 mm, ressort fort.

*Blefarostato de Kratz-Crozafon
Valvas abiertas de 14 mm, grosor
de 1 mm, muelle fuerte.*



18005/B

Kratz Speculum 15-mm open-blades speculum, oblique. Recommended for temporal incisions and for cataract surgery.

Blépharostat de Kratz
Oreilles ouvertes de 15 mm, oblique.
Recommandé pour incisions temporales et pour chirurgie de la cataracte.

*Blefarostato de Kratz
Valvas abiertas de 15 mm, oblicuo.
Recomandado para incisiones temporales y para cirugía de cataratas.*



18221

Corcelle Speculum 8-mm solid blades, non magnetic. Recommended for small surgeries and consultation.

Blépharostat de Corcelle
Cuillères pleines de 8 mm, amagnétique.
Recommandé pour petites chirurgies et consultation.

*Blefarostato de Corcelle
Valvas llenas, 8 mm, no magnético.
Recomandado para pequeñas cirugías y consulta.*



7699



SPECULUMS

Blépharostats / *Blefarostatos*

3 ▶ Pediatric / Pédiatriques / Pediátricos

Barraquer Speculum "Colibri", child size, 13-mm lid blades.

Blépharostat de Barraquer
"Colibri", enfant, oreilles de 13 mm.

*Blefarostato de Barraquer
"Colibrí", para niños, valvas de 13 mm.*



6346B

Barraquer Speculum "Colibri", baby size, 10-mm lid blades.

Blépharostat de Barraquer
"Colibri", bébé, oreilles de 10 mm.

*Blefarostato de Barraquer
"Colibrí", para neonatos, valvas de 10 mm.*




6346C

Barraquer Speculum "Colibri", newborn size, 7-mm lid blades.

Blépharostat de Barraquer
"Colibri", nouveau né, oreilles de 7 mm.

*Blefarostato de Barraquer
"Colibrí", para neonatos, valvas de 7 mm.*



6346D


Castroviejo Speculum Child model, 11-mm lid blades. Recommended for strabismus and retinal detachment surgery.

Blépharostat de Castroviejo
Modèle enfant, oreilles de 11 mm.
Recommandé pour chirurgie strabisme
et décollement de rétine.

*Blefarostato de Castroviejo
Modelo niño, valvas de 11 mm.
Recomandado para cirugía de estrabismo
y cirugía del desprendimiento retinal.*




9627B



» Forceps / Pinces / Pinzas

1	▶ Capsulorhexis / Capsulorhexis / <i>Capsulorhexis</i>	12
	Regular / Classiques / <i>Regular</i>	12
	Cross-Action / Action Croisée / <i>Acción Cruzada</i>	16
	Distal-Command / Commande Distale / <i>Comando Distal</i>	19
2	▶ Bonn: Corneal / Bonn: A cornée / <i>Bonn: Para córnea</i>	20
3	▶ With teeth: scleral and conjunctival sutures / A dents: à sutures sclérales et conjonctivales / <i>Con dientes: suturas esclerales y conjuntivales</i>	24
4	▶ Tying, monofilament tying / A fils, à monofilament / <i>Hilos, monofilamentos</i>	27
5	▶ Toothless: cilia, conjunctiva, dissecting, iris / Sans dent: à cils, à conjonctive, à disséquer, iris / <i>Sin dientes: pestañas, conjuntiva, diseccion sin dientes, iris</i>	32
6	▶ Lamellar Keratoplasty / Kératoplastie lamellaire / <i>Queratoplastia lamelar</i>	37
7	▶ Hemostatic Serrefine for sutures / Hémostatiques à tendre les fils / <i>Hemostáticas para hilos</i>	39
8	▶ Strabismus, chalazion, ptosis / À strabisme, à chalazion, ptosis / <i>Estrabismo, chalazión, ptosis</i>	40
9	▶ Other Forceps / Autres pinces / <i>Otras pinzas</i>	42
10	▶ Retinal Forceps / Pinces Rétines / <i>Pinzas Retinas</i>	47



FORCEPS

Pinces / Pinzas


1▷ Capsulorhexis / Capsulorhexis / Capsulorhexis

REGULAR

Utrata Forceps
Flat serrated handle, straight jaws, 45° blunt tips, 1.8-mm incision, 8.6-cm long.

Pince d'Utrata
Manche plat strié, branches droites, extrémités mousses à 45°, incision 1,8 mm, longueur 8,6 cm.

Pinza de Utrata
Mango plano estríado, ramas rectas, extremidades romas a 45°, incisión 1,8 mm, longitud 8,6 cm.




M2002

Corydon Forceps
Flat serrated handle, curved jaws, 90° pointed tips, 1.8-mm incision, 8.6-cm long.

Pince de Corydon
Manche plat strié, branches courbes, extrémités pointues à 90°, incision 1,8 mm, longueur 8,6 cm.

Pinza de Corydon
Mango plano estríado, ramas curvas, extremidades puntiagudas a 90°, incisión 1,8 mm, longitud 8,6 cm.




M2002C


Utrata Forceps
Straight jaws, 45° angled tips, 1.8-mm incision, 11.6-cm long.

Pince d'Utrata
Branches droites, extrémités angulées à 45°, incision 1,8 mm, longueur 11,6 cm.

Pinza de Utrata
Ramas rectas, extremidades anguladas a 45°, incisión 1,8 mm, longitud 11,6 cm.



20037/1.8



FORCEPS


Pinces / Pinzas

1▷ Capsulorhexis / Capsulorhexis / Capsulorhexis

Corydon Forceps
Curved jaws, 90° pointed tips, for 1.8-mm incision, 11.5-cm long.

Pince de Corydon
Branches courbes, extrémités pointues à 90°, incision 1,8 mm, longueur 11,5 cm.

Pinza de Corydon
Ramas curvadas, extremidades puntiagudas a 90°, incisión 1,8 mm, longitud 11,5 cm.




17163/1.8

Sold with protector
Livrée avec protecteur
Se vende con protector

Corydon Forceps
Curved jaws, 90° pointed tips, for 2.2-mm incision, 11.5-cm long.

Pince de Corydon
Branches courbes, extrémités pointues à 90°, incision 2,2 mm, longueur 11,5 cm.

Pinza de Corydon
Ramas curvadas, extremidades puntiagudas a 90°, incisión 2,2 mm, longitud 11,5 cm.




17163/2.2

Sold with protector
Livrée avec protecteur
Se vende con protector


Corydon Forceps - Titanium
Curved jaws, 90° pointed tips, for 2.2-mm incision, 11.5-cm long.

Pince de Corydon - Titane
Mors courbes, extrémités pointues à 90°, incision 2,2 mm, longueur 11,5 cm.

Pinza de Corydon - Titanio
Ramas curvadas, extremidades puntiagudas a 90°, incisión 2,2 mm, longitud 11,5 cm.



TI 17163/2.2



FORCEPS


Pinces / Pinzas

1▷ Capsulorhexis / Capsulorhexis / Capsulorhexis

Corydon Forceps - Graduated Curved jaws, 90° pointed tips, for 2.2-mm incision, 11.5-cm long.

Pince de Corydon - Graduée
Branches courbes, extrémités pointues à 90°, incision 2,2 mm, longueur 11,5 cm.


Pinza de Corydon - Graduada
Ramas curvas, extremidades puntiagudas a 90°, incisión 2,2 mm, longitud 11,5 cm.



Sold with protector
Livrée avec protecteur
Se vende con protector



18259/2.2



FORCEPS


Pinces / Pinzas

1▷ Capsulorhexis / Capsulorhexis / Capsulorhexis

**Utrata Forceps
Straight jaws, 90° ball-shaped tips, for 2.2-mm incision, 11.5-mm long.**

Pince d'Utrata
Branches droites, extrémités en forme de boule à 90°, incision 2,2 mm, longueur 11,5 mm.

Pinza de Utrata
Ramas rectas, extremidades en forma de bola a 90°, incisión 2,2 mm, longitud 11,5 mm.




17160/2.2

**Crozafon Forceps
Curved jaws, 45° pointed tips, for 2.2-mm incision, 12-cm long.**

Pince de Crozafon
Branches courbes, extrémités pointues à 45°, incision 2,2 mm, longueur 12 cm.

Pinza de Crozafon
Ramas curvas, extremidades puntiagudas a 45°, para incisión 2,2 mm, longitud 12 cm.



Sold with protector
Livrée avec protecteur
Se vende con protector




20000

**Crozafon Forceps
Curved jaws, 45° pointed tips, for 1.8-mm incision, 12-cm long.**

Pince de Crozafon
Branches courbes, extrémités pointues à 45°, incision 1,8 mm, longueur 12 cm.

Pinza de Crozafon
Ramas curvas, extremidades puntiagudas a 45°, para incisión 1,8 mm, longitud 12 cm.



Sold with protector
Livrée avec protecteur
Se vende con protector




20000/1.8

**Utrata Forceps
Straight jaws, 45° pointed tips, for 1.8-mm incision, 9.5-cm long.**

Pince d'Utrata
Branches droites, extrémités pointues à 45°, incision 1,8 mm, longueur 9,5 cm.

Pinza de Utrata
Ramas rectas, extremidades puntiagudas a 45°, para incisión 1,8 mm, longitud 9,5 cm.



20019/1.8



FORCEPS

Pinces / Pinzas


1▷ Capsulorhexis / Capsulorhexis / Capsulorhexis

CROSS-ACTION

Cross-Action Forceps, Curved Corydon tip, with protector, for incision less than 1.8 mm. Curved shaft, sharp, ~45° pointed tip. Bird-cage handle.

Pince à Action Croisée, Courbe Type Corydon, avec protecteur pour incision < 1.8 mm. Branches courbes, extrémité pointue ≈ 90°. Manche cage à oiseau.

Pinza de Acción Cruzada, Curva Tipo Corydon, con protector, para incisiones inferiores a 1.8 mm. Ramas curvas con punta a 90°. Mango redondo.



Sold with protector
Livrée avec protecteur
Se vende con protector




Available in 7 sizes / Disponible en 7 tailles / Disponible en 7 tamaños : 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5 mm

20050/XX.X

Cross-Action Forceps, Curved Crozafon tip, with protector, for incision less than 1.8 mm. Curved shaft, sharp ≈ 45° blunt pointed tip. Bird-cage handle.

Pince à Action Croisée, Courbe Type Crozafon, avec protecteur pour incision < 1.8 mm. Branches courbes, extrémité émoussée ≈ 45°. Manche cage à oiseau.

Pinza de Acción Cruzada, Curva Tipo Crozafon, con protector, para incisiones inferiores a 1.8 mm. Ramas curvas con punta roma a 45°. Mango redondo.




Sold with protector
Livrée avec protecteur
Se vende con protector



Available in 7 sizes / Disponible en 7 tailles / Disponible en 7 tamaños : 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5 mm

20051/XX.X



FORCEPS


Pinces / Pinzas

1▷ Capsulorhexis / Capsulorhexis / Capsulorhexis

Cross-Action Forceps, Straight Utrata tip, with protector, for incision less than 1.8 mm. Straight shaft, sharp, ~45° blunt pointed tip. Bird-cage handle.

Pince à Action Croisée, Droite Type Utrata, avec protecteur pour incision < 1.8 mm. Branches droites, extrémité forme d'olive émoussée pointue ≈ 45°. Manche cage à oiseau.

Pinza de Acción Cruzada, Recta Tipo Utrata, con protector, para incisiones inferiores a 1.8 mm. Ramas rectas con punta roma a 45°. Mango redondo.



Sold with protector
Livrée avec protecteur
Se vende con protector




Available in 7 sizes / Disponible en 7 tailles / Disponible en 7 tamaños : 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5 mm

20052/XX.X

Cross-Action Forceps, Curved Serrated tip, with protector, for incision less than 1.8 mm. Curved shaft, blunt and interlocking tips ≈ 45° Bird-cage handle

Pince à Action Croisée, Courbe Type Striée, avec protecteur pour incision < 1.8 mm. Branches courbes, extrémité émoussée rainurée ≈ 45°. Manche cage à oiseau.

Pinza de Acción Cruzada, Curva Tipo Serrata, con protector, para incisiones inferiores a 1.8 mm. Ramas curvas con puntas intercambiables y romas a 45°. Mango redondo.



Sold with protector
Livrée avec protecteur
Se vende con protector



Available in 7 sizes / Disponible en 7 tailles / Disponible en 7 tamaños : 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5 mm

20053/XX.X



FORCEPS

Pinces / Pinzas

1 Capsulorhexis / Capsulorhexis / Capsulorhexis

Hachet Cross-Action Forceps
Curved shaft, 45° pointed tips,
for 2.2-mm incision, 12-cm long.

Pince à Action Croisée de Hachet
Branches courbes, extrémités pointues
à 45°, incision 2,2 mm, longueur 12 cm.

Pinza Acción Entrecruzada de Hachet
Ramas curvas, extremidades
puntiagudas a 45°,
para incisión 2,2 mm, longitud 12 cm.



19079

Cross-Action Capsulorhexis Forceps - 1.5-mm
Curved shaft, 90° pointed tips,
for 1.5-mm incision, 11-cm long.

Pince Capsulorhexis à Action Croisée -
1,5 mm
Branches courbes, extrémités pointues
à 90°, incision 1,5 mm, longueur 11 cm.

Pinza Acción Entrecruzada - 1,5 mm
Ramas curvas, extremidades
puntiagudas a 90°, para incisión 1,5 mm,
longitud 11 cm.



20020


Cross-Action Forceps
Curved shaft, 45° pointed tips,
for 1.8-mm incision, 12.5-cm long.

Pince Action Croisée
Branches courbes, extrémités pointues
à 45°, incision 1,8 mm, longueur 12,5 cm.

Pinza Acción Entrecruzada
Ramas curvas, extremidades
puntiagudas a 45°,
para incisión 1,8 mm, longitud 12,5 cm.



20031



FORCEPS

Pinces / Pinzas


1 Capsulorhexis / Capsulorhexis / Capsulorhexis

DISTAL-COMMAND

23G Micro-Incision Forceps
90° pointed tips, designed for
1- to 1.5-mm micro-incision.
14-cm long.

Pince Micro-incision 23G
Extrémités pointues à 90°,
micro-incisions de 1 mm à 1,5 mm.
Longueur 14 cm.

Pinza Micro-incisión 23G
Extremidades puntiagudas
a 90°, micro-incisiones
de 1 mm a 1,5 mm.
Longitud 14 cm.



Scale/Echelle/Escala 0.9



19099/23

23G Rhexis Forceps, Long
90° pointed tips, curved, laser graduation,
0.6-mm diameter for 1-mm incision.

Pince Rhexis 23G, Longue
Extrémités pointues à 90°, courbe,
graduation laser, diamètre de 0,6 mm
pour des incisions de 1,00 mm.

Pinza Rhexis 23G, Larga
Extremidades puntiagudas a 90°, curvada,
graduación láser, diámetro de 0,6 mm
para una incisión de 1,00 mm.



composites
by Moria

20221X1

23G Rhexis Forceps, Short
90° pointed tips, curved, laser
graduation, 0.6-mm diameter for
1-mm incision.

Pince Rhexis 23G, Courte
Extrémités pointues à 90°, courbe,
graduation laser, diamètre de 0,6 mm
pour des incisions de 1,00 mm.

Pinza Rhexis 23G, Corta
Extremidades puntiagudas a 90°,
curvada, graduación láser, diámetro de
0,6 mm para una incisión de 1,00 mm.



composites
by Moria

20222X1



FORCEPS


Pinces / Pinzas

2> Bonn: Corneal / Bonn: À cornée / Bonn: Para córnea

Bonn Forceps
Flat serrated handle, 0.12-mm teeth,
7.3-cm long.

Pince de Bonn
Manche plat strié, dents de 0,12 mm,
longueur 7,3 cm.

Pinza de Bonn
Mango plano estriado, dientes de 0,12 mm,
longitud 7,3 cm.




M1809

Bonn Forceps
With platforms and 0.1-mm facing
micro teeth, 7.5-cm long.

Pince de Bonn
À plateaux et micro dents de 0,1 mm
face à face. Longueur 7,5 cm.

Pinza de Bonn
Placas y microdientes de 0,1 mm,
longitud 7,5 cm.




7835


Bonn Forceps - Titanium

Pince de Bonn - Titane

Pinza de Bonn - Titanio



TI7835



FORCEPS


Pinces / Pinzas

2> Bonn: Corneal / Bonn: À cornée / Bonn: Para córnea

Bonn-Moria Forceps
Straight with platforms and 0.1-mm facing
micro teeth.

Pince de Bonn-Moria
Droite à plateaux et micro dents de 0,1 mm
face à face.

Pinza de Bonn-Moria
Recta placas y microdientes de 0,1 mm.




7850A

Moria Forceps
Bayonet shaped, with 0.1-mm teeth
and platforms.

Pince de Moria
Coudée en baïonnette, dents de 0,1 mm
et plateaux.

Pinza de Moria
Acodada en bayoneta, dientes
de 0,1 mm con placas.




7850B


Bonn Forceps
Ergonomic, and 0.1-mm facing micro
teeth, 9.5-cm long.

Pince de Bonn
Ergonomique, à plateaux et micro dents
de 0,1 mm face à face. Longueur 9,5 cm.

Pinza de Bonn
Ergonómica, con placas y microdientes
de 0,1 mm, frente a frente. Longitud 9,5 cm.



13160



FORCEPS

Pinces / Pinzas


2 ▶ **Bonn: Corneal** / Bonn: À cornée / Bonn: Para córnea

Bonn-Moria Forceps

Ergonomic, platforms and 0.1-mm facing micro teeth. 11-cm long.

Pince de Bonn-Moria
Ergonomique, à plateaux et micro dents de 0,1 mm face à face.
Longueur 11 cm.

Pinza de Bonn-Moria
Ergonómica, con placas y microdientes de 0,1 mm, frente a frente. Longitud 11 cm.




13161

Bonn-Kraff Forceps

Ergonomic, long jaws, 0.1-mm teeth and platforms. 12-cm long.

Pince de Bonn-Kraff
Ergonomique, à branches longues, dents de 0,1 mm et plateaux.
Longueur 12 cm.

Pinza de Bonn-Kraff
Ergonómica, ramas alargadas. Dientes 0,1 mm, con placas. Longitud 12 cm.




13246

Kraff-Moria Forceps


Ergonomic, 0.1-mm oblique teeth, with tying platforms. 12-cm long.

Pince de Kraff-Moria
Ergonomique, dents obliques 0,1 mm, plateaux pour fils. Longueur 12 cm.

Pinza de Kraff-Moria
Ergonómica, dientes oblicuos de 0,1 mm, con placas para hilos. Longitud 12 cm.



13240



FORCEPS

Pinces / Pinzas


2 ▶ **Bonn: Corneal** / Bonn: À cornée / Bonn: Para córnea

Barraquer-Troutman Forceps

"Colibri" type, 0.12-mm oblique teeth, with tying platforms. 7.5-cm long.

Pince de Barraquer-Troutman
Type "Colibri", dents obliques 0,12 mm, plateaux pour fils. Longueur 7,5 cm.

Pinza de Barraquer-Troutman
Tipo colibrí, dientes oblicuas de 0,12 mm, placas para hilos. Longitud 7,5 cm.




7862

Pierse Forceps

"Colibri" type, 0.2-mm notched jaws and platforms. 7.5-cm long.

Pince de Pierse
Type "Colibri", à alvéoles de 0,2 mm et plateaux. Longueur 7,5 cm.

Pinza de Pierse
Tipo "Colibrí", dientes en alveolo de 0,2 mm con placas. Longitud 7,5 cm.




9803

Mac Pherson-Moria Forceps

Ergonomic, angled on 11 mm, 0.15-mm teeth and platforms. With sponge.

Pince de Mac Pherson-Moria
Ergonomique, coudée sur 11 mm, dents 0,15 mm et plateaux. Avec griffe.

Pinza de Mac Pherson-Moria
Ergonómica, acodada 11 mm, diente 0,15 mm, con placas. Con gancho.



13245



FORCEPS

Pinces / Pinzas


3 ▶ With teeth: scleral and conjunctival sutures /

À dents: à sutures sclérales et conjonctivales / Con dientes: suturas esclerales y conjuntivales

Castroviejo Forceps Flat serrated handle, 0.12-mm teeth and 5.5-mm platforms.

Pince de Castroviejo
Manche plat strié, dents de 0,12 mm
et plateaux de 5,5 mm.

Pinza de Castroviejo
Mango plano estriado, dientes de
0,12 mm y placas de 5,5 m.




M1796

Castroviejo Forceps 0.4-mm oblique teeth, and tying platforms.

Pince de Castroviejo
Dents obliques de 0,4 mm et plateaux
pour fils.

Pinza de Castroviejo
Dientes oblicuas de 0,4 mm y placas
para hilos.





7384


Castroviejo Forceps "Utility" 0.3-mm oblique teeth with platforms.

Pince de Castroviejo "Utility"
Dents obliques de 0,3 mm et
plateaux.

Pinza de Castroviejo "Utility"
Dientes oblicuos de 0,3 mm con
placas.



9510



FORCEPS

Pinces / Pinzas


3 ▶ With teeth: scleral and conjunctival sutures /

À dents: à sutures sclérales et conjonctivales / Con dientes: suturas esclerales y conjuntivales

Remky Polak Forceps 3-mm teeth. Positioning of the four cardinal points.

Pince de Remky Polak
Dents de 3 mm. Permet de
positionner les quatre points
cardinaux.

Pinza de Remky Polak
Dientes de 3 mm. Para posicionar los
cuatro puntos cardinales.




9965

Jayle Forceps 0.8-mm facing teeth and tying platforms.

Pince de Jayle
Dents de 0,8 mm face à face et
plateaux pour fils.

Pinza de Jayle
Dientes de 0,8 mm, frente a frente, y
placas para hilos.



3222



FORCEPS

Pinces / Pinzas


3 ▶ With teeth: scleral and conjunctival sutures /

À dents: à sutures sclérales et conjonctivales / Con dientes: suturas esclerales y conjuntivales

Paufique Forceps 0.8-mm oblique teeth and tying platforms, Manhattan Eye and Ear Hospital type.

Pince de Paufique
Dents obliques de 0,8 mm et plateaux pour fils, type Manhattan Eye and Ear Hospital.

Pinza de Paufique
Dientes oblicuos de 0,8 mm y placas para hilos de tipo Manhattan Eye and Ear Hospital.




3225

De Saint Martin-Barraquer Forceps Thin, 0.5-mm oblique teeth.

Pince de De Saint Martin-Barraquer
Affinée, dents obliques de 0,5 mm.

Pinza de De Saint Martin-Barraquer
Fina, dientes oblicuos de 0,5 mm.




6223


Lester Forceps Conjunctiva, 1-mm teeth, delicate, usual.

Pince de Lester
À conjonctive, dents de 1 mm, fine, usuelle.

Pinza de Lester
Para conjuntiva, dientes de 1 mm, fina, usual.



2280A



FORCEPS


Pinces / Pinzas

4 ▶ Tying, monofilament tying / À fils, à monofilament / Hilos, monofilamentos

Mac Pherson Forceps Flat serrated handle, straight jaws, 4-mm platforms, 8.4-cm long.

Pince de Mac Pherson
Manche plat strié, mors droits, plateaux de 4 mm, longueur 8,4 cm.

Pinza de Mac Pherson
Mango plano estriado, ramas rectas, placas de 4 mm, longitud 8,4 cm.




M1815S

Mac Pherson Forceps Flat serrated handle, angled jaws, 4-mm platforms, 8.2-cm long.

Pince de Mac Pherson
Manche plat strié, mors coudés, plateaux de 4 mm, longueur 8,2 cm.

Pinza de Mac Pherson
Mango plano estriado, ramas anguladas, placas de 4 mm, longitud 8,2 cm.




M1815A

Kelman-Mac Pherson Forceps Flat serrated handle, angled jaws, 7-mm platforms, 8.2 cm long.

Pince de Kelman-Mac Pherson
Manche plat strié, mors coudés à plateau de 7 mm, longueur 8,2 cm.

Pinza de Kelman-Mac Pherson
Mango plano estriado, ramas anguladas, placas de 7 mm, longitud 8,2 cm.



M1815AK



FORCEPS


Pinces / Pinzas

4 ▶ Tying, monofilament tying / À fils, à monofilament / Hilos, monofilamentos

Kelman-Mac Pherson Forceps Flat serrated handle, angled jaws, 11-mm platforms, 8.5-cm long.

Pince de Kelman-Mac Pherson
Manche plat strié, mors coudés à
plateau de 11 mm, longueur 8,5 cm.

Pinza de Kelman-Mac Pherson
Mango plano estriado, ramas
anguladas, placas de 11 mm, longitud
8,5 cm.




M5030

Moria Forceps Straight, with micro platforms. 7.5-cm long.

Pince de Moria
Droite, à micro plateaux.
Longueur 7,5 cm.

Pinza de Moria
Recta, con microplacas.
Longitud 7,5 cm.




7835C


Moria Forceps Straight, with micro platforms. 10-cm long.

Pince de Moria
Droite, à micro plateaux.
Longueur 10 cm.

Pinza de Moria
Recta, con microplacas.
Longitud 10 cm.



7850C



FORCEPS


Pinces / Pinzas

4 ▶ Tying, monofilament tying / A fils, à monofilament / Hilos, monofilamentos

Barraquer Forceps Straight, with 2 blunt platforms, 1-mm jaws.

Pince de Barraquer
Droite, avec 2 plateaux mous, mords
1 mm.

Pinza de Barraquer
Recta, con 2 placas romas, boca
de 1 mm.




2432

Barraquer Forceps "Colibri" Very delicate, 0.5-mm platforms.

Pince de Barraquer "Colibri"
Plateaux ultra fins 0,5 mm.

Pinza de Barraquer "Colibri"
Terminación ultra fina 0,5 mm.




7431

Troutman Forceps Straight, delicate. 10/0 monofilament.

Pince de Troutman
Droite, fine. Monofil 10/0.

Pinza de Troutman
Recta, fina. Monofilamento 10/0.



9604



FORCEPS

Pinces / Pinzas

4 ▶ Tying, monofilament tying / A fils, à monofilament / Hilos, monofilamentos

Troutman Forceps Curved, delicate. 10/0 monofilament.

Pince de Troutman
Courbe, fine. Monofil 10/0.

Pinza de Troutman
Curva, fina. Monofilamento 10/0.




9605

Moria Forceps Straight, very delicate platforms for 10/0 monofilament.

Pince de Moria
Droite, plateaux ultra fins pour monofil
10/0.

Pinza de Moria
Recta, placas ultra finas para
monofilamento 10/0.




13167


Moria Forceps Curved, very delicate platforms for 10/0 monofilament.

Pince de Moria
Courbe, plateaux ultra fins pour
monofil 10/0.

Pinza de Moria
Curva para monofilamento 10/0, con
placas ultrafinas.



13168



FORCEPS


Pinces / Pinzas

4 ▶ Tying, monofilament tying / A fils, à monofilament / Hilos, monofilamentos

Moria Forceps Ergonomic, straight, very thin long platforms for 10/0 monofilament. 12-cm long.

Pince de Moria
Ergonomique, droite, longs plateaux
ultra affinés pour monofil
10/0. Longueur 12 cm.

Pinza de Moria
Ergonómica, recta, placas largas
ultrafinas, para monofilamentos
10/0. Longitud 12 cm.




13241

Mac Pherson Forceps Ergonomic, angled, very thin 11-mm platforms, 12-cm long. Without spong. 10/0 monofilament.

Pince de Mac Pherson
Ergonomique, coudée, plateaux de 11 mm,
ultra affinés. Longueur 12 cm.
Sans griffe. Monofil 10/0.

Pinza de Mac Pherson
Ergonómica placas de 11 mm ultra
fina. Longitud 12 cm. Sin gancho.
Monofilamento 10/0.




13242


Moria Forceps Ergonomic, curved, very thin long platforms for 10/0 monofilament. 12-cm long.

Pince de Moria
Ergonomique, courbe, longs plateaux
ultra affinés pour monofil 10/0.
Longueur 12 cm.

Pinza de Moria
Ergonómica curva, placas
ultrafinas para monofilamentos
10/0. Longitud 12 cm.



13243



FORCEPS

Pinces / Pinzas

5 ▶ **Toothless: cilia, conjunctiva, dissecting, iris** / Sans dent: à cils, à conjonctive, à disséquer, iris / Sin dientes: pestañas, conjuntiva, disección sin dientes, iris

Forceps
Swiss model, 1.5-mm concave/convexe jaws.

Pince
Modèle suisse, très fine, mors de 1,5 mm, concave/convexe.

Pinza
Modelo suizo, muy fina, diente de 1,5 mm, cóncava/convexa.



6031BIS

Forceps
Straight, medium size, standard. 4.5-mm jaws.

Pince
Droite, moyenne, usuelle. Mors de 4,5 mm.

Pinza
Recta, tamaño mediano, usual. Boca de 4,5 mm.




2146


Lama Forceps
Cross-action, 5 mm, unique broadened profile of the ring tip for retraction and manipulation of delicate tissues.

Pince de Lama
Action croisée, 5 mm, larges extrémités en forme d'anneau pour manipulation des tissus délicats.

Pinza de Lama
Acción cruzada, 5 mm, larga extremidad en forma de anillo para manipular los tejidos delicados.



19051/5



FORCEPS


Pinces / Pinzas

5 ▶ **Toothless: cilia, conjunctiva, dissecting, iris** / Sans dent: à cils, à conjonctive, à disséquer, iris / Sin dientes: pestañas, conjuntiva, disección sin dientes, iris

Fechtner Forceps
Ergonomic, straight with fine tying platforms. Micro ring tips handles conjunctiva atraumatically. 6-mm length tip.

Pince de Fechtner
Ergonomique, droite et à micro-plateaux. Complètement atraumatique grâce à son extrémité formée de deux anneaux. Extrémité de 6 mm.

Pinza de Fechtner
Ergonómica, recta y placas completamente atraumática gracias a su extremidad acabada en dos anillos. Extremidad de 6 mm de largo.




18225

Bonaccolto Forceps
Straight, usual, 0.8-mm serrated jaws.

Pince de Bonaccolto
Droite, usuelle, mors striés de 0,8 mm.

Pinza de Bonaccolto
Recta, usual, boca estriada de 0,8 mm.




2180A

Forceps
Curved, usual, 1-mm serrated jaws.

Pince
Courbe, usuelle, mors striés de 1 mm.

Pinza
Curva, usual, boca estriada de 1 mm.



2183



FORCEPS

Pinces / Pinzas

5 ▶ **Toothless: cilia, conjunctiva, dissecting, iris** / Sans dent: à cils, à conjonctive, disséquer, iris / Sin dientes: pestañas, conjuntiva, disección sin dientes, iris

**Iris forceps, curved
10-cm long, with delicate teeth.**

Pince à iris courbe
10 cm, striée.

Pinza de iris, curva
10 cm, estriada.



MC31

**Iris forceps, curved
10-cm long, toothless.**

Pince à iris courbe
mors lisses 10 cm.

Pinza de iris, curva
sin dientes, 10 cm.



MC31B


**Iris forceps, straight
10-cm long, with fine teeth.**

Pince à iris droite
10 cm, striée.

Pinza de iris recta
10 cm, estriada.



MC32



FORCEPS

Pinces / Pinzas

5 ▶ **Toothless: cilia, conjunctiva, dissecting, iris** / Sans dent: à cils, à conjonctive, à disséquer, iris / Sin dientes: pestañas, conjuntiva, disección sin dientes, iris

**Iris forceps, straight
10-cm long**

Pince à iris droite mors lisses,
10 cm.

Pinza de iris recta, sin dientes,
10 cm.



MC32B

**Dumont Forceps
Moria design, straight, tips
closing flat on 4 mm.**

Pince Dumont
Modèle Moria, droite, serrant
sur 4 mm.

Pinza de Dumont
Modelo Moria, recta, boca
estrillada de 4 mm.



MC40

**Dumont Forceps
Moria design, curved, tips
closing flat on 4 mm.**

Pince Dumont
Modèle Moria, courbe serrant
sur 4 mm.

Pinza de Dumont
Modelo Moria, boca estrillada
de 4 mm.



MC40B



FORCEPS

Pinces / Pinzas

5 ▶ Toothless: cilia, conjunctiva, dissecting, iris / Sans dent: à cils, à conjonctive, à disséquer, iris / Sin dientes: pestañas, conjuntiva, disección sin dientes, iris

Moria micro surgery forceps Straight, extra delicate, 13-cm long.

Pince micro chirurgie Moria
Droite, ultra fine, longueur 13 cm.

Pinza micro cirugía Moria
Recta, boca ultrafina, longitud 13 cm.



9980

Micro surgery forceps Straight, 13-cm long.

Pince micro chirurgie Moria
Droite, longueur 13 cm.

Pinza micro cirugía Moria
Recta, longitud 13 cm.



9983


Moria micro surgery forceps Curved, 13-cm long.

Pince micro chirurgie Moria
Courbe, longueur 13 cm.

Pinza micro cirugía Moria
Curva, longitud 13 cm.



9987



FORCEPS

Pinces / Pinzas


6 ▶ Lamellar Keratoplasty / Kératoplastie lamellaire / Queratoplastia lamelar

DMEK-DSO

Curved DMEK Forceps 7° curvature, 10-mm platforms, 12-cm long.

Pince DMEK courbe
Courbure de 7°, plateaux de 10 mm,
longueur 12 cm.

Pinza DMEK curva
Curvatura 7°, placas de 10 mm,
longitud 12 cm.




20038

Straight DMEK Forceps 10-mm platforms, 12-cm long.

Pince DMEK droite
Plateaux de 10 mm, longueur 12 cm.

Pinza DMEK recta
Placas de 10 mm, longitud 12 cm.




20039

DSO Gorovoy Forceps Inverted Utrata shaped, blunt tip, 11.5-cm long.

Pince descemetorhexis de Gorovoy
Forme Utrata inversée, bout émoussé,
longueur 11,5 cm.

Pinza descemetorhexis de Gorovoy
Forma Utrata inversa, extremidad
roma, longitud 11,5 cm.



19097




FORCEPS

Pinces / Pinzas

6 ▶ Lamellar Keratoplasty / Kératoplastie lamellaire / Queratoplastia lamelar

DSAEK



Busin Forceps For grasping and positioning the donor graft:

- micro-incision forceps, distal action
- designed to position a DSAEK graft in the Busin spatula and to pull it from the spatula into the recipient's anterior chamber
- size of the tips adapted to the spatula
- atraumatic ridges to grasp the donor button.

Pinces de Busin
Pour saisir et positionner le lenticule cornéen du donneur:

- pince à micro incision, action distale
- conçu pour positionner un greffon DSAEK dans la spatule Busin puis le tirer depuis la spatule vers la chambre antérieure du receveur
- taille des pointes adaptée à la spatule
- extrémité atraumatique des pointes pour saisir le greffon donneur.

Pinzas de Busin
Para agarrar y posicionar el lenticulo corneal:

- pinza de microincisión, acción distal
- diseñado para colocar un injerto DSAEK en la espátula de Busin y extraerlo de la espátula hacia la cámara anterior
- tamaño de las puntas adaptadas a la espátula
- crestas atraumáticas para agarrar el injerto del donante.



Ogawa inserting Forceps For donor button insertion:


- blunt tips for the release of donor tissue inside the patient's eye
- angulation of handle optimized for a fingertip control
- when the instrument is closed, active tips remain slightly open not to compress the donor tissue.

Pince d'Ogawa

Pour insertion du lenticule du donneur :
 • extrémité mousse pour la libération du greffon dans l'œil du patient
 • angulation optimisée du manche pour un contrôle du bout des doigts
 • lorsque la pince est fermée, les extrémités des parties actives restent légèrement espacées afin de ne pas comprimer le greffon.

Pinza de Ogawa
Para inserción del lenticulo del donante:

- puntas embotadas para la liberación del lenticulo en el ojo del paciente
- el ángulo de la manija está optimizado para un control de los dedos
- cuando el instrumento está cerrado, las puntas están abiertas para no comprimir el lenticulo.



FORCEPS

Pinces / Pinzas

7 ▶ Hemostatic Serrefine for sutures / Hémostatiques à tendre les fils / Hemostáticas para hilos

De Wecker Forceps "Mosquito" Straight. 5-cm long.

Pince de De Wecker "Moustique"
Droite. Longueur 5 cm.

Pinza de De Wecker Tipo "Mosquito"
Recta. Longitud 5 cm.



MC43

De Wecker Forceps "Mosquito" Curved. 5-cm long.

Pince de De Wecker "Moustique"
Courbe. Longueur 5 cm.

Pinza de De Wecker Tipo "Mosquito"
Curva. Longitud 5 cm.



MC44

De Wecker Forceps Straight, cross-action, 7.5-cm long.

Pince de De Wecker
Droite, à action croisée. Longueur 7,5 cm.

Pinza de De Wecker
Recta, acción cruzada. Longitud 7,5 cm.



2321



FORCEPS


Pinces / Pinzas

8 ▶ Strabismus, chalazion, ptosis / A strabisme, à chalazion, ptosis / Estrabismo, chalazión, ptosis

Prince-Blascovics Forceps Right side. 11.5-mm tip length.

Pince de Prince-Blascovics
À droite. Longueur de l'extrémité
11,5 mm.

Pinza de Prince-Blascovics
A derecha. Longitud extremidad
11,5 mm.




2420A

Prince-Blascovics Forceps Left side. 11.5-mm tip length.

Pince de Prince-Blascovics
À gauche. Longueur de l'extrémité
11,5 mm.

Pinza de Prince-Blascovics
A izquierda. Longitud extremidad
11,5 mm.




2420B


Berke Ptosis Forceps with Lock

Pince à ptosis de Berke à verrou

Pinza de ptosis Berke con cierre



20150



FORCEPS


Pinces / Pinzas

8 ▶ Strabismus, chalazion, ptosis / A strabisme, à chalazion, ptosis / Estrabismo, chalazión, ptosis

Bangerter Forceps With push button, ultra delicate tips, non traumatic. 13-mm tip length.

Pince de Bangerter
À pousoir, pointes ultra fines,
atraumatiques. Longueur de l'extrémité
13 mm.

Pinza de Bangerter
Con botón pulsador, ultrafina,
atraumática. Longitud extremidad
13 mm.




11081

Desmarres Forceps Usual, 25 mm.

Pince de Desmarres
Usuelle, 25 mm.

Pinza de Desmarres
Usual, 25 mm.



2125

Lambert Forceps 11-mm round jaws.

Pince de Lambert
À mors ronds, 11 mm.

Pinza de Lambert
Con boca redonda, 11 mm.



2131



FORCEPS


Pinces / Pinzas

9 Other Forceps / Autres pinces / Otras pinzas

Crozafon Micro Pre-chopper For 2.2-mm incision semi-sharp pointed tip. 12-cm long.

Micro Pre-chopper de Crozafon
Pour incision de 2,2 mm, extrémités
pointues semi-tranchantes.
Longueur 12 cm.

Micro Pre-chopper de Crozafon
Para incisión de 2,2 mm,
extremos puntiagudos
semi-cortantes. Longitud 12 cm.




20001

Elschnig Forceps Straight, with 1 x 2 oblique teeth. Superior rectus fixation.

Pince d'Elschnig
Droite à 1 x 2 dents obliques.
Pour fixer le droit supérieur.

Pinza d'Elschnig
Recta 1 x 2 dientes oblicuas.
Para fijación del recto superior.



2228


Barraquer Forceps 12 x 12 oblique teeth, for scleral fixation.

Pince de Barraquer
À 12 x 12 dents obliques, pour fixation
sclérale.

Pinza de Barraquer
12 x 12 dientes oblicuas para fijación
de la esclera.



2221



FORCEPS


Pinces / Pinzas

9 Other Forceps / Autres pinces / Otras pinzas

Explantation Forceps 7-mm serrated jaws, to remove IOL pieces.

Pince explantation
Mors striés, 7 mm, pour retirer les
fragments de LIO.

Pinza explantación
Extremidades estriadas 7 mm, para
retirar los fragmentos de lente.




19074

De Laage Glaucoma Forceps For deep non-penetrating sclerectomy delicate and smooth tips. 7-mm tip length.

Pince de De Laage
Pour sclérectomie profonde non
perforante, extrémités très fines et
émoussées. Extrémité de 7 mm.

Pinza de De Laage
Para esclerectomía no penetrante
profunda. Extremidades muy finas y
romas. Extremidad de 7 mm de largo.



19082



FORCEPS


Pinces / Pinzas

9 Other Forceps / Autres pinces / Otras pinzas

Colin Forceps
Ergonomic, cross-action, externally serrated jaws, 11.5-cm long.

Pince de Colin
Ergonomique à action croisée, mors extérieurs striés, longueur 11,5 cm.

Pinza de Colin
Ergonómica, acción cruzada, extremidades exterior estríadas, 11,5 cm de longitud.




18158

Blaydes Forceps
7-mm flat jaws, delicate and blunt. For iris-fixated IOL.

Pince de Blaydes
Mors plats, fins et mousés de 7 mm. Pour LIO à fixation iridienne.

Pinza de Blaydes
Palas planas, finas y romas de 7 mm. Para LIO de fijación iridiana.




13238


Waring Forceps
Ergonomic, 7-mm jaws with platforms.

Pince de Waring
Ergonomique, mors 7 mm à plateaux.

Pinza de Waring
Ergonómica, boca de 7 mm con placas.



13261



FORCEPS


Pinces / Pinzas

9 Other Forceps / Autres pinces / Otras pinzas

Faulkner Forceps
Special inclination blunt jaws, 11-mm long rounded jaws, for silicone acrylic lens.

Pince à tenir de Faulkner
Mors inclinés, mousés et arrondis 11 mm, pour implants silicone acrylique.

Pinza de Faulkner
Boca inclinada, roma redonda de 11 mm para lentes de silicona y acrílico.




17161

Inserting Forceps
Direct action, for silicone, acrylic lens.

Pince à introduire IOL souple
Action directe, pour implants silicone, acrylique.

Pinza para implantar
Acción directa, para lentes de silicona y acrílicos.



19003

Hartmann Forceps, straight
Strip 95 mm.

Pince Hartmann droite
Striée 95 mm.

Pinza Hartmann recta
Estríada 95 mm.



20143



FORCEPS

Pinces / Pinzas

9 ▶ Other Forceps / Autres pinces / Otras pinzas

Hartmann Forceps, curved Strip 95 mm.

Pince Hartmann courbée
Striée 95 mm.

*Pinza Hartmann curva
Estriada 95 mm.*




20144

Halsted Forceps, straight 10-mm teeth.

Pince Halsted droite
À dents 10 mm.

*Pinza Halsted recta
Dientes 10 mm.*




20145

Halsted Forceps, curved 10-mm teeth.

Pince Halsted courbe
À dents 10 mm.

*Pinza Halsted curva
Dientes 10 mm.*




20146


Towel Clamp, 9 cm

Pince à champs 9 cm

Pinza de campo 9 cm



20147



FORCEPS

Pinces / Pinzas


10 ▶ Retinal Forceps / Pinces Rétines / Pinzas Retinas

Micro Grooved Forceps Micro-forceps, micro grooved for gripping of thick and / or strongly adhering membranes.

Pince Micro-Striée
Micro-pince micro-striée pour une préhension des membranes épaisses et/ou fortement adhérentes.


*Pinza Micro Estriada
Micro Pinza micro estriada para agarrar membranas gruesas y/o fuertemente adheridas.*

composites
by Moria



23 G

20330



25 G


20331

Serrated forceps Micro serrated forceps (crocodile) for strong gripping of thick and adherent membranes (PVR).

Pince Striée
Micro pince striée (crocodile) pour une prehension forte des membranes épaisses et adhérentes (PVR).


*Pinza Estriada
Pinza micro estriada (cocodrilo) para un mejor agarre de membranas gruesas y adherentes (PVR).*

composites
by Moria



23 G

20332



25 G

20333



FORCEPS

Pinces / Pinzas


10 > Retinal Forceps / Pinces Rétines / Pinzas Retinas

ILM Forceps
Micro bit forceps with fine jaws for the capture and peeling of ILM type thin membranes.

Pince ILM
Micro-pince à mors fins pour une saisie et un pelage des membranes.
Adaptée à la membrane limitante interne (MLI).


Pinza ILM
Micro Pinza con dientes finos para el pelado de la membrana ILM.

composites
by Moria



23 G

20300



25 G


20301

Fine ILM Forceps
Micro forceps with fine bits to help visualize the flap when peeling ILM.

Pince ILM Affinée
Micro-pince à mors affinés pour aider à une visualisation du lambeau lors du pelage de la membrane limitante interne (MLI).


Pinza ILM Fina
Micro pinza con dientes finos para ayudar a visualizar la membrana durante el pelado de la ILM.

composites
by Moria



23 G

20308



25 G

20309



FORCEPS

Pinces / Pinzas


10 > Retinal Forceps / Pinces Rétines / Pinzas Retinas

Eckardt Forceps
Multi-purpose micro-forceps suitable for all types of membranes.

Pince Eckardt
Micro-pince multi-usage adaptée à tout type de membranes (MER-MEM-ILM).


Pinza Eckardt
Micro Pinza multiuso diseñada para todo tipo de membranas.

composites
by Moria



23 G

20302



25 G


20303

Tano Forceps
Asymmetrical microphone clip suitable for the peeling of all types of membranes.

Pince Tano
Micro-pince asymétrique adaptée au pelage de tout type de membranes.


Pinza Tano
Micro-Pinza asimétrica indicada para el pelado de todo tipo de membranas.

composites
by Moria



23 G

20304



25 G

20305



FORCEPS

Pinces / Pinzas

10 > Retinal Forceps / Pinces Rétines / Pinzas Retinas

End-Grasping Forceps

Micro forceps for peeling thin membranes. Asymmetric jaws allowing a greater contact surface on membranes.


composites
by **Moria**

Pince Fine à Saisir (End-Grasping)

Micro pince pour le pelage des membranes fines. Machoires asymétriques permettant une surface de contact plus importante sur les membranes.


Pinza Fina para Agarre (End-Grasping)

Micro Pinza para pelar membranas delgadas. Sus mandíbulas asimétricas permiten una mayor superficie de contacto con las membranas.



23 G

20306



25 G

20307



1	▶ Needle Holders / Porte-aiguilles / <i>Porta agujas</i>	54
	4/0 - 6/0	54
	5/0 - 7/0	55
	8/0 - 10/0	56



NEEDLE HOLDERS

Porte-aiguilles / Porta agujas

1 Needle Holders / Porte-aiguilles / Porta agujas

4/0 - 6/0

Vantey-Desvignes Needle Holder
Wide and smooth jaws, short and straight, very strong. 4/0.

Porte-aiguilles de Vantey-Desvignes
Mors larges et lisses, courts et droits,
très forts. 4/0.

Porta agujas de Vantey-Desvignes
Boca larga y lisa, corta, recta y muy
fuerte. 4/0.



2484

Castroviejo Needle Holder
Conical and serrated jaws, curved,
with lock. 4/0 to 6/0.

Porte-aiguilles de Castroviejo
Mors coniques et striés, courbe, à verrou.
4/0 à 6/0.

Porta agujas de Castroviejo
Boca estriada y cónica, curva con cierre.
4/0 a 6/0.



4134C

Castroviejo Needle Holder
Conical and serrated jaws, curved,
without lock. 4/0 to 6/0.

Porte-aiguilles de Castroviejo
Mors coniques et striés, courbe,
sans verrou. 4/0 à 6/0.

Porta agujas de Castroviejo
Boca estriada y cónica, curva,
sin cierre. 4/0 a 6/0.



4134D



NEEDLE HOLDERS

Porte-aiguilles / Porta agujas

1 Needle Holders / Porte-aiguilles / Porta agujas

5/0 - 7/0

Barraquer Needle Holder
Curved and smooth 1.5 mm jaws,
with lock. 13-cm long. 5/0 to 7/0.

Porte-aiguilles de Barraquer
Mors courbes et lisses de 1,5 mm, à
verrou. Longueur 13 cm. 5/0 à 7/0.

Porta agujas de Barraquer
Boca curva, lisa de 1,5 mm, con
cierre. Longitud 13 cm. 5/0 a 7/0.



4180A

Barraquer Needle Holder
Curved and smooth jaws 1.5 mm,
without lock. 13-cm long. 5/0 to 7/0.

Porte-aiguilles de Barraquer
Mors courbes et lisses de 1,5 mm,
sans verrou. Longueur 13 cm.
5/0 à 7/0.

Porta agujas de Barraquer
Boca curva y lisa de 1,5 mm, sin
cierre. Longitud 13 cm. 5/0 a 7/0.



4180B

Barraquer-De Laage Needle Holder
Curved and smooth jaws 1 mm, without
lock. 13-cm long. 10/0.

Porte-aiguilles de Barraquer-De Laage
Mors courbes et lisses de 1 mm, sans
verrou. Longueur 13 cm. 10/0.

Porta agujas de Barraquer-De Laage
Boca lisa y curva de 1 mm, sin cierre.
Longitud 13 cm. 10/0.



7251



NEEDLE HOLDERS

Porte-aiguilles / Porta agujas


1 Needle Holders / Porte-aiguilles / Porta agujas

8/0 - 10/0

Barraquer Needle Holder
Curved and smooth, 1.5-mm jaws,
without lock. 13-cm long. 8/0 to 10/0.

Porte-aiguilles de Barraquer
Mors courbes et lisses de 1,5 mm,
sans verrou. Longueur 13 cm.
8/0 à 10/0.

Porta agujas de Barraquer
Boca curva y lisa de 1,5 mm, sin
cierre. Longitud 13 cm. 8/0 a 10/0.



7252

Barraquer-De Laage Needle Holder
Curved and smooth, very thin 0.8-mm
jaws, without lock. 13-cm long. 8/0 to 10/0.

Porte-aiguilles de Barraquer-De Laage
Mors courbes et lisses ultra fins de 0,8 mm,
sans verrou. Longueur 13 cm. 10/0.

Porta agujas de Barraquer-De Laage
Boca curva, lisa y muy fina, 0,8 mm, sin
cierre. Longitud 13 cm. 10/0.



7252BIS

Castroviejo Needle Holder
Straight, delicate and smooth jaws,
with lock, with gentle spring action.
8/0 to 10/0.

Porte-aiguilles de Castroviejo
Mors droits fins et lisses, à verrou,
ressort souple. 8/0 à 10/0.

Porta agujas de Castroviejo
Boca fina, recta y lisa, con cierre,
resorte flexible. 8/0 a 10/0.



8147



NEEDLE HOLDERS

Porte-aiguilles / Porta agujas

1 Needle Holders / Porte-aiguilles / Porta agujas

Castroviejo Needle Holder
Delicate, straight, smooth jaws, without
lock, gentle spring action. 8/0 to 10/0.

Porte-aiguilles de Castroviejo
Mors droits fins, lisses, sans verrou, ressort
souple. 8/0 à 10/0.

Porta agujas de Castroviejo
Boca fina recta, lisa, sin cierre, resorte
flexible. 8/0 a 10/0.



8148

Castroviejo Needle Holder
Delicate, curved and smooth jaws, with
lock, gentle spring action. 8/0 to 10/0.

Porte-aiguilles de Castroviejo
Mors courbes, fins et lisses, à verrou,
ressort souple. 8/0 à 10/0.

Porta agujas de Castroviejo
Boca curva, fina y lisa, con cierre.
Resorte flexible. 8/0 a 10/0.



8149

Castroviejo Needle Holder
Delicate, curved and smooth jaws, without
lock, gentle spring action. 8/0 to 10/0.

Porte-aiguilles de Castroviejo
Mors courbes, fins et lisses, sans verrou,
ressort souple. 8/0 à 10/0.

Porta agujas de Castroviejo
Boca curva, fina y lisa, sin cierre. Resorte
flexible. 8/0 a 10/0.



8150



NEEDLE HOLDERS

Porte-aiguilles / Porta agujas

1 Needle Holders / Porte-aiguilles / Porta agujas

Barraquer Needle Holder
Curved and smooth 15-mm jaws
0.5-mm tip width, without lock, 10/0.

Porte-aiguilles de Barraquer
Mors courbes et lisses de 15 mm de longueur,
sans verrou, extrémité large de 0,5 mm. 10/0.

Porta agujas de Barraquer
Boca curva, lisa, de 15 mm de largo,
sin cierre, extremidad de 0,5 mm. 10/0.



8151

Troutman-O'Brien Needle Holder
Curved and smooth, very delicate,
0.8-mm jaws, without lock, 10/0.

Porte-aiguilles de Troutman-O'Brien
Courbe, lisse, sans verrou, mors ultra
fins de 0,8 mm. 10/0.

Porta agujas de Troutman-O'Brien
Curva, lisa, sin cierre, boca ultrafina
de 0,8 mm. 10/0.



9960

In titanium

En titane
En titanio



TI9960



NEEDLE HOLDERS

Porte-aiguilles / Porta agujas

1 Needle Holders / Porte-aiguilles / Porta agujas

Troutman-O'Brien Needle Holder
Curved, smooth, very delicate 0.8-mm
jaws, with lock. 10/0.

Porte-aiguilles de Troutman-O'Brien
Mors courbes, lisses, ultra fins de 0,8 mm,
à verrou. 10/0.

Porta agujas de Troutman-O'Brien
Boca curva, lisa, ultrafina de 0,8 mm,
con cierre. 10/0.



9960BIS

Barraquer-Moria Needle Holder
Curved, smooth, very delicate 0.8-mm
jaws, with lock. 10/0.

Porte-aiguilles de Barraquer-Moria
Mors courbes, lisses, ultra fins de 0,8 mm,
à verrou. 10/0.

Porta agujas de Barraquer-Moria
Boca curva, lisa, ultrafina de 0,8 mm,
con cierre. 10/0.



13100


Barraquer-Moria Needle Holder
Curved, smooth, very delicate 0.8-mm
jaws, without lock. 10/0.

Porte-aiguilles de Barraquer-Moria
Mors courbes, lisses, ultra fins de 0,8 mm,
sans verrou. 10/0.

Porta agujas de Barraquer-Moria
Boca curva, lisa, ultrafina de 0,8 mm,
sin cierre. 10/0.



13100BIS



» **Scissors / Ciseaux / Tijeras**

- 1** ▶ **Micro scissors for cornea, iris, capsule, membrane, wire /** Micro-ciseaux à cornée, iris, capsule, membranule, fils / *Microtijeras para córnea, iris, cápsula, membrana, hilos*..... **62**
- 2** ▶ **Scissors for tenotomy, conjunctiva, lids /** Ciseaux à ténotomie, conjonctive, paupières / *Tijeras para tenotomía, conjuntiva, párpados*..... **68**
- 3** ▶ **Ring Scissors and Micro Scissors /** Ciseaux et micro-ciseaux à doigts / *Tijeras y Micro Tijeras*..... **69**
- 4** ▶ **IOL Haptic Cutters /** Coupeurs d'implant d'haptique / *Cortadores de lente implante*..... **71**



SCISSORS

Ciseaux / Tijeras

1 Micro scissors for cornea, iris, capsule, membrane, wire / Micro-ciseaux à cornée, iris, capsule, membranule, fils / Microtijeras para córnea, iris, cápsula, membrana, hilos

Katzin Scissors
Equal micro inverted blades, blunt, 6 mm, for keratoplasty.

Ciseaux de Katzin
Micro lames inverses égales, mousses, 6 mm, pour kératoplastie.

Tijeras de Katzin
Microhojas inversas, romas, 6 mm, especial para queratoplastia.

Clockwise
Horaire
Derecha



8023A

Counter-clockwise
Anti-horaire
Izquierda



8023B

Troutman Scissors
6-mm blade, for keratoplasty.

Ciseaux de Troutman
Lames de 6 mm, pour kératoplastie.

Tijeras de Troutman
Hojas de 6 mm, para queratoplastia.

Clockwise
Horaire
Derecha



9850

Counter-clockwise
Anti-horaire
Izquierda



9851



SCISSORS


Ciseaux / Tijeras

1 Micro scissors for cornea, iris, capsule, membrane, wire / Micro-ciseaux à cornée, iris, capsule, membranule, fils / Microtijeras para córnea, iris, cápsula, membrana, hilos

Busin Scissors
Curved; Shorter superior blade and foam bearing surface on Descemet, for keratoplasty.

Ciseaux de Busin
Courbes; Lame supérieure plus courte et surface d'appui sur Descemet mousse, pour kératoplastie.


Tijeras de Busin
Curvas; Hoja superior más corta y superficie de apoyo roma sobre Descemet, para queratoplastia.



Clockwise
Horaire
Derecha



20024



Counter-clockwise
Anti-horaire
Izquierda




20025

Gabison Scissors
Curved; Shorter superior blade and lower blade with safety platform. Superior blade length = 7 mm. Inferior blade length = 7.5 mm. For keratoplasty.

Ciseaux de Gabison
Courbes ; Lame supérieure plus courte et lame inférieure avec plateforme
Longueur lame supérieure = 7 mm.
Longueur lame inférieure = 7,5 mm.
Pour kératoplastie.


Tijeras de Gabison
Curvas; Hoja superior más corta y hora inferior con plataforma.
Longitud de la hoja superior = 7 mm.
Longitud de la hoja inferior = 7,5 mm.
Para queratoplastia.



Clockwise
Horaire
Derecha



20029



Counter-clockwise
Anti-horaire
Izquierda



20030



SCISSORS

Ciseaux / Tijeras

1 ▶ **Micro scissors for cornea, iris, capsule, membrane, wire** / Micro-ciseaux à cornée, iris, capsule, membranule, fils / Microtijeras para córnea, iris, cápsula, membrana, hilos

Vannas Scissors
Straight, pointed, blades 5 mm x 0.5 mm.

Ciseaux de Vannas
Droits, pointus, lames de 5 mm x 0,5 mm.

Tijeras de Vannas
Rectas, agudas, hojas de 5 mm x 0,5 mm.



9600

Vannas-Moria Scissors
Straight, blunt, blades 5 mm x 0.5 mm.

Ciseaux de Vannas-Moria
Droits, mouses, lames de 5 mm x 0,5 mm.

Tijeras de Vannas-Moria
Rectas, romas, hojas de 5 mm x 0,5 mm.



9600BIS

Vannas Scissors
Curved, pointed, blades 5 mm x 0.5 mm.

Ciseaux de Vannas
Courbes, pointus, lames de 5 mm x 0,5 mm.

Tijeras de Vannas
Curvadas, agudas, hojas de 5 mm x 0,5 mm.



9601

Vannas-Moria Scissors
Curved, blunt, blades 5 mm x 0.5 mm.

Ciseaux de Vannas-Moria
Courbes, mouses, lames de 5 mm x 0,5 mm.

Tijeras de Vannas-Moria
Curvadas, romas, hojas de 5 mm x 0,5 mm.



9601BIS



SCISSORS

Ciseaux / Tijeras

1 ▶ **Micro scissors for cornea, iris, capsule, membrane, wire** / Micro-ciseaux à cornée, iris, capsule, membranule, fils / Microtijeras para córnea, iris, cápsula, membrana, hilos

Vannas Scissors
Straight, pointed, 7-mm blades.

Ciseaux de Vannas
Droits, pointus, lames de 7 mm.

Tijeras de Vannas
Rectas, agudas, hojas de 7 mm.



MC52

Vannas Scissors
Curved, pointed, 7-mm blades.

Ciseaux de Vannas
Courbes, pointus, lames de 7 mm.

Tijeras de Vannas
Curvas, agudas, hojas de 7 mm.



MC50

Vannas-Moria Scissors
Curved and blunt, 7-mm blades, for cornea and iris.

Ciseaux de Vannas-Moria
Courbes et mouses, lames de 7 mm, pour cornée et iris.

Tijeras de Vannas-Moria
Curvadas y romas, hojas de 7 mm, para córnea e iris.




8100

Castroviejo Scissors
10-mm half curved blades, very blunt, for conjunctiva.

Ciseaux de Castroviejo
Lames de 10 mm, demi-courbes et très mouses, pour conjonctive.

Tijeras de Castroviejo
Hojas de 10 mm, semicurvas y muy romas, para disección de la conjuntiva.



9721



SCISSORS

Ciseaux / Tijeras

1 ▶ **Micro scissors for cornea, iris, capsule, membrane, wire** / Micro-ciseaux à cornée, iris, capsule, membranule, fils / Microtijeras para córnea, iris, cápsula, membrana, hilos

Gills-Aron-Rosa Scissors
Angled, pointed, 11-mm long blades.

Ciseaux de Gills-Aron-Rosa
Coudés, pointus sur 11 mm.

Tijeras de Gills-Aron-Rosa
Acodadas, agudas, hojas de 11 mm.



13263

Worst Scissors
Curved, 13-mm long blades, delicate, blunt, for capsulectomy.

Ciseaux de Worst
Courbes, longues lames de 13 mm, fines
mousses, pour capsulectomie.

Tijeras de Worst
Curvada, hojas de 13 mm largas, finas,
romas, para capsulectomía.



17000

Barraquer Scissors
2 pointed 8-mm blades.

Ciseaux de Barraquer
À 2 lames pointues de 8 mm.

Tijeras de Barraquer
2 hojas agudas de 8 mm.



8090

Barraquer Scissors
2 blunt 8.5-mm blades.

Ciseaux de Barraquer
À 2 lames mousses de 8,5 mm.

Tijeras de Barraquer
2 hojas romas de 8,5 mm.



7865



SCISSORS


Ciseaux / Tijeras

1 ▶ **Micro scissors for cornea, iris, capsule, membrane, wire** / Micro-ciseaux à cornée, iris, capsule, membranule, fils / Microtijeras para córnea, iris, cápsula, membrana, hilos

Pascheff Wolff Scissors
Very delicate, 6-mm blades.

Ciseaux de Pascheff Wolff
Lames très fines de 6 mm.

Tijeras de Pascheff Wolff
Hojas muy finas, 6 mm de largo.



MC19

Wolff Micro scissors
Very sharp, 4-mm pointed blades.

Micro ciseaux de Wolff
Lames très pointues de 4 mm.

Micro Tijeras de Wolff
Hojas muy agudas de 4 mm.



MC19B

Dowell scissors
45° angled, 12-mm pointed blades.

Ciseaux de Dowell
Coudés 45°, lames très pointues 12 mm.

Tijeras de Dowell
Acodadas 45°, muy agudas hojas de
12 mm.



MC26

Dowell scissors
Straight, 12-mm sharp blades.

Ciseaux de Dowell
Droits, lames pointues de 12 mm.

Tijeras de Dowell
Rectas, agudas hojas de 12 mm.



MC26B



SCISSORS

Ciseaux / Tijeras

2 ▶ Scissors for tenotomy, conjunctiva, lids / Ciseaux à ténatomie, conjonctive, paupières / Tijeras para tenotomía, conjuntiva, párpados

Sevrin-Stevens Scissors Semi curved (duck beak)

Ciseaux de Sevrin-Stevens
Demi-courbes (bec de canard).

Tijeras de Sevrin-Stevens
Semi curvadas (pico de pato).



4251C

Westcott-Cochet Scissors Straight, blunt, 13-mm long blades.

Ciseaux de Westcott-Cochet
Droits, longues lames,
mousses de 13 mm.

Tijeras de Westcott-Cochet
Rectas, hojas largas, romas de 13 mm.



4263

Stevens Scissors Curved, blunt, 11.5-mm blades.

Ciseaux de Stevens
Courbes, mousses, lames de 11,5 mm.

Tijeras de Stevens
Curvadas, romas, hojas de 11,5 mm.



18013

Westcott-Hugonnier Scissors Half curved, slightly blunt tips, 13-mm long blades.

Ciseaux de Westcott-Hugonnier
Lames longues 13 mm, demi-courbes,
légèrement mousses.

Tijeras de Westcott-Hugonnier
Hojas largas de 13 mm, semicurvas,
ligeramente romas.



11057



SCISSORS

Ciseaux / Tijeras

3 ▶ Ring Scissors and Micro Scissors / Ciseaux et micro-ciseaux à doigts / Tijeras y Micro Tijeras

Scissors Straight, pointed, delicate, 10-cm long.

Ciseaux
Droits, pointus, 10 cm, fins.

Tijeras
Rectas, agudas, 10 cm de largo, finas.



4877A

Scissors Curved, pointed, delicate, 10-cm long.

Ciseaux
Courbes, pointus, 10 cm, fins.

Tijeras
Curvadas, agudas, 10 cm de largo, finas.



4878A


Scissors For adults, very curved, blunt.

Ciseaux
Pour adultes, très courbes,
mousses.

Tijeras
Para adultos, muy curvadas,
romas.



917



SCISSORS

Ciseaux / Tijeras

3> Ring Scissors and Micro Scissors / Ciseaux et micro-ciseaux à doigts / Tijeras y Micro Tijeras

Scissors
University of Bonn type, curved, pointed, ultra light, 8-cm long.

Ciseaux
Modèle Université de Bonn, courbes, pointus, ultra légers, 8 cm.

Tijeras
Modelo Universidad de Bonn, curvadas, agudas, ultraligeras, 8 cm de largo.



8142A

Scissors
University of Bonn type, straight, pointed, ultra light, 8-cm long.

Ciseaux
Modèle Université de Bonn, droits, pointus, ultra légers, 8 cm.

Tijeras
Modelo Universidad de Bonn, rectas, agudas, ultraligeras, 8 cm de largo.



8143A

Scissors
University of Bonn type, curved, blunt, ultra light, 8-cm long.

Ciseaux
Modèle Université de Bonn, courbes, mousses, ultra légers, 8 cm.

Tijeras
Modelo Universidad de Bonn, curvadas, romas, ultraligeras, 8 cm de largo.



8144A




SCISSORS

Ciseaux / Tijeras

4> IOL Haptic Cutters / Coupeurs d'implant d'haptique / Cortadores de lente implante

Haptic Cutter
Designed with a fixed lower blade and a movable upper blade to cut the haptic of all types of soft IOLs.

Coupeur d'haptique
Comportant une lame inférieure fixe et une lame supérieure mobile pour couper tous types d'implants souples.



Cortador de implante
Con una hoja inferior fija y una hoja superior móvil para cortar todo tipo de lente blenda.

19068

Soft IOL Cutter

Coupeur d'implant souple
Cortador de lente blenda



19072

Loops for Moria IOL Cutter, (ref. 19072)
Set of 3 single-use stainless steel loop.

Anses pour coupeur d'implant Moria (réf. 19072)
Set de 3 anses inox usage unique.

Asa para Moria cortador de lente, (ref. 19072)
Juego de 3 asas en acero inoxidable, desechable.




19073

Assembled product

Produit assemblé
Producto ensamblado





1	▶ Phacoemulsification / Phacoémulsification / <i>Facoemulsificación</i>	74
2	▶ Lamellar keratoplasty / Kératoplastie lamellaire / <i>Queratoplastia lamela</i>	82
	DALK	82
	DSAEK	84
	DMEK	85
	DSAEK-DMEK-DSO	86
3	▶ LASIK, ReLEx SMILE, Epi-LASIK / LASIK, ReLEx SMILE, Epi-LASIK / <i>LASIK, ReLEx SMILE, Epi-LASIK</i>	88
	LASIK	88
	ReLEx SMILE	90
	Epi-LASIK	90
4	▶ Strabismus / Strabisme / <i>Estrabismo</i>	91
5	▶ Iris / Iris / <i>Iris</i>	92
6	▶ Glaucoma / Glaucome / <i>Glaucoma</i>	93

HOOKS AND SPATULAS


Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

1 ▶ Phacoemulsification / Phacoémulsification / Facoemulsificación

Sinsky Hook Straight, blunt, 0.2-mm tips diameter, 12.1-cm long.

Crochet de Sinsky
Droit, mousse, extrémité de diamètre
0,2 mm, longueur 12,1 cm.

Gancho de Sinsky
Recto, romo, extremidades de
diámetro 0,2 mm, longitud 12,1 cm.




M35220

Kuglen Hook Straight, K tip, 12-cm long.

Crochet de Kuglen
Droit, extrémité en K, longueur 12 cm.

Gancho Kuglen
Recto, punta K, longitud 12 cm.




M0567

Kuglen Hook Straight, olive tip, 11.6-cm long.

Crochet de Kuglen
Droit, extrémité en olive, longueur 11,6 cm.

Gancho de Kuglen
Recto, punta oliva, longitud 11,6 cm.



M35522

HOOKS AND SPATULAS


Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

1 ▶ Phacoemulsification / Phacoémulsification / Facoemulsificación

Osher Hook 12.5-cm long, Y tip.

Crochet de Osher
Longueur 12,5 cm, extrémité en Y.

Gancho de Osher
Longitud 12,5 cm, punta Y.




M0577

Pisacano Hook Horizontal disk tip, 11.5-cm long.

Crochet de Pisacano
Extrémité disque horizontal,
longueur 11,5 cm.

Gancho de Pisacano
Extremidad disco horizontal,
longitud 11,5 cm.




20040

Pisacano Hook Vertical disk tip, 11.5-cm long.

Crochet de Pisacano
Extrémité disque vertical,
longueur 11,5 cm.

Gancho de Pisacano
Extremidad disco vertical,
longitud 11,5 cm.



20041

HOOKS AND SPATULAS



Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

1 ▶ Phacoemulsification / Phacoémulsification / Facoemulsificación

Villon Nucleus Divider Hook Vertical Phaco chopper. Angulation 130°.

Crochet diviseur de noyau de Villon
Phaco chopper vertical. Angulation 130°.

Manipulador divisor de núcleo de Villon
Phaco chopper vertical. Angulación 130°.





20017

Nichamin Double-Ended Spatula Phaco chopper, 1.25-mm cutting tip and 0.5-mm blunt spatulated tip, 14.2-cm long. Angulations 110° and 135°.

Spatule double de Nichamin
Phaco chopper, extrémité tranchante de 1,25 mm
et extrémité spatulée mousse de 0,5 mm, longueur
14,2 cm. Angulations 110° et 135°.

Espátula doble de Nichamin
Phaco chopper, Extremidad cortante y extremidad
en forma de espátula roma, longitud 14,2 cm.
Angulaciones 110° y 135°.






M0570N

Castroviejo Double-Ended Spatula For hard and soft nucleus.

Spatule double de Castroviejo
Longueur 14 cm.
Pour noyaux durs et mous.

Espátula doble de Castroviejo
Longitud 14 cm.
Para núcleos duros y blandos.



M0489

HOOKS AND SPATULAS


Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

1 ▶ Phacoemulsification / Phacoémulsification / Facoemulsificación

Koch Spatula 11.9-cm long.

Spatule de Koch
Longueur 11,9 cm.

Espátula de Koch
Longitud 11,9 cm.




M0712

Nagahara Spatula Phaco chopper. 11.6-cm long. Angulation 130°.

Spatule de Nagahara
Phaco chopper. Longueur 11,6 cm.
Angulation 130°.

Espátula de Nagahara
Phaco chopper. Longitud 11,6 cm.
Angulación 130°.





M32390

"Stop & Chop" Manipulator Triangular and blunt tip, 1.5-mm. Angulation 130°.

Crochet manipulateur "Stop & Chop"
Extrémité triangulaire, mousse, 1,5 mm.
Angulation 130°.

Manipulador "Stop & Chop"
Punta triangular y roma de 1,5 mm.
Angulación 130°.



18210

HOOKS AND SPATULAS


Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

1 Phacoemulsification / Phacoémulsification / Facoemulsificación

Nagahara Phaco Chopper
1.3-mm tip, 90° angled, with inner cutting edge. Angulation 145°.

Crochet manipulateur de Nagahara
Extrémité de 1,3 mm, angulée à 90° avec la partie interne tranchante. Angulation 145°.

Manipulador Nagahara
Extremidad de 1,3 mm, angulado a 90° con la parte interna cortante. Angulación 145°.




20002

Haefliger Phaco Cleaver
For right-handed surgeon, holding instrument in left hand. Usual model, blunt edges, for hard and soft nucleus, angulated at 45°.

Phaco cliveur de Haefliger
Pour médecin droitier, prise en main main gauche. Modèle usuel, bords mous pour noyaux durs et mous, angle à 45°.

Manipulador Haefliger Faco
Para doctor diestro, instrumento en la mano izquierda. Modelo usual con bordes romos para núcleos duros y blandos, angulados a 45°.





18227

Haefliger Phaco Cleaver
For left-handed surgeon, holding instrument in right hand. Blunt edges, for hard and soft nucleus, angulated at 45°.

Phaco cliveur de Haefliger
Pour médecin gaucher, prise en main main droite. Bords mous pour noyaux durs et mous, angle à 45°.

Manipulador Haefliger Faco
Para doctor zurdo, instrumento en la mano derecha. Con bordes romos para núcleos duros y blandos, angulados a 45°.



18228

HOOKS AND SPATULAS



Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

1 Phacoemulsification / Phacoémulsification / Facoemulsificación

Crozafon Manipulator
Angled, fork shape, blunt.

Crochet manipulateur de Crozafon
Coudé, à fourche, mousse.

Manipulador de Crozafon
Acodado, extremidad en horquilla roma.




17157

Lebuisson Manipulator
9-mm long. Angled, bulbous tip.

Crochet manipulateur de Lebuisson
Longueur 9 mm. Coudé, embout olivaire.

Manipulador de Lebuisson
9 mm de largo. Acodado, punta olivar.



17159



Drysdale Manipulator
Ergonomic manipulator intended to rotate, to hold, to divide and manipulate natural crystalline lens or intraocular lens (IOL). Active part in form of spatula with blunt edges to crack the nucleus without damaging the posterior capsule.

Manipulateur de Drysdale
Manipulateur ergonomique destiné à tourner, tenir, diviser et manipuler le cristallin ou lentille intraoculaire (LIO).

Partie active sous forme de spatule à bord émoussé pour fissurer le noyau sans endommager la capsule postérieure.

Manipulador Drysdale
Manipulador ergonómico para rotar, sujetar, dividir y manipular el cristalino o lentes intraoculares.

Parte activa en forma de espátula con bordes romos para romper el núcleo sin dañar la cápsula posterior.



Total length / Longueur totale / Longitud: 10.9cm

20049

HOOKS AND SPATULAS



Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

1 ▶ Phacoemulsification / Phacoémulsificación / Facoemulsificación

Arneodo Manipulator 13-mm long. Angled, blunt round tip.

Crochet manipulateur de Arneodo
Longueur 13 mm. Coudé, embout rond et mousse.

Manipulador de Arneodo
13 mm de largo. Acodado, punta redonda y roma.





18039

Arneodo-Crozafon Double Manipulator For soft and hard nucleus. Length of each tip: 14 mm. One thin, curved, blunt tip, and the other strong, curved, spatulated. For hard and soft nucleus.

Crochet manipulateur double de Arneodo-Crozafon
Pour noyau mou et noyau dur.
Longueur de chaque extrémité: 14 mm. Une extrémité fine, courbe, mousse et une extrémité forte, courbe, spatulée. Pour noyaux durs et mous.

Manipulador doble de Arneodo-Crozafon
Para núcleos blandos y duros.
Longitud de cada extremo: 14 mm.
Una extremidad fina y curva, y la otra en forma de espátula.
Para núcleos duros y blandos.




18089

Lebuisson Manipulator 12-mm long, bulbous and spatulated micro tip.

Crochet manipulateur de Lebuisson
Longueur 12 mm. Extrémité spatulée et olivaire.

Manipulador de Lebuisson
12 mm de largo, extremidad olivar y espatulada.



18104

HOOKS AND SPATULAS



Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

1 ▶ Phacoemulsification / Phacoémulsificación / Facoemulsificación

Manipulator 11-mm long. Finger shaped, curved tip.

Crochet manipulateur
Longueur 11 mm. En forme de doigt, extrémité courbe.

Manipulador
11 mm de largo.
Curvado en forma de dedo.





18112

"Diabolo" Manipulator Angled, bulbous micro collar button tip.

Crochet manipulateur "Diabolo"
Coudé, extrémité olivaire micro bouton de col.

Manipulador "Diabolo"
Acodado, extremidad redondeada, su forma permite la rotación del núcleo después de la disección.





19000

Buratto-Sinskey Manipulator Angled, 0.7-mm tip.

Crochet manipulateur de Buratto-Sinskey
Coudé. Extrémité de 0,7 mm.

Manipulador de Buratto-Sinskey
Acodado. Extremidad de 0,7 mm de largo.





13225

Lester Manipulator Angled, bulbous "collar button" tip.

Crochet manipulateur de Lester
Coudé olivaire "bouton de col".

Manipulador de Lester
Acodado olivar, "botón de camisa".



13227



HOOKS AND SPATULAS

Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

2> Lamellar keratoplasty / Kératoplastie lamellaire / Queratoplastia lamela

DALK

Fontana intrastromal Dissector Pointed dissector to create an intracorneal tunnel:


- triangle-shaped with smooth edged tip
- curved active part with a 45° angulation.

Dissecteur intrastromal de Fontana
Dissecteur pic pour créer le tunnel intrastromal:


- extrémité triangulaire avec bords mous
- partie active courbe avec angulation de 45°.

Cuchillote intraestromal de Fontana
Pico disector para crear el túnel intraestromal:

- extremidades puntiagudas y romas
- parte activa curva con una angulación de 45°.



20026



Fontana double-ended Spatula

Spatule double de Fontana

Espátula doble de Fontana



20028

Disc-shaped spatula for detachment of intrastromal adhesences:

- semi-sharp rounded design for peripheral dissection
- blunt active part.

Spatule en forme de disque pour la délamination du stroma postérieur périphérique:

- extrémité plate, arrondie et semi-tranchante pour une délamination facile
- partie active mousse.

Espátula en forma de disco para la delaminación del estroma posterior periférico:

- extremo plano, redondeado y semi-agudo para la delaminación.
- parte activa suave.

Foam and flat spatula for stromal dissection:

- beveled up, blunt tip to protect Descemet's membrane while cutting posterior stroma.

Spatule plate pour la dissection du stroma postérieur:

- partie active biseautée et mousse pour protéger la membrane de Descemet lors de la découpe du stroma postérieur.

Espátula plana para la disección del estroma posterior:

- parte activa biselada y suave para proteger la membrana de Descemet durante el corte del estroma posterior.



HOOKS AND SPATULAS

Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas



2> Lamellar keratoplasty / Kératoplastie lamellaire / Queratoplastia lamela

Renard Corneal Dissector Spatula 10-mm tip length.

Spatule à délaminer de Renard
Extrémité de 10 mm.

Espátula de Renard para deslaminar la córnea

Extremidad de 10 mm de largo.



20016

HOOKS AND SPATULAS

Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

2> Lamellar keratoplasty / Kératoplastie lamellaire / Queratoplastia lamela

DSAEK

5,5 mm



20006

3,5 mm



20007

Busin Spatulas

For the insertion of a donor lamellar graft:

- designed for the "pull-through" technique
- lateral wing design aids in scooping up DSAEK graft directly from the Busin donor punch
- unfolding of the graft in the recipient's eye
- centration of donor button in the anterior chamber

Busin Spatula: 5.5-mm incision to insert a DSAEK graft (#20006)

Mini-Busin spatula: 3.5-mm incision to insert an Ultra-Thin DSAEK graft (#20007)

Spatules glissières de Busin

Pour l'insertion d'un lentille cornéen:

- conçu pour la technique du "pull-through"
- l'aile latérale aide à mettre en place le greffon DSAEK directement depuis le punch de Busin
- pour le déploiement du greffon dans l'oeil du receveur
- centrage du lentille dans la chambre antérieure.

Spatule glissière de Busin: incision de 5,5 mm pour insérer un greffon DSAEK (#20006)

Mini-spatule glissière de Busin: incision de 3,5 mm pour insérer un greffon Ultra-Thin DSAEK (#20007)

Espátulas correderas de Busin

Para a inserción de un lentículo del donante:

- diseñado para la técnica del "pull-through"
- el diseño del ala ayuda a recoger el injerto DSAEK directamente desde el punch de Busin
- despliegue del injerto en el ojo del paciente
- centrado del lentículo en la cámara anterior.

Espátula Busin: incisión de 5,5 mm para insertar un lentículo DSAEK (#20006)

Mini espátula de busin: incisión de 3,5 mm para insertar un lentículo Ultra-Thin DSAEK (#20007)

HOOKS AND SPATULAS

Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas



2> Lamellar keratoplasty / Kératoplastie lamellaire / Queratoplastia lamela

DMEK

Donor descemet's stroma Scorer

Marqueur stroma descemetique donneur.

Marcador donante Descemet estroma.




20021

Micro Dissector For endothelial graft. 3-mm tip.

Microdissecteur
Pour greffon endothélial.
Extrémité de 3 mm.

Microdissector
Para el injerto endotelial.
Extremidade de 3 mm.



20022

HOOKS AND SPATULAS

Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas


2> Lamellar keratoplasty / Kératoplastie lamellaire / Queratoplastia lamela

DSAEK-DMEK-DSO

Price Hook
Reverse Sinsky, for descemetorhexis.
0.7-mm tip length.

Crochet de Price
Sinsky inversé, pour le rhexis de la
Descemet.
Extrémité de 0,7 mm.

Gancho de Price
Sinsky inverso, para la rexis de la
Descemet.
Extremidad de 0,7 mm de largo.




19091

45° Spatula
Ideal for Descemet's stripping,
45° angled tip.

Spatule 45°
Idéale pour retirer la Descemet,
extrémité angulée à 45°.

Espátula 45°
Perfecta para retirar la Descemet,
punta angulada a 45°.




19077/A

90° Spatula
Ideal for Descemet's stripping,
90° angled tip.

Spatule 90°
Idéale pour retirer la Descemet,
extrémité angulée à 90°.

Espátula 90°
Perfecta para retirar la Descemet,
punta angulada a 90°.



19077/B

HOOKS AND SPATULAS


Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

2> Lamellar keratoplasty / Kératoplastie lamellaire / Queratoplastia lamela

Irrigating 45° Spatula
Ideal for Descemet's stripping,
45° angled tip.

Spatule irrigatrice 45°
Idéale pour retirer la Descemet,
extrémité angulée à 45°.

Espátula irrigadora 45°
Perfecta para retirar la Descemet,
punta angulada a 45°.




19083/A

Irrigating 90° Spatula
Ideal for Descemet's stripping,
90° angled tip.

Spatule irrigatrice 90°
Idéale pour retirer la Descemet,
extrémité angulée à 90°.

Espátula irrigadora 90°
Perfecta para retirar la Descemet,
punta angulada a 90°.




19083/B

Hoffart Hook
Reverse Sinsky, for descemetorhexis.
Bi-angulation with thin active part to avoid
fluid leakage at the corneal incision during
descemetorhexis.

Crochet de Hoffart
Sinsky inversé, pour le descemetorhexis.
Double-angulation avec une partie active fine
pour éviter toute fuite de fluide au niveau de
l'incision cornéenne lors du descemetorhexis.

Gancho de Hoffart
Sinsky inverso, para la rexis de la Descemet.
Bi-angulación con parte activa delgada para
evitar la fuga de aire en la incisión corneal
durante el descemetorhexis.



Total length / Longueur totale / Longitud: 11.2 cm

20047

HOOKS AND SPATULAS

Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas


3 ▶ **LASIK, ReLEX SMILE, Epi-LASIK** / LASIK, ReLEX SMILE, Epi-LASIK / LASIK, ReLEX SMILE, Epi-LASIK

LASIK

Caro Flap Repositioning Manipulator
Hemispherical and highly polished tip.
Tip length: 4 mm.

Manipulateur de Caro
Pour repositionnement du volet.
Extrémité hémisphérique et parfaitement polie. Extrémité de 4 mm.

Manipulador de Caro
Para la reposición del flap. Extremidad semiesférica y perfectamente pulida. Extremidad de 4 mm de largo.





18224

Double-Ended Spatula Cleaver for LASIK enhancement
One tip with slightly sharpened edges for re-opening the flap, and one tip to lift the LASIK flap. Tips of 0.2 mm and 0.3 mm.

Cliveur pour reprise LASIK
Une extrémité affilée pour clivage et réouverture du volet, l'autre extrémité pour soulever et repositionner le volet.
Extrémités de 0,2 mm et 0,3 mm.

Espátula doble para LASIK retratamiento
Una punta con bordes afilados para reabrir el flap, y la otra para levantar y reposicionar el flap.
Extremidades de 0,2 mm y 0,3 mm.





20010

Vryghem Double-Ended Spatula
One tip for re-opening the flap and one tip for lifting then repositioning the flap. Tips of 3 mm and 0.9 mm.

Spatule double de Vryghem
Une extrémité pour réouverture du volet, l'autre extrémité pour soulever et repositionner le volet.
Extrémités de 3 mm et 0,9 mm.

Espátula doble de Vryghem
Una punta para reabrir el flap y la otra para levantar y reposicionar el flap. Extremidades de 0,2 mm y 0,3 mm.



19087

HOOKS AND SPATULAS


Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

3 ▶ **LASIK, ReLEX SMILE, Epi-LASIK** / LASIK, ReLEX SMILE, Epi-LASIK / LASIK, ReLEX SMILE, Epi-LASIK

Bahamon Spatula
Semi-sharp edges to effectively separate epithelium and lift the flap in case of re-treatment. Tip length: 9.5 mm.

Spatule de Bahamon
Bords semi tranchants permettant un soulèvement aisé du flap lors des procédures de réintervention. Extrémité de 9,5 mm.

Espátula de Bahamon
Bordes semicanteados permitiendo un levantamiento cómodo del flap en los procesos de reintervención. Extremidad de 9,5 mm de largo.




19019

Fox Spatula
For LASIK enhancement, trident shaped, semi sharp sides. Length of Tip length: 3 mm.

Spatule de Fox
Pour réintervention LASIK, en forme de trident, côtés semi tranchants.
Extrémité de 3 mm.

Espátula de Fox
Para reintervención LASIK, en forma de tridente, lados semi-cortantes.
Extremidad de 3 mm de largo.





19080

Gatinel Double-Ended Spatula
One tip with slightly sharpened edges for opening the flap, and one tip to lift then reposition the LASIK flap.

Spatule double de Gatinel
Une extrémité affinée pour ouverture du volet, l'autre extrémité pour soulever puis repositionner le volet.

Espátula doble de Gatinel
Una punta para abrir el flap y la otra para levantar y reposicionar el flap.



Total length / Longueur totale / Longitud: 11.57 cm

20048

HOOKS AND SPATULAS

Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

3 ▶ LASIK, ReLEx SMILE, Epi-LASIK / LASIK, ReLEx SMILE, Epi-LASIK

ReLEx SMILE

Ancel double-ended Spatula
One side with a hook and the other one with a foam spatula.

Spatule double Ancel
Un côté avec un crochet et l'autre avec une spatule mousse.

Espátula doble de Ancel
Un lado con un gancho y el otro con una spatula roma.



20032

Epi-LASIK

Double-Ended Epi-LASIK Spatula
One atraumatic "Golf Club shaped" tip for Epi-LASIK flap folding in an accordion like fashion. Second smooth and curved tip for epithelial flap repositioning.
Tip length: 8 mm.

Spatule double Epi-LASIK
Une extrémité atraumatique en forme de club de golf, pour replier le volet en accordéon. L'autre extrémité courbe, ronde pour repositionner le volet Epi-LASIK.
Extrémité de 8 mm.

Espátula doble Epi-LASIK
Una punta atraumática en forma de palo de golf, para replegar el flap en acordeón. La otra punta curvada, redonda para el reposicionamiento del flap Epi-LASIK. Extremidad de 8 mm de largo.



19084

Spatula for Desepithelization.

Spatule de désépithélialisation.

Espátula de desepitelización.



19089

HOOKS AND SPATULAS

Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

4 ▶ Strabismus / Strabisme / Estrabismo

Hook
Medium size, usual, 12 mm.

Crochet
Modèle moyen, usuel, 12 mm.

Gancho
Mediano, usual, 12 mm.



1141

Gass-Rouchy Hook
Fixation hook with hole.

Crochet de Gass-Rouchy
Perforé, pour passer les fils dans les muscles.

Gancho de Gass-Rouchy
Perforado, para pasar los hilos através de los músculos.



8063

Hugonnier-Gobin Hook
Very delicate, for oblique muscle.

Crochet de Hugonnier-Gobin
Ultra fin, pour petits obliques.

Gancho de Hugonnier-Gobin
Ultrafino, para músculo oblicuo.



13010



HOOKS AND SPATULAS


Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

5 Iris / Iris / Iris

Barraquer Iris Spatula 10-mm long, horizontal disk tip.

Spatule à iris de Barraquer
10 mm, extrémité disque horizontal.

Espátula para iris de Barraquer
10 mm, extremidad disco horizontal.




7825B

Barraquer Iris Spatula 12-mm long, horizontal disk tip.

Spatule à iris de Barraquer
12 mm, extrémité disque horizontal.

Espátula para iris de Barraquer
12 mm, extremidad disco horizontal.



7825C

Barraquer Iris Spatula 12-mm long, ended with a small ball.

Spatule à iris de Barraquer
12 mm, terminée par une petite boule.

Espátula para iris de Barraquer
12 mm, terminada en una pequeña bola.





9611B

Burtin iris Hook Tip length: 1 mm.

Crochet à iris de Burtin
Extrémité de 1 mm.

Gancho para iris de Burtin
Extremidad de 1 mm de largo.



20018



HOOKS AND SPATULAS


Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

6 Glaucoma / Glaucome / Glaucoma

Tanito Hook To incise the trabecular meshwork during ab-interno trabeculotomy. Tip of the hook is sharp enough to enter directly into the Schlemm's canal. Ergonomic handle for an easy grip.

Crochet de Tanito
Pour inciser le réseau trabéculaire lors d'une chirurgie du glaucome. La pointe de la partie active est suffisamment tranchante pour entrer directement dans le canal de Schlemm.
Poignée ergonomique pour une prise en main facile.

Gancho de Tanito
Ideado para realizar incisión en la malla trabecular durante la trabeculotomía ab-interna. La punta del gancho es suficientemente aguda para entrar directamente en el canal de Schlemm.
Mango ergonómico para fácil agarre.



20046



» **Cannulas / Canules / Cánulas**

1	▶ Cataract aspiration / Aspiratrices à cataracte / <i>De aspiración para cataratas</i>	96
2	▶ Double way / À double courant / <i>Doble vía</i>	99
3	▶ Hydrodissection / À hydrodissection / <i>Hidrodissección</i>	100
4	▶ Air and liquid injection / À injection d'air et de liquide / <i>Inyección de aire y de líquido</i>	102
5	▶ Lachrymals / À voies lacrymales / <i>Para vías lacrimales</i>	104
6	▶ LASIK, Epi-LASIK / LASIK, Epi-LASIK / <i>LASIK, Epi-LASIK</i>	105





CANNULAS


Canules / Cánulas

1 ▶ Cataract aspiration / Aspiratrices à cataracte / De aspiración para cataratas

Charleux Cannula For irrigation or aspiration, 23 G outer Ø, 27 G inner Ø.

Canule de Charleux
Pour lavage ou aspiration,
orifice 0,4 mm, diamètre 0,6 mm.

*Cánula de Charleux
Para lavado o aspiración,
orificio de 0,4 mm, diámetro de 0,6 mm.*




9623

Charleux Cannula For irrigation or aspiration, 23 G outer Ø, 27 G inner Ø, 30-mm long model.

Canule de Charleux
Pour lavage ou aspiration,
orifice 0,4 mm, diamètre 0,6 mm, modèle long 30 mm.

*Cánula de Charleux
Para lavado o aspiración,
orificio de 0,4 mm, diámetro de 0,6 mm, longitud 30 mm.*




13229

Barraquer-Troutman Cannula Fine bulbous tip, 22 G outer Ø, 27 G inner Ø.

Canule de Barraquer-Troutman
Olivaire fine,
orifice 0,4 mm, diamètre 0,7 mm.

*Cánula Barraquer-Troutman
Curvada, punta fina redondeada,
orificio de 0,4 mm, diámetro de 0,7 mm.*




13221

Charleux-Simcoe Cannula For cortex aspiration, 30 G opening, 23 G outer Ø.

Canule de Charleux-Simcoe
Pour aspiration du cortex,
orifice 0,3 mm, diamètre 0,6 mm.

*Cánula de Charleux-Simcoe
Para aspiración del córtex,
orificio de 0,3 mm, diámetro de 0,6 mm.*



13230A



CANNULAS


Canules / Cánulas

1 ▶ Cataract aspiration / Aspiratrices à cataracte / De aspiración para cataratas

Binkhorst-Quintana Cannula Curved on the left, irrigation at 1 o'clock, 25 G outer Ø, 31 G inner Ø.

Canule de Binkhorst-Quintana
Coudée à gauche, lavage à 1h,
orifice 0,25 mm, diamètre 0,5 mm.

*Cánula de Binkhorst-Quintana
Curvada a izquierda, irrigación a la 1h,
orificio de 0,25 mm, diámetro 0,5 mm.*




13248

Binkhorst-Quintana Cannula Curved on the right, irrigation at 11 o'clock, 25 G outer Ø, 31 G inner Ø.

Canule de Binkhorst-Quintana
Coudée à droite, lavage à 11h,
orifice, 0,25 mm, diamètre 0,5 mm.

*Cánula de Binkhorst-Quintana
Curvada a derecha, irrigación a las 11h,
orificio de 0,25 mm, diámetro 0,5 mm.*




13250

Kratz Cannula Capsule polisher, 23 G outer Ø, 27 G inner Ø.

Canule de Kratz
Gratteuse pour polissage de la capsule,
orifice 0,4 mm, diamètre 0,6 mm.

*Cánula de Kratz
Curvada, pulidora, punta fina
redondeada, orificio de 0,4 mm, diámetro
de 0,6 mm.*



12961



CANNULAS


Canules / Cánulas

1 ▶ Cataract aspiration / Aspiratrices à cataracte / De aspiración para cataratas

Aspirating Cannula
21 G outer Ø, curved, single piece, capsule polisher, 28 G inner Ø upper aspiration opening, used in conjunction with irrigation system ref. 18268 and cleaning connector ref. 18073FU.

Canule aspiratrice
0,8 mm, courbe, monobloc, gratteuse, diamètre d'aspiration 0,35 mm, utilisée avec irrigation réf. 18268 et raccord de nettoyage réf. 18073FU.

Cánula de aspiración
0,8 mm, curvada, una pieza, pulidora, orificio de aspiración 0,35 mm, utilizado con el sistema de aspiración bi-manual ref. 18268 y conector de limpieza réf. 18073FU.




18267

Cleaning connector for #18267
Bi-manual aspiration system, female-female.

Embout pour nettoyage pour #18267
Système d'aspiration bi-manuelle, femelle-femelle.

Conector para limpieza de la cánula para #18267
Aspiración bi-manual, hembra-hembra.




18073FU

Irrigating Cannula
Curved, single piece, blunt, 21 G outer Ø, 25 G inner Ø, used in conjunction with aspirating system ref. 18267.

Canule irrigatrice
Courbe, monobloc, mousse, irrigatrice, diamètre 0,8 mm, diamètre d'irrigation 0,5 mm, utilisée avec aspiration réf. 18267.

Cánula para irrigación
Curvada, una pieza, diámetro 0,8 mm, orificio 0,5 mm. utilizado con el sistema de aspiración bi-manual ref. 18267.



18268



CANNULAS



Canules / Cánulas

2 ▶ Double way / À double courant / Doble vía

SFO Cannula
18 G outer Ø, 28 G inner Ø, side opening irrigation.

Canule SFO
Diamètre 1,2 mm, orifice aspiration supérieur 0,35 mm, irrigation sur le côté.

Cánula SFO
Diámetro de 1,2 mm orificio de aspiración superior de 0,35 mm, irrigación lateral.





17120

Charleux-Simcoe Cannula
Original model curved, 23 G outer Ø, 30 G inner Ø, with blunt end.

Canule de Charleux-Simcoe
Modèle original, courbe diamètre 0,6 mm, orifice supérieur 0,3 mm, terminaison mousse.

Cánula de Charleux-Simcoe
Modelo original curvada diámetro de 0,6 mm, orificio superior 0,3 mm terminación suave.



90061L



CANNULAS


Canules / Cánulas

3 Hydrodissection / À hydrodissection / Hidrodisección

Corydon Cannula
"U" shaped, 20 mm long, 25 G outer Ø,
curved on the right and flattened tip.

Canule de Corydon
Longueur 20 mm, extrémité en crosse
d'évêque aplatie, diamètre 0,5 mm,
courbée à droite.

Cánula de Corydon
Longitud de 20 mm, extremidad en
forma de cayado plano, diámetro
de 0,5 mm curvada a derecha.




18081

Corydon Cannula
"U" shaped, 20 mm long, 25 G outer Ø,
curved on the left and flattened tip.

Canule de Corydon
Longueur 20 mm, extrémité en crosse
d'évêque aplatie, diamètre 0,5 mm,
courbée à gauche.

Cánula de Corydon
Longitud de 20 mm, extremidad en
forma de cayado plano, diámetro
de 0,5 mm curvada a la izquierda.



18082



CANNULAS


Canules / Cánulas

3 Hydrodissection / À hydrodissection / Hidrodisección

Cannula
Curved, 20-mm long, 25 G outer Ø,
flattened tip.

Canule
Courbe, longueur 20 mm, orifice en bout
diamètre 0,5 mm, extrémité aplatie.

Cánula
Curvada 20 mm de longitud, orificio
de 0,5 mm extremidad aplanada.




18103

Cannula
8-mm long, 25 G outer Ø,
flattened tip, blunt.

Canule
Longueur 8 mm, diamètre 0,5 mm,
extrémité aplatie et très mousse.

Cánula
Longitud de 8 mm. diámetro de 0,5 mm
extremidad aplanada y muy roma.



18153



CANNULAS


Canules / Cánulas

4 Air and liquid injection / À injection d'air et de liquide / Inyección de aire y de líquido

Calamendrei Cannula 27 G outer Ø, 33 G inner Ø;

Canule de Calamendrei
Orifice 0,2 mm, diamètre 0,4 mm.

*Cánula de Calamendrei
Orificio de 0,2 mm, diámetro de 0,4 mm.*




7503

Rycroft Cannula For air injection, 30 G outer Ø, 35 G inner Ø.

Canule de Rycroft
Pour injection d'air, orifice 0,15 mm,
diamètre 0,3 mm.

*Cánula de Rycroft
Para inyección de aire, orificio
de 0,15 mm, diámetro de 0,3 mm.*



7504

Gills Cannula Curved, 9-mm length, 23 G outer Ø, 27 G inner Ø.

Canule de Gills
Coudée, longueur 9 mm, orifice
de 0,4 mm, diamètre 0,6 mm.

*Cánula de Gills
Acodada, longitud 9 mm, orificio
de 0,4 mm, diámetro de 0,3 mm.*



18011



CANNULAS


Canules / Cánulas

4 Air and liquid injection / À injection d'air et de liquide / Inyección de aire y de líquido

Barraquer Cannula Bulbous tip, 23 G outer Ø, 27 G inner Ø.

Canule de Barraquer
Olivaire, orifice 0,4 mm,
diamètre 0,6 mm.

*Cánula de Barraquer
Olivar, orificio de 0,4 mm,
diámetro 0,6 mm.*



8016

27G Fontana Cannula, Curved Air injection cannula to ease the "Big Bubble" creation:


- blunt and smooth tip
- curved (126° angulation) to facilitate stromal insertion
- 27G diameter shaft
- 0.4-mm diameter lower port
- air exist by posterior side.

Canule de Fontana 27G, Courbe
Idéal pour la technique de la « Big
Bubble »:

- partie active mousse
- extrémité angulée (126°) pour faciliter l'insertion dans le stroma
- diamètre de 27G
- orifice inférieur de 0,4 mm de diamètre
- sortie de l'air par la face postérieure.

*Cánula de Fontana 27G, Curva
Para facilitar la técnica de la "Big
Bubble":*

- parte activa suave
- extremo en ángulo (126°) para facilitar la inserción en el estroma
- diámetro de 27G
- agujero inferior de 0,4 mm de diámetro
- salida del aire por la cara posterior.



20027

Chamber Maintainer 20 G

Port d'irrigation 0,9 mm.

Puerto de irrigación 0,9 mm



19092



CANNULAS


Canules / Cánulas

5 ▶ Lachrymals / À voies lacrymales / Para vías lagrimales

Galezowski Cannula
Delicate, curved,
23 G outer Ø, 28 G inner Ø.

Canule de Galezowski
Fine, courbe, orifice 0,35 mm,
diamètre 0,6 mm.

Cánula de Galezowski
Fina, curvada, orificio de 0,35 mm,
diámetro 0,6 mm.




791

Galezowski Cannula
Delicate, straight, usual,
23 G outer Ø, 28 G inner Ø.

Canule de Galezowski
Fine, droite, usuelle, orifice 0,35 mm,
diamètre 0,6 mm.

Cánula de Galezowski
Fina, recta, usual, orificio de 0,35 mm,
diámetro 0,6 mm.




792

Cannula straight and delicate for baby
8-mm long,
27 G outer Ø, 33 G inner Ø.

Canule fine et droite pour bébé
Longueur 8 mm, orifice 0,2 mm,
diamètre 0,4 mm.

Cánula fina y recta para bebé
Longitud 8 mm, orificio 0,2 mm,
diámetro 0,4 mm.



18009



CANNULAS


Canules / Cánulas

6 ▶ LASIK, Epi-LASIK / LASIK, Epi-LASIK / LASIK, Epi-LASIK

Lebuisson Cannula
Flattened tip, regular angulation,
3 irrigation ports: upper, lower, frontal.

Canule de Lebuisson
Aplatie, angulation simple,
3 orifices d'irrigation: en bout,
inférieur et supérieur.

Cánula de Lebuisson
Aplanada, angulación simple,
3 orificios de irrigación: frontal,
inferior y superior.




19017

Double Armed Cannula
Cannula like a tuning fork
with 4 irrigation ports on each arm.

Canule double
Canule en diapason à 4 orifices
d'irrigation sur chaque branche.

Cánula doble
Cánula en diapason con 4 orificios
de irrigación sobre cada brazo.




19018


Epi-LASIK Cannula
Curved, 23 G outer Ø, three bottom
infusion ports.

Canule Epi-LASIK
Courbe, 0,6 mm, trois orifices
inférieurs d'infusion.

Cánula Epi-LASIK
Curvada, 0,6 mm, tres orificios
inferiores de infusión.




19088



1	▶ Cataract: Phaco	108	12	▶ Lacrimal Duct Catheterisation	122
2	▶ Cataract: Extracapsular	110	13	▶ Lids	123
3	▶ Cataract: IOL Explantation ...	111	14	▶ LASIK for One Use-Plus	124
4	▶ Chalazion	112	15	▶ LASIK for M2	125
5	▶ Pterygium	113	16	▶ DMEK: Surgery	126
6	▶ Strabismus	114	17	▶ DMEK: Graft preparation	127
7	▶ Enucleation	116	18	▶ DSAEK	128
8	▶ Glaucoma	117	19	▶ Ultra-Thin DSAEK	129
9	▶ Retinal Detachment	118	20	▶ DALK	130
10	▶ Foreign Bodies Removal	120	21	▶ Penetrating Keratoplasty	131
11	▶ Stitch removal	121			





SET

Set / Set

1 ▶ **Cataract: Phaco /** Cataracte: Phaco / *Cataracta: Phaco*

BASIC SET #423A EXTENDED SET #423B (BASIC SET + EXTENSION)

▶ BASIC SET



▶ EXTENSION



▶ BASIC SET


- 1. 20035** Adjustable Speculum (with curved blades)
- 2. 7850A** Bonn-Moria Forceps
- 3. 17163/2.2** Corydon Forceps
- 4. 18039** Arneodo Manipulator
- 5. 13225** Buratto-Sinskey Manipulator
- 6. 22518357** Stainless Sterilization Box (Not shown)

▶ EXTENSION

- 7. 9601BIS** Vannas-Moria Scissors
- 8. 18227** Haefliger Phaco Cleaver¹
- 9. 18228** Haefliger Phaco Cleaver² (Not shown)

¹For left-handed surgeons, holding instrument in right hand.

²For right-handed surgeons, holding instrument in left hand.




SET

Set / Set

1 ▶ **Cataract: Phaco /** Cataracte: Phaco / *Cataracta: Phaco*

BASIC SET #424A EXTENDED SET #424B (BASIC SET + EXTENSION)

▶ BASIC SET



▶ BASIC SET


- 1. 20035** Adjustable Speculum (with curved blades)
- 2. 4134D** Castroviejo Needle Holder (12-mm curved jaws)
- 3. 9960** Troutman-O'Brien Needle Holder
- 4. 3225** Paufigue Forceps
- 5. 9605** Troutman Forceps
- 6. 7850A** Bonn-Moria Forceps

▶ EXTENSION

- 7. 2280A** Lester Forceps
- 8. 17163/2.2** Corydon Forceps
- 9. MC52** Vannas Scissors
- 10. 9601BIS** Vannas-Moria Scissors
- 11. 9850** Troutman Scissors (clockwise)
- 12. 9851** Troutman Scissors (counter-clockwise)
- 13. 18039** Arneodo Manipulator

▶ EXTENSION

- 14. 13225** Buratto-Sinskey Manipulator
- 15. 792** Galezowski Cannula
- 16. 12961** Kratz Cannula
- 17. 13248** Binkhorst-Quintana Cannula
- 18.. 7825C** Barraquer Iris Spatula
- 19. 22518355** Stainless Sterilization Box (Not shown)




SET
Set / Set

2 ▶ Cataract: Extracapsular / Cataracte: Extracapsulaire /
Catarata: Extracapsular

**BASIC SET #424A
EXTENDED SET #424B
(BASIC SET + EXTENSION)**

▶ EXTENSION




▶ EXTENSION

- 22. 8150** Castroviejo Needle Holder (13-mm curved jaws)
- 23. 2228** Elschmig Forceps
- 24. 2321** De Wecker Forceps (x2)
- 25. 2221** Barraquer Forceps
- 26. 13242** Mac Pherson Forceps

- 27. 9510** Castroviejo Forceps
- 28. 18210** "Stop & Chop" Manipulator
- 29. 17120** SFO Cannula
- 30. 13221** Barraquer-Troutman Cannula
- 31. 9623** Charleux Cannula

- 32. 18153** Cannula
- 33. 18268** Irrigating Cannula 21G
- 34. 4170** Sourdille Caliper
- 35. 247** Snellen Loop




SET
Set / Set

3 ▶ Cataract: IOL Explantation / Cataracte: Explantation LIO /
Catarata: Explantación LIO

BASIC SET #443A

▶ BASIC SET




▶ BASIC SET

- 1. 19068** Haptic Cutter
- 2. 19072** Soft IOL Cutter

- 3. 19073** Loops for IOL Cutter #19072 (pack of 3) (Single Use)

- 4. 19074** Explantation Forceps
- 5. 22518358** Stainless Sterilization Box (Not shown)



SET
Set / Set


4 ▶ **Chalazion** / Chalazion / Chalación

BASIC SET #425A
EXTENDED SET #425B
(BASIC SET + EXTENSION)

▶ **BASIC SET**



▶ **EXTENSION**




▶ **BASIC SET**

- 1. **4180B** Barraquer Needle Holder
- 2. **2125** Desmarres Forceps
- 3. **3222** Jayle Forceps
- 4. **4878A** Scissors

- 5. **1245** De Wecker Curette (small size)
- 6. **22518358** Stainless Sterilization Box (Not shown)

▶ **EXTENSION**

- 7. **2131** Lambert Forceps
- 8. **1244** De Wecker Curette (medium size)
- 9. **2456** Jaeger Lid Plate



SET
Set / Set


5 ▶ **Pterygium** / Ptérygion / Pterigiön

BASIC SET #426A
EXTENDED SET #426B
(BASIC SET + EXTENSION)

▶ **BASIC SET**



▶ **EXTENSION**



▶ **BASIC SET**


- 1. **20035** Adjustable Speculum (with curved blades)
- 2. **4180B** Barraquer Needle Holder
- 3. **3225** Paufique Forceps
- 4. **4877A** Scissors

▶ **EXTENSION**

- 5. **4251C** Sevrin-Stevens Scissors
- 6. **22518357** Stainless Sterilization Box (Not shown)
- 7. **7252** Barraquer Needle Holder
- 8. **9604** Troutman Forceps

▶ **EXTENSION**

- 9. **3222** Jayle Forceps
- 10. **2180A** Bonaccolto Forceps
- 11. **3201** Paufique Knife
- 12. **6062A** Strampelli Knife
- 13. **22518356** Stainless Sterilization Box (Not shown)



SET
Set / Set

6 ▶ **Strabismus** / Strabisme / Estrabismo

BASIC SET #427A
EXTENDED SET #427B
(BASIC SET + EXTENSION)

▶ **BASIC SET**




▶ **BASIC SET**

- 1. **9627A** Castroviejo Speculum (adult size)
- 2. **7252BIS** Barraquer Needle Holder (0.8-mm jaws)
- 3. **2321** De Wecker Forceps (x2)
- 4. **3225** Paufigue Forceps

- 5. **2420A** Prince-Blascovics Forceps (right side)
- 6. **2420B** Prince-Blascovics Forceps (left side)
- 7. **4251C** Sevrin-Stevens Scissors
- 8. **1141** Hook
- 9. **13010** Hugonnier-Gobin Hook

- 10. **792** Galezowski Cannula
- 11. **2597B** Desmarres Lid Retractor
- 12. **7270** Retractor
- 13. **11051** Castroviejo-Grancini Caliper
- 14. **22518356** Stainless Sterilization Box (Not shown)

Moria



SET
Set / Set

6 ▶ **Strabismus** / Strabisme / Estrabismo

BASIC SET #426A
EXTENDED SET #426B
(BASIC SET + EXTENSION)

▶ **EXTENSION**




▶ **EXTENSION**

- 15. **9627B** Castroviejo Speculum (child size)
- 16. **4180B** Barraquer Needle Holder (1.5-mm jaws)

- 17. **7384** Castroviejo Forceps
- 18. **11081** Bangerter Forceps

- 19. **8063** Gass-Rouchy Hook
- 20. **4263** Westcott-Cochet Scissors

Moria



SET

Set / Set


7 > Enucleation / Enucléation / Enucleación

BASIC SET #428A EXTENDED SET #428B (BASIC SET + EXTENSION)

▶ BASIC SET



▶ EXTENSION




▶ BASIC SET

- 1. **20035** Adjustable Speculum (with curved blades)
- 2. **7252** Barraquer Needle Holder
- 3. **3225** Paufigue Forceps
- 4. **1141** Hook

- 5. **917** Scissors
- 6. **4251C** Sevrin-Stevens Scissors
- 7. **1121B** Abadie Curette
- 8. **1780** Wells Retractor
- 9. **22518357** Stainless Sterilization Box (Not shown)

▶ EXTENSION

- 10. **4134D** Castroviejo Needle Holder
- 11. **2280A** Lester Forceps
- 12. **2321** De Wecker Forceps
- 13. **4877A** Scissors



SET

Set / Set


8 > Glaucoma / Glaucome / Glaucoma

BASIC SET #429A EXTENDED SET #429B (BASIC SET + EXTENSION)

▶ BASIC SET



▶ EXTENSION




▶ BASIC SET

- 1. **20035** Adjustable Speculum (with curved blades)
- 2. **4180B** Barraquer Needle Holder
- 3. **7850A** Bonn-Moria Forceps
- 4. **9605** Troutman Forceps

- 5. **9600BIS** Vannas-Moria Scissors
- 6. **22518358** Stainless Sterilization Box (Not shown)
- 7. **19082** De Laage Forceps
- 8. **3225** Paufigue Forceps
- 9. **7862** Barraquer-Troutman Forceps

▶ EXTENSION

- 10. **4251C** Sevrin-Stevens Scissors
- 11. **7825C** Barraquer Iris Spatula
- 12. **7504** Rycroft Cannula
- 13. **11051** Castroviejo-Grancini Caliper
- 14. **22518357** Stainless Sterilization Box (Not shown)




SET

Set / Set

9 ▶ **Retinal Detachment /** Décollement de Rétine /
Desprendimiento de Retina


BASIC SET #430A EXTENDED SET #430B (BASIC SET + EXTENSION)

▶ BASIC SET



▶ BASIC SET

- 1. **13132** Castroviejo-Bonnet Speculum
- 2. **7251** Barraquer-De Laage Needle Holder
- 3. **3225** Paufigue Forceps
- 4. **9605** Troutman Forceps
- 5. **7850A** Bonn-Moria Forceps
- 6. **4263** Westcott-Cochet Scissors
- 7. **4878A** Scissors
- 8. **6100** Urrets-Zavalía Marker
- 9. **7270** Retractor
- 10. **22518357** Stainless Sterilization Box (Not shown)




SET

Set / Set

9 ▶ **Retinal Detachment /** Décollement de Rétine /
Desprendimiento de Retina


BASIC SET #430A EXTENDED SET #430B (BASIC SET + EXTENSION)

▶ EXTENSION



▶ EXTENSION

- 11. **4134C** Castroviejo Needle Holder
- 12. **2321** De Wecker Forceps (x2)
- 13. **9510** Castroviejo Forceps
- 14. **4251C** Sevrin-Stevens Scissors
- 15. **8100** Vannas-Moria Scissors
- 16. **11057** Westcott-Hugonnier Scissors
- 17. **1141** Hook
- 18. **2180A** Bonaccolto Forceps
- 19. **6062A** Strampelli Knife
- 20. **4170** Sourdille Caliper
- 21. **22518355** Stainless Sterilization Box (Not shown)



SET
Set / Set

10 Foreign Bodies Removal / Corps Étrangers / Cuerpos Extraños

BASIC SET #431A

▶ **BASIC SET**



1



x2


2

▶ **BASIC SET**

1. 1205 Borsch Curette

2. 61 Dupuyten Needle (x2)

3. 22518359 Stainless Sterilization Box (Not shown)




SET
Set / Set

11 Stitch Removal / Retrait de Points / Eliminación de Puntos

BASIC SET #432A

▶ **BASIC SET**



1



2




3

▶ **BASIC SET**

1. 6346A Barraquer Speculum

2. 9605 Troutman Forceps
3. MC50 Vannas Scissors

4. 22518359 Stainless Sterilization Box (Not shown)



SET
Set / Set

12 ▶ **Lacrimal Duct Catheterisation / Cathétérisation**
des voies lacrymales / Cateterismo del conducto lagrimal

BASIC SET #433A
EXTENDED SET #433B
(BASIC SET + EXTENSION)




▶ **BASIC SET**

- 1. 18009** Cannula
- 2. 792** Galezowski Cannula
- 3. 2873A** Sichel Lachrymal Dilator (0.41-mm tip)
- 4. 2873B** Sichel Lachrymal Dilator (0.47-mm tip)
- 5. 2773/1** Galezowski Lachrymal Probe

- 6. 2775/00** Lachrymal Probe (0.5-mm tip)
- 7. 2775/0** Lachrymal Probe (0.6-mm tip)
- 8. 2775/1** Lachrymal Probe (0.7-mm tip)
- 9. 22518359** Stainless Sterilization Box (Not shown)

▶ **EXTENSION**


- 10. 2773/2** Galezowski Lachrymal Probe (0.9-mm tip)
- 11. 2773/3** Galezowski Lachrymal Probe (1.10-mm tip)



SET
Set / Set

13 ▶ **Lids / Paupières / Tapas**

BASIC SET #434A
EXTENDED SET #434B
(BASIC SET + EXTENSION)



▶ **BASIC SET**


▶ **BASIC SET**

- 1. 7252** Barraquer Needle Holder
- 2. 3225** Paufigue Forceps
- 3. 4878A** Scissors
- 4. 1353** Wolkman Retractor
- 5. 22518358** Stainless Sterilization Box (Not shown)

▶ **EXTENSION**

- 6. 4251C** Sevrin-Stevens Scissors
- 7. 2456** Jaeger Lid Plate
- 8. 2597B** Desmarres Lid Retractor

- 9. 22518357** Stainless Sterilization Box (Not shown)



SET

Set / Set

14 ▶ LASIK for One Use-Plus / LASIK pour One Use-Plus / LASIK para One Use-Plus


BASIC SET #435A EXTENDED SET #435B (BASIC SET + EXTENSION)

▶ BASIC SET



For One Use-Plus
Microkeratome

▶ EXTENSION




▶ BASIC SET

- 1. 18195 Schapira Speculum
- 2. 18224 Caro Flap Repositioning Manipulator
- 3. 19047 Culbertson Marker

- 4. 20010 Double-Ended Spatula
- 5. 19017 Lebuissou Cannula
- 6. 22518353 Aluminium Sterilization Box (Not shown)

▶ EXTENSION

- 7. 19019 Bahamon Spatula
- 8. 19087 Vryghem Double-Ended Spatula




SET

Set / Set

15 ▶ LASIK for M2 / LASIK pour M2 / LASIK para M2

BASIC SET #436A

▶ BASIC SET




For M2
Microkeratome

▶ BASIC SET

- 1. 20036 Adjustable Speculum (with solid blades)
- 2. 18224 Caro Flap Repositioning Manipulator

- 3. 19047 Culbertson Marker
- 4. 19087 Vryghem Double-Ended Spatula

- 5. 20010 Double-Ended Spatula
- 6. 22518353 Aluminium Sterilization Box (Not shown)




SET
Set / Set

16 ▶ **DMEK: Surgery** / DMEK: Chirurgie / DMEK: Cirugía

BASIC SET #437A

▶ **BASIC SET**




▶ **BASIC SET**

- 1. 20035** Adjustable Speculum (with curved blades)
- 2. 7252BIS** Barraquer-De Laage Needle Holder
- 3. 7850A** Bonn-Moria Forceps

- 4. 19091** Price Endothelial Keratoplasty Hook
- 5. 20021** Donor Descemet's Stroma Scorer
- 6. 19095** 9-mm Marker

- 7. 19077/B** 90° Spatula
- 8. 19092** Chamber Maintainer 20G
- 9. 22518353** Aluminium Sterilization Box (Not shown)




SET
Set / Set

17 ▶ **DMEK: Graft preparation** / DMEK: Préparation / DMEK: Preparación

BASIC SET #438A

▶ **BASIC SET**




▶ **BASIC SET**

- 1. 13240** Kraff-Moria Forceps
- 2. 9604** Troutman Forceps (straight)
- 3. 9605** Troutman Forceps (curved)

- 4. 20022** Micro Dissector
- 5. 13225** Buratto-Sinsky Manipulator
- 6. 20034** Angled "S" Marker

- 7. 19096** DSAEK "S" Marker
- 8. 9721** Castroviejo Scissors
- 9. 22518353** Aluminium Sterilization Box (Not shown)




SET
Set / Set


18 ▶ **DSAEK / DSAEK / DSAEK**

**BASIC SET #439A
EXTENDED SET #439B
(BASIC SET + EXTENSION)**

▶ **BASIC SET**



▶ **EXTENSION**



▶ **BASIC SET**


- 1. **18195** Schapira Speculum
- 2. **20004** Busin Forceps
- 3. **19091** Price Endothelial Keratoplasty Hook
- 4. **19095** 9-mm Marker

- 5. **19092** Chamber Maintainer 20G
- 6. **19077/B** 90° Spatula
- 7. **20006** Busin Spatula
- 8. **22519093** Aluminium Sterilization Box (Not shown)

▶ **EXTENSION**

- 9. **7252BIS** Barraquer-De Laage Needle Holder
- 10. **7850A** Bonn-Moria Forceps
- 11. **19096** DSAEK "S" Marker
- 12. **19095/850** 8.5-mm Marker
- 13. **19095/800** 8-mm Marker

Moria




SET
Set / Set


19 ▶ **Ultra-Thin DSAEK / Ultra-Thin DSAEK / Ultra-Thin DSAEK**

**BASIC SET #440A
EXTENDED SET #440B
(BASIC SET + EXTENSION)**

▶ **BASIC SET**



▶ **EXTENSION**



▶ **BASIC SET**


- 1. **18195** Schapira Speculum
- 2. **20011** Busin Forceps 23G
- 3. **19091** Price Endothelial Keratoplasty Hook
- 4. **19095** 9-mm Marker

- 5. **19092** Chamber Maintainer 20G
- 6. **19077/B** 90° Spatula
- 7. **20007** Mini Busin Spatula
- 8. **22519093** Aluminium Sterilization Box (Not shown)

▶ **EXTENSION**

- 9. **7252BIS** Barraquer-De Laage Needle Holder
- 10. **7850A** Bonn-Moria Forceps
- 11. **19096** DSAEK "S" Marker
- 12. **19095/850** 8.5-mm Marker
- 13. **19095/800** 8-mm Marker

Moria




SET
Set / Set


20 ▶ **DALK / KLAP / DALK**

**BASIC SET #441A
EXTENDED SET #441B
(BASIC SET + EXTENSION)**

▶ **BASIC SET**



▶ **EXTENSION**




▶ **BASIC SET**

- 1. **20035** Adjustable Speculum (with curved blades)
- 2. **20026** Fontana Intrastromal Dissector
- 3. **20024** Busin Scissors (clockwise)
- 4. **20025** Busin Scissors (counter-clockwise)

- 5. **20027** 27G Fontana Curved Cannula
- 6. **20028** Fontana Double-Ended Spatula
- 7. **22518358** Stainless Sterilization Box (Not shown)

▶ **EXTENSION**

- 8. **7252BIS** Barraquer-De Laage Needle Holder
- 9. **7850A** Bonn-Moria Forceps



SET
Set / Set


21 ▶ **Penetrating Keratoplasty (PK) / KT / PK**

**BASIC SET #442A
EXTENDED SET #442B
(BASIC SET + EXTENSION)**

▶ **BASIC SET**



▶ **EXTENSION**




▶ **BASIC SET**

- 1. **20035** Adjustable Speculum (with curved blades)
- 2. **7252BIS** Barraquer-De Laage Needle Holder
- 3. **13161** Bonn-Moria Forceps
- 4. **8023A** Katzin Scissors (clockwise)

- 5. **8023B** Katzin Scissors (counter-clockwise)
- 6. **9601BIS** Vannas-Moria Scissors
- 7. **17120** SFO Cannula
- 8. **11051** Castroviejo-Grancini Caliper
- 9. **22518357** Stainless Sterilization Box (Not shown)


▶ **EXTENSION**

- 10. **9965** Remky-Polak fixation Forceps
- 11. **17150B** Silicone Block Receptacle Hollowed



1 ▶ Needles / Aiguilles / Agujas	134
2 ▶ Rings / Anneaux / Anillos	134
3 ▶ Loops / Anses / Asas	135
4 ▶ Scalpels / Bistouris / Bisturíes	136
5 ▶ Calipers / Compas / Compases	137
6 ▶ Knives / Couteaux / Cuchilletes	138
7 ▶ Curettes / Curettes / Curetas	139
8 ▶ Retractors / Ecarteurs / Retractores	140
9 ▶ Markers / Marqueurs / Marcadores	141
Retina / Rétine / Retina	141
Cataract / Cataracte / Catarata	142
Keratoplasty / Kératoplastie / Queratoplastia	143
Refractive / Réfractive / Refractiva	145
10 ▶ Lid Plate / Plaque à paupières / Placa para párpados	146
11 ▶ Iris dilators / Rétracteurs d'iris / Dilatadores de iris	147
12 ▶ Probes and Dilators / Sondes et Stylets / Sondas y Dilatadores	149
13 ▶ Trabeculectomy Punches / Punchs à trabéculéctomie / <i>Punchs para trabeculectomía</i>	151
14 ▶ Sterilization Boxes / Boîtes de stérilisation / Cajas de esterilización	152
Stainless steel / Acier inoxydable / Acero inoxidable	152
Aluminium / Aluminium / Aluminio	156





OTHERS


Autres / Otros

1 ▶ Needles / Aiguilles / Agujas

Dupuytren Needle
Delicate, regular model,
for foreign body.

Aiguille de Dupuytren
Fine, usuelle, à corps étrangers.

Aguja de Dupuytren
Fina, usual, para cuerpo extraño.




61

2 ▶ Rings / Anneaux / Anillos

Fine-Thornton Ring
Opened, 15-mm external diameter.

Anneau de Fine-Thornton
Ouvert, diamètre extérieur 15 mm.

Anillo de Fine-Thornton
Abierto, diámetro exterior 15 mm.




18220


Mendez Degree Gauge
12-mm inner diameter,
graduated 5°.

Anneau de Mendez
Diamètre intérieur 12 mm,
gradué 5°.

Anillo de Mendez
Diámetro interior 12 mm,
graduado 5°.



20009/12



OTHERS

Autres / Otros

3 ▶ Loops / Anses / Asas

Snellen Loop, Standard
To extract the crystalline lens.

Anse de Snellen, Usuelle
Pour extraire le cristallin.

Asa de Snellen, Usual
Para extraer el cristalino.



247

Foster-Paufique Loop
For enucleation.

Anse de Foster-Paufique
Pour énucléation.



4174

Asa de Foster-Paufique
Para enucleación.

Set of 10 stainless steel wires for loop #4174

Jeu de 10 fils pour anse #4174

Juego de 10 hilos para asa #4174.



4174B

Loops for Moria IOL Cutter
Set of 3 single-use stainless steel loop.
For #19072

Anses pour coupeur d'implant, Moria
Set de 3 anses inox usage unique.
Pour #19072


Asa para Moria cortador de lente
Juego de 3 asas en acero inoxidable,
desechable. Para #19072



19072



19073



OTHERS

Autres / Otros

4 Scalpels / Bistouris / Bisturíes


Troutman Blade Holder Straight, 9-cm long.

Porte-lames de Troutman
Droit, longueur 9 cm.

Porta Hojas de Troutman
Recto, 9 cm de longitud.



8065



OTHERS

Autres / Otros

5 Calipers / Compas / Compases

Sourdille Caliper Opening 16 mm. Graduated 1 mm.

Compas de Sourdille
Ouverture 16 mm.
Gradué 1 mm.

Compás de Sourdille
Abertura 16 mm.
Graduado 1 mm.



4170

Castroviejo-Grancini Caliper Opening 24 mm. Graduated 1 mm.

Compas de Castroviejo-Grancini
Ouverture 24 mm.
Gradué 1 mm.

Compás de Castroviejo-Grancini
Abertura 24 mm.
Graduado 1 mm.



11051


Sourdille-Apt Caliper Opening 16 mm. Graduated in half mm.

Compas de Sourdille-Apt
Ouverture 16 mm.
Gradué en demi mm.

Compás de Sourdille-Apt
Abertura 16 mm.
Graduado cada 0,5 mm.



12994



OTHERS

Autres / Otros

6 ▶ Knives / Couteaux / Cuchilletes

Paufique Knife **Corneal dissector, 6 mm (lancet shape Desmarres-Paufique).**

Couteau de Paufique
Cliveur, 6 mm (serpette de Desmarres-Paufique).

Cuchillete de Paufique
Disector corneal, 6 mm.




3201


Strampelli Knife **Micro corneal dissector, 3 mm, very delicate.**

Couteau de Strampelli
Micro cliveur, 3 mm, très délicat.

Cuchillete de Strampelli
Cuchilla micro-corneal de 3 mm, muy fina.



6062A



OTHERS

Autres / Otros

7 ▶ Curettes / Curettes / Curetas

Abadie Curette **Small model, 8 mm.**

Curette d'Abadie
Petit modèle, 8 mm.

Cureta d'Abadie
Tamaño pequeño, 8 mm.




1121B

Borsch Curette **Very small, sharp, 1.5 mm.**

Curette de Borsch
Très petite, tranchante, 1,5 mm.

Cureta de Borsch
Muy pequeña, afilada, 1,5 mm.




1205

De Wecker Curette **Sharp, oval, medium size, 2.30 mm.**

Curette de De Wecker
Tranchante, ovale, moyenne, 2,30 mm.

Cureta de De Wecker
Afilada, ovalada, tamaño mediano, 2,30 mm.




1244


De Wecker Curette **Sharp, oval, small size, 2.10 mm.**

Curette de De Wecker
Tranchante, ovale, petite, 2,10 mm.

Cureta de De Wecker
Afilada, ovalada, tamaño pequeño, 2,10 mm.



1245



OTHERS

Autres / Otros

8 Retractors / Ecarteurs / Retractores

**Retractor
University of Bonn model
Curved at 30° on 16 mm.**

Écarteur
Modèle Université
de Bonn
Coudé à 30°
sur 16 mm.

Separador
Modelo Universidad de Bonn
Acodado a 30° sobre 16 mm.



7270

**Wolkmann Retractor
With 4 prongs.**

Écarteur de Wolkmann
À 4 griffes.

Separador de Wolkmann
Con 4 dientes.



1353

**Wells Retractor
Spoon.**

Écarteur de Wells
Levier.

Retractor de Wells
En forma de cuchara.



1780


**Desmarres Lid Retractor
Medium size, 12 mm, blunt.**

Releveur de paupières de Desmarres
Moyen modèle, 12 mm, mousse.

Separador de párpados de Desmarres
Tamaño medio, 12 mm, romo.



2597B



OTHERS

Autres / Otros

9 Markers / Marqueurs / Marcadores

RETINA


**Urrets-Zavalía Marker
Indentator, fixation pick and depressor,
allowing rotation of the globe.**

Marqueur de Urrets-Zavalía
Indentateur, pique à fixation et
dépresseur, permet la rotation du globe.

Marcador de Urrets-Zavalía
Penetrador, punto de fijación y depresor,
permitiendo la rotación del globo.



6100



OTHERS

Autres / Otros


9 ▶ Markers / Marqueurs / Marcadores

CATARACT

Bores Axis Marker
Transversal axis, to be used in conjunction with Mendez Degree Gauge, ref. 20009.

Marqueur d'axe de Bores
Axe transversal, à utiliser avec l'anneau de Mendez, réf. 20009.

Marcador de eje de Bores
Eje transversal, para utilizar con el anillo de Mendez, ref. 20009.



20008/12

Can Pendular Marker
Positioning of toric IOLs.

Marqueur pendulaire de Can
Positionnement des implants toriques.

Marcador pendular de Can
Posicionamiento de las LIOs tóricas.



20033

IOL Haptic Gorovoy Marker
To mark expected location of IOL haptics during IOL fixation technique in the absence of zonular/capsular support.


Marqueur d'haptique LIO Gorovoy
Marque la localisation souhaitée des haptiques d'une LIO lors de sa mise en place en l'absence de support zonulaire/capsulaire.

Marcador Gorovoy háptico para LIO
Para marcar la ubicación esperada de los hápticos de una LIO durante su técnica de fijación en ausencia de soporte zonular/capsular..



20044

Moria



OTHERS

Autres / Otros

9 ▶ Markers / Marqueurs / Marcadores

KERATOPLASTY

9-mm Diameter Marker
For patient cornea

Marqueur diamètre 9 mm
Pour la cornée du patient.

Marcador diámetro 9 mm
Para la córnea del paciente.



8.5-mm Diameter Marker for patient cornea

Marqueur diamètre 8,5 mm pour la cornée du patient.
Marcador diámetro 8,5 mm para la córnea del paciente.

8-mm Diameter Marker for patient cornea


Marqueur diamètre 8 mm pour la cornée du patient.
Marcador diámetro 8 mm para la córnea del paciente.

19095
19095/850
19095/800

Radial Marker

Marqueur Radiaire


Marcador Radiale



Available with / Disponible en / Disponible en : 8, 12, 16 blades / branches / ramas

20148/8
20148/12
20148/16

Moria



OTHERS

Autres / Otros


9 ▶ Markers / Marqueurs / Marcadores

KERATOPLASTY

"S" Marker
Designed to mark an "S" on the stromal side of the donor button.

Marqueur "S"
Pour marquer un "S" sur le stroma du lenticle du donneur.

Marcador "S"
Para marcar una "S" en el estroma del lentículo del donante.




19096

Angled "S" Marker
To mark an "S" on the stromal side of the donor button.

Marqueur "S" angulé
Pour marquer un "S" sur le stroma du lenticle du donneur.

Marcador "S" angulado
Para marcar una "S" en el estroma del lentículo del donante.



20034


"F" marker
To stamp a "F" on the Descemet side of a DMEK graft.

Marqueur "F"
Pour marquer un "F" sur le côté descemetique d'un greffon DMEK.

Marcador "F"
Para estampar una "F" en el lado descemetico de un injerto DMEK.



20045



OTHERS

Autres / Otros


9 ▶ Markers / Marqueurs / Marcadores

REFRACTIVE

Culbertson Marker
Asymmetrical marker (5 marks) for proper flap alignment.

Marqueur de Culbertson
Asymétrique (5 marques) pour une remise en place exacte du volet.

Marcador de Culbertson
Asimétrico (5 radios) para una recolocación exacta del flap.




19047

Bores Marker
Corneal marker for optic zone without cross hairs.

Marqueur de Bores
Marqueur cornéen pour zone optique sans réticule.

Marcador de Bores
Marcador zona óptica sin cruz de fijación.




20121/X.XX

Available in 11 sizes / Disponible en 11 tailles / Disponible en 11 tamaños :
3.0, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 mm

Hoffer marker
Corneal marker for optic zone with cross hairs


Marqueur de Hoffer
Marqueur cornéen pour zone optique avec réticule.

Marcador de Hoffer
Marcador zona óptica con cruz de fijación.



20132/X.XX

Available in 11 sizes / Disponible en 11 tailles / Disponible en 11 tamaños :
3.0, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 mm



OTHERS

Autres / Otros


10 Lid Plate / Plaque à paupières / Placa para párpados

Jaeger Lid Plate

Plaque à paupières de Jaeger
Placa de párpados de Jaeger



2456



OTHERS


Autres / Otros

11 Iris dilators / Rétracteurs d'iris / Dilatadores de iris

Beehler Pupil Dilator
Straight, 4 stretching points with
3 extendable "micro fingers", insertion
through 3-mm incision.

Dilatateur de pupille de Beehler
Droit, 4 points de dilatation de la pupille,
pour incision de 3 mm.

Dilatador de Pupila de Beehler
Recto, 4 puntos de dilatación de pupila,
permitiendo la inserción a través de una
incisión de 3 mm.



19009

Replacement Kit for Beehler Pupil Dilator Tip #19009

Extrémité de Remplacement pour dilatateur de pupille de Beehler #19009
Recambio de extremidad para dilatador de pupilla de Beehler #19009




19016

Micro Beehler Pupil Dilator
Curved, 3 stretching points with smaller
diameter barrel, for 2.5-mm incision.

Mini dilatateur de pupille de Beehler
Courbe, 3 points de dilatation, avec un
diamètre de tube plus étroit, pour incision
de 2,5 mm.

Microdilataador de pupila de Beehler
Curvo, 3 puntos de dilatación con un
diámetro de tubo más estrecho, para
incisión de 2,5 mm.




19009/2.8

Replacement Kit for Beehler Pupil Dilator Tip #19009/2.8

Extrémité de Remplacement pour dilatateur de pupille de Beehler #19009/2.8
Recambio de extremidad para dilatador de pupilla de Beehler #19009/2.8



19039



OTHERS


Autres / Otros

11 Iris dilators / Rétracteurs d'iris / Dilatadores de iris

Beehler Pupil Dilator Curved, 4 stretching points of pupil, for 3-mm incision.

Dilatateur de pupille de Beehler
Courbe, 4 points de dilatation de la
pupille, pour incision de 3 mm.

Dilatador de pupila de Beehler
Curvo, 4 puntos de
dilatación de la pupila,
para incisión de 3 mm.



19027

Replacement Kit for Beehler Pupil Dilator Tip #19027

Extrémité de Remplacement pour dilatateur de pupille de Beehler #19027

Recambio de extremidad para dilatador de pupilla de Beehler #19027




19050

Micro Beehler Pupil Dilator Straight 20 G, 3 stretching points.

Micro dilatateur de pupille de Beehler
Droit, 3 points de dilatation, pour
micro incision 20 G.

Micro dilatador de pupila de Beehler
Recto, 3 puntos de dilatación, para
micro incisión 20 G.




19070


Replacement Kit for Beehler Pupil Dilator Tip #19070

Extrémité de Remplacement pour dilatateur de pupille de Beehler #19070

Recambio de extremidad para dilatador de pupilla de Beehler #19070



19076



OTHERS

Autres / Otros

12 Probes and Dilators / Sondes et Stylets / Sondas y Dilatadores

Galezowski Lachrymal Probe Usual, bulbous tip, n°1. In silver.

Sonde à voies lacrymales de Galezowski
Usuelle, olivaire, n°1. En argent.

Sonda para vías lacrimales de Galezowski
Usual, punta olivar, n° 1. En plata.



2773/1

Galezowski Lachrymal Probe Usual, bulbous tip, n°2. In silver.

Sonde à voies lacrymales de Galezowski
Usuelle, olivaire, n°2. En argent.

Sonda para vías lacrimales de Galezowski
Usual, punta olivar, n° 2. En plata.



2773/2

Galezowski Lachrymal Probe Usual, bulbous tip, n°3. In silver.

Sonde à voies lacrymales de Galezowski
Usuelle, olivaire, n°3. En argent.

Sonda para vías lacrimales de Galezowski
Usual, punta olivar, n° 3. En plata.



2773/3

Lachrymal Probe Delicate bulbous tip, or baby, 0.5 mm diameter. In silver.

Sonde à voies lacrymales
Pour bébé avec olive délicate, diamètre 0,5 mm. En argent.

Sonda para vías lacrimales
Para bebé con punta muy fina olivar, diámetro 0,5 mm. En plata.



2775/00

Lachrymal Probe Delicate bulbous tip, for baby, 0.6 mm diameter. In silver.

Sonde à voies lacrymales
Pour bébé avec olive délicate, diamètre 0,6 mm. En argent.

Sonda para vías lacrimales
Para bebé con punta muy fina olivar, diámetro 0,6 mm. En plata.




2775/0


Lachrymal Probe Delicate bulbous tip, for baby, 0.7 mm diameter. In silver.

Sonde à voies lacrymales
Pour bébé avec olive délicate, diamètre 0,7 mm. En argent.

Sonda para vías lacrimales
Para bebé con punta muy fina, olivar, diámetro 0,7 mm. En plata.



2775/1



OTHERS

Autres / Otros

12 Probes and Dilators / Sondes et Stylets / Sondas y Dilatadores

Sichel Lachrymal Dilator Delicate, conical and blunt. 0.41-mm tip length.

Stylet à voies lacrymales de Sichel
Fin, conique et mousse. Extrémité de 0,41 mm.

*Dilatador de vías lacrimales de Sichel
Fino, cónico y romo. Extremidad de 0,41 mm de largo.*



2873A

Sichel Lachrymal Dilator Medium, conical and blunt. 0.47-mm tip length.

Stylet à voies lacrymales de Sichel
Moyen, conique et mousse. Extrémité de 0,47 mm.

*Dilatador de vías lacrimales de Sichel
Tamaño medio, cónico y romo. Extremidad de 0,47 mm de largo.*




2873B


Castroviejo Lachrymal Dilator Double, delicate, medium and blunt. 0.60- and 0.80-mm tip length.

Stylet à voies lacrymales de Castroviejo
Double, fin, moyen et mousse.
Extrémités de 0,60 mm et 0,80 mm.

*Dilatador de vías lacrimales de Castroviejo
Doble, fino, tamaño medio y romo.
Extremidades de 0,60 mm y 0,80 mm de largo.*



2874



OTHERS

Autres / Otros

13 Trabeculectomy Punches / Punks à trabéculéctomie / Punks para trabeculectomía

Crozafon-De Laage Punch 1.5-mm calibrated diameter for 0.75-mm semi-circular resection.

Punch de Crozafon-De Laage
Diamètre calibré de 1,5 mm pour une
résection semi-circulaire de 0,75 mm.

*Crozafon-De Laage Punch
Diametro calibrado de 1,5 mm para un
corte semi-circular de 0,75 mm.*



18069

Crozafon - De Laage Punch 0.6-mm calibrated diameter for 0.3-mm semi-circular resection.

Punch de Crozafon - De Laage
Diamètre calibré de 0,6 mm pour une
résection semi-circulaire de 0,3 mm.

*Crozafon - De Laage Punch
Diametro calibrado de 0,6 mm para un
corte semi-circular de 0,3 mm.*

18069/0.3



Tip replacement: 1.5-mm diameter To be used with #18069 to make 0.75-mm semi-circular resections.

Extrémité de remplacement: 1,5 mm de diamètre
S'utilise avec #18069 pour une résection
semi-circulaire de 0,75 mm.

*Punta de recambio: 1,5 mm de diametro
Para ser usado con #18069 para un corte
semi-circular de 0,3 mm.*


18251

Tip replacement: 0.6-mm diameter To be used with #18069/0.3 to make 0.3-mm semi-circular resections.

Extrémité de remplacement: 0,6 mm de diamètre
S'utilise avec #18069/0.3 pour une résection
semi-circulaire de 0,3 mm.

*Punta de recambio: 0,6 mm de diametro
Para ser usado con #18069/0.3 para un corte
semi-circular de 0,3 mm.*

18251/0.6



OTHERS

Autres / Otros


14 ▶ Sterilization Boxes / Boîtes de stérilisation / Cajas de esterilización

STAINLESS STEEL

Non Colored Stainless Steel Box, silicone mat, with lock. 316 x 210 x 25 mm

Boîte inox non coloré, plaque picots silicone fournie, avec fermoir. 316 x 210 x 25 mm

Caja de acero inoxidable con soporte de silicona y con cierre. 316 x 210 x 25 mm




22518355


Non Colored Stainless Steel. 253 x 210 x 25 mm

Inox non coloré. 253 x 210 x 25 mm

Acero inoxidable, no color. 253 x 210 x 25 mm



22518356



OTHERS

Autres / Otros


14 ▶ Sterilization Boxes / Boîtes de stérilisation / Cajas de esterilización

STAINLESS STEEL

Non Colored Stainless Steel. 190 x 210 x 25 mm

Inox non coloré. 190 x 210 x 25 mm

Acero inoxidable, no color. 190 x 210 x 25 mm)




22518357


Non Colored Stainless Steel. 127 x 210 x 25 mm

Inox non coloré. 127 x 210 x 25 mm

Acero inoxidable, no color. 127 x 210 x 25 mm



22518358



OTHERS

Autres / Otros

14 ▶ Sterilization Boxes / Boîtes de stérilisation / Cajas de esterilización

STAINLESS STEEL

Non Colored Stainless Steel. 64 x 210 x 25 mm

Inox non coloré. 64 x 210 x 25 mm

Acero inoxidable, no color. 64 x 210 x 25 mm



22518359

Stainless steel storage basket

For Composites instruments

Outside dimensions (inches):

L 8.488/W 8.488/H 2.028"

Outside dimensions (mm):

L 215,6/W 215,6/H 51,6mm

Panier de rangement en inox

Pour instruments Composites

Dimensions externes :

L 215,6 x l 215,6 x H 51,6 mm

Bandeja de almacenamiento

en acero inoxidable

Para instrumentación Composites

Dimensiones externas (pulgadas):

L 8.488/W/H 8.488 2,028 "


Dimensiones externas (mm):

L 215,6/W 215,6/H 51,6mm



composites
by Moria

22520212



OTHERS

Autres / Otros

14 ▶ Sterilization Boxes / Boîtes de stérilisation / Cajas de esterilización

STAINLESS STEEL

Basket with Cover 188 x 84 x 30 mm Manufacturer: B. Braun Distributed by Moria.

Panier avec couvercle

188 x 84 x 30 mm

Fabricant : B. Braun


Distribué par Moria.

Caja con tapadera


188 x 84 x 30 mm

Fabricante: B. Braun

Distribuido por Moria.



31020224



OTHERS

Autres / Otros


14 ▶ Sterilization Boxes / Boîtes de stérilisation / Cajas de esterilización

ALUMINIUM


Gold Anodized Aluminium Box silicone mat, with lock. 316 x 210 x 25 mm

Boîte aluminium anodisé or
plaque picots silicone fournie,
avec fermoir. 316 x 210 x 25 mm.

Caja de aluminio anodizado en dorado
con soporte de silicona,
con cierre. 316 x 210 x 25 mm



22518350



OTHERS

Autres / Otros


14 ▶ Sterilization Boxes / Boîtes de stérilisation / Cajas de esterilización

ALUMINIUM

Green Anodized. 190 x 210 x 25 mm

Anodisé vert. 190 x 210 x 25 mm

Anodizado en verde. 190 x 210 x 25 mm



22518352

Red Anodized. 253 x 210 x 25 mm

Anodisé rouge. 253 x 210 x 25 mm

Anodizado en rojo. 253 x 210 x 25 mm




22518351


Blue Anodized. 127 x 210 x 25 mm

Anodisé bleu. 127 x 210 x 25 mm

Anodizado en azul. 127 x 210 x 25 mm



22518353



OTHERS

Autres / Otros

14 ▶ Sterilization Boxes / Boîtes de stérilisation / Cajas de esterilización

ALUMINIUM


Black Anodized. 64 x 210 x 25 mm

Anodisé noir. 64 x 210 x 25 mm

Anodizado en negro. 64 x 210 x 25 mm



22518354



OTHERS

Autres / Otros


14 ▶ Sterilization Boxes / Boîtes de stérilisation / Cajas de esterilización

ALUMINIUM

Aluminium Sterilization Box for lamellar keratoplasty hand-held instruments. 210 x 127 x 25 mm

Boîte de stérilisation en aluminium
Pour petite instrumentation manuelle
pour kératoplastie lamellaire.
210 x 127 x 25 mm

Caja de aluminio de esterilización
para pequeña instrumentación manual
para queratoplastia lamelar.
210 x 127 x 25 mm



22519093



REFERENCES INDEX

Index par références

Índice por referencias

REFERENCES INDEX

Index par références / Índice por referencias

61
Dupuytren Needle
Aiguille de Dupuytren
Aguja de Dupuytren..... 120, 134

247
Snellen Loop
Anse de Snellen
Asa de Snellen..... 110, 135

393
Pley Speculum
Blépharostat de Pley
Blefarostato de Pley..... 4

791, 792
Galezowski Cannula
Canule de Galezowski
Cánula de Galezowski..... 104, 109, 114, 122

917
Scissors
Ciseaux
Tijeras..... 69, 116

1121B
Abadie Curette
Curette d'Abadie
Cureta d'Abadie..... 139, 116

1141
Hook
Crochet
Gancho..... 91, 114, 116, 119

1205
Borsch Curette
Curette de Borsch
Cureta de Borsch..... 120, 139

1244
De Wecker Curette
Curette de De Wecker
Cureta de De Wecker..... 112, 139

1245
De Wecker Curette
Curette de De Wecker
Cureta de De Wecker..... 112, 139

1353
Wolkmann Retractor
Écarteur de Wolkmann
Separador de Wolkmann..... 123, 140

1780
Wells Retractor
Écarteur de Wells
Retractor de Wells..... 116, 140

2125
Desmarres Forceps
Pince de Desmarres
Pinza de Desmarres..... 41, 112

2131
Lambert Forceps
Pince de Lambert
Pinza de Lambert..... 41, 112

2146
Forceps
Pince
Pinza..... 32

2180A
Bonaccolto Forceps
Pince de Bonaccolto
Pinza de Bonaccolto..... 33, 113, 119

2183
Forceps
Pince
Pinza..... 33

2221
Barraquer Forceps
Pince de Barraquer
Pinza de Barraquer..... 42, 110

2228
Elschnig Forceps
Pince d'Elschnig
Pinza d'Elschnig..... 42, 110

2280A
Lester Forceps
Pince de Lester
Pinza de Lester..... 26, 109, 116

2321
De Wecker Forceps
Pince de De Wecker
Pinza de De Wecker..... 39, 110, 114, 116, 119

2420A
Prince-Blascovics Forceps
Pince de Prince-Blascovics
Pinza de Prince-Blascovics..... 40, 114

2420B
Prince-Blascovics Forceps
Pince de Prince-Blascovics
Pinza de Prince-Blascovics..... 40, 114

2432
Barraquer Forceps
Pince de Barraquer
Pinza de Barraquer..... 29

2456
Jaeger Lid Plate
Plaque à paupières de Jaeger
Placa de párpados de Jaeger..... 112, 123, 146

2484
Vantey-Desvignes Needle Holder
Porte-aiguilles de Vantey-Desvignes
Porta agujas de Vantey-Desvignes..... 54

2597B
Desmarres Lid Retractor
Releveur de paupières de Desmarres
Separador de párpados de Desmarres..... 114, 123, 140

2773 1
Galezowski Lachrymal Probe
Sonde à voies lacrymales de Galezowski
Sonda para vías lacrimales de Galezowski..... 122, 149

2773 2, 2773 3
Galezowski Lachrymal Probe
Sonde à voies lacrymales de Galezowski
Sonda para vías lacrimales de Galezowski..... 122, 149

2775 00, 2775 0, 2775 1
Lachrymal Probe
Sonde à voies lacrymales
Sonda para vías lacrimales..... 122, 149

2873A, 2873B
Sichel Lachrymal Dilator
Stylet à voies lacrymales de Sichel
Dilatador de vías lacrimales de Sichel..... 122, 150

2874
Castroviejo Lachrymal Dilator
Stylet à voies lacrymales de Castroviejo
Dilatador de vías lacrimales de Castroviejo..... 150

3201
Paufique Knife
Couteau de Paufique
Cuchillete de Paufique..... 113, 138

3222
Jayle Forceps
Pince de Jayle
Pinza de Jayle..... 25, 112, 113

3225
Paufique Forceps
Pince de Paufique
Pinza de Paufique..... 26, 109, 113, 114, 116, 117, 118, 123

4134C
Castroviejo Needle Holder
Porte-aiguilles de Castroviejo
Porta agujas de Castroviejo..... 54, 119

4134D
Castroviejo Needle Holder
Porte-aiguilles de Castroviejo
Porta agujas de Castroviejo..... 54, 109, 116

4170
Sourdille Caliper
Compas de Sourdille
Compás de Sourdille..... 110, 119, 137

4174
Foster-Paufique Loop
Anse de Foster-Paufique
Asa de Foster-Paufique..... 135

4174B
Set of 10 stainless steel wires for loop #4174
Jeu de 10 fils pour anse #4174
Juego de 10 hilos para asa #417..... 135

4180A, 4180B
Barraquer Needle Holder
Porte-aiguilles de Barraquer
Porta agujas de Barraquer..... 55, 112, 113, 115, 117

4251C
Sevrin-Stevens Scissors
Ciseaux de Sevrin-Stevens
Tijeras de Sevrin-Stevens..... 68, 113, 114, 116, 117, 119, 123

4263
Westcott-Cochet Scissors
Ciseaux de Westcott-Cochet
Tijeras de Westcott-Cochet..... 68, 115, 118

4877A, 4878A
Scissors
Ciseaux
Tijeras..... 69, 112, 113, 116, 118, 123

6031BIS
Forceps
Pince
Pinza..... 32

6062A
Strampelli Knife
Couteau de Strampelli
Cuchillete de Strampelli..... 113, 119, 138

6100
Urrets-Zavalía Marker
Marqueur de Urrets-Zavalía
Marcador de Urrets-Zavalía..... 118, 141

6223
De Saint Martin-Barraquer Forceps
Pince de De Saint Martin-Barraquer
Pinza de De Saint Martin-Barraquer..... 26

6346A
Barraquer Speculum
Blépharostat de Barraquer
Blefarostato de Barraquer..... 8

6346B, 6346C, 6346D
Barraquer Speculum
Blépharostat de Barraquer
Blefarostato de Barraquer..... 9

7251
Barraquer-De Laage Needle Holder
Porte-aiguilles de Barraquer-De Laage
Porta agujas de Barraquer-De Laage..... 55, 118

7252
Barraquer Needle Holder
Porte-aiguilles de Barraquer
Porta agujas de Barraquer..... 56, 113, 116, 123

7252BIS
Barraquer-De Laage Needle Holder
Porte-aiguilles de Barraquer-De Laage
Porta agujas de Barraquer-De Laage..... 56, 114, 126, 128, 129, 130, 131

7270
Retractor
Écarteur
Separador..... 114, 118, 140

7384
Castroviejo Forceps
Pince de Castroviejo
Pinza de Castroviejo..... 115, 24

7431
Barraquer Forceps "Colibri"
Pince de Barraquer "Colibri"
Pinza de Barraquer "Colibrí"..... 29

7503
Calamendrei Cannula
Canule de Calamendrei
Cánula de Calamendrei..... 102

7504
Rycroft Cannula
Canule de Rycroft
Cánula de Rycroft..... 102, 117

7699
Corcelle Speculum
Blépharostat de Corcelle
Blefarostato de Corcelle..... 8

7825B
Barraquer Iris Spatula
Spatule à iris de Barraquer
Espátula para iris de Barraquer..... 92

7825C
Barraquer Iris Spatula
Spatule à iris de Barraquer
Espátula para iris de Barraquer..... 92, 109, 117

7835
Bonn Forceps
Pince de Bonn
Pinza de Bonn..... 20

7835C
Moria Forceps
Pince de Moria
Pinza de Moria..... 28

7850A
Bonn-Moria Forceps
Pince de Bonn-Moria
Pinza de Bonn-Moria..... 21, 108, 109, 117, 118, 126, 128, 129, 130

7850B
Moria Forceps
Pince de Moria
Pinza de Moria..... 21

7850C
Moria Forceps
Pince de Moria
Pinza de Moria..... 28

7862
Barraquer-Troutman Forceps
Pince de Barraquer-Troutman
Pinza de Barraquer-Troutman..... 23, 117

7865
Barraquer Scissors
Ciseaux de Barraquer
Tijeras de Barraquer..... 66

8016
Barraquer Cannula
Canule de Barraquer
Cánula de Barraquer..... 103

8023A, 8023B
Katzin Scissors
Ciseaux de Katzin
Tijeras de Katzin..... 62, 131

8063
Gass-Rouchy Hook
Crochet de Gass-Rouchy
Gancho de Gass-Rouchy..... 91, 115

8065
Troutman Blade Holder
Porte-lames de Troutman
Porta Hojas de Troutman..... 136

8090
Barraquer Scissors
Ciseaux de Barraquer
Tijeras de Barraquer..... 66

8100
Vannas-Moria Scissors
Ciseaux de Vannas-Moria
Tijeras de Vannas-Moria..... 65, 119

8142A
Scissors
Ciseaux
Tijeras..... 70

8143A
Scissors
Ciseaux
Tijeras..... 70

8144A
Scissors
Ciseaux
Tijeras..... 70

Assembled product
Produit assemblé
Producto ensamblado..... 71

8147, 8148
Castroviejo Needle Holder
Porte-aiguilles de Castroviejo
Porta agujas de Castroviejo..... 56

8149
Castroviejo Needle Holder
Porte-aiguilles de Castroviejo
Porta agujas de Castroviejo..... 57

8150
Castroviejo Needle Holder
Porte-aiguilles de Castroviejo
Porta agujas de Castroviejo..... 57, 110

8151
Barraquer Needle Holder
Porte-aiguilles de Barraquer
Porta agujas de Barraquer..... 58

9510
Castroviejo Forceps "Utility"
Pince de Castroviejo "Utility"
Pinza de Castroviejo "Utility"..... 24, 110, 119

9600
Vannas Scissors
Ciseaux de Vannas
Tijeras de Vannas..... 64

9600BIS
Vannas-Moria Scissors
Ciseaux de Vannas-Moria
Tijeras de Vannas-Moria..... 64, 117

REFERENCES INDEX

Index par références / Índice por referencias

9601 Vannas Scissors Ciseaux de Vannas <i>Tijeras de Vannas</i>64	9983 Micro surgery forceps Pince micro chirurgie Moria <i>Pinza micro cirugía Moria</i>36	13221 Barraquer-Troutman Cannula Canule de Barraquer-Troutman <i>Cánula Barraquer-Troutman</i>96, 110
9601BIS Vannas-Moria Scissors Ciseaux de Vannas-Moria <i>Tijeras de Vannas-Moria</i>64, 108, 109, 131	9987 Moria micro surgery forceps Pince micro chirurgie Moria <i>Pinza micro cirugía Moria</i>36	13225 Buratto-Sinskey Manipulator Crochet manipulateur de Buratto-Sinskey <i>Manipulador de Buratto-Sinskey</i>81, 118, 109, 127
9604 Troutman Forceps Pince de Troutman <i>Pinza de Troutman</i>29, 113, 127	11051 Castroviejo-Grancini Caliper Compas de Castroviejo-Grancini <i>Compás de Castroviejo-Grancini</i>114, 117, 131, 137	13227 Lester Manipulator Crochet manipulateur de Lester <i>Manipulador de Lester</i>81
9605 Troutman Forceps Pince de Troutman <i>Pinza de Troutman</i>30, 109, 117, 118, 127	11057 Westcott-Hugonnier Scissors Ciseaux de Westcott-Hugonnier <i>Tijeras de Westcott-Hugonnier</i>68, 119	13229 Charleux Cannula Canule de Charleux <i>Cánula de Charleux</i>96
9611B Barraquer Iris Spatula Spatule à iris de Barraquer <i>Espátula para iris de Barraquer</i>92	11081 Bangerter Forceps Pince de Bangerter <i>Pinza de Bangerter</i>41, 115	13230A Charleux-Simcoe Cannula Canule de Charleux-Simcoe <i>Cánula de Charleux-Simcoe</i>96
9623 Charleux Cannula Canule de Charleux <i>Cánula de Charleux</i>96, 110	12961 Kratz Cannula Canule de Kratz <i>Cánula de Kratz</i>97	13238 Blaydes Forceps Pince de Blaydes <i>Pinza de Blaydes</i>44
9627A, 9627B Castroviejo Speculum Blépharostat de Castroviejo <i>Blefarostato de Castroviejo</i>4, 114, 115	12994 Sourdille-Apt Caliper Compas de Sourdille-Apt <i>Compás de Sourdille-Apt</i>137	13240 Kraff-Moria Forceps Pince de Kraff-Moria <i>Pinza de Kraff-Moria</i>22, 127
9721 Castroviejo Scissors Ciseaux de Castroviejo <i>Tijeras de Castroviejo</i>65, 127	13010 Hugonnier-Gobin Hook Crochet de Hugonnier-Gobin <i>Gancho de Hugonnier-Gobin</i>91, 114	13241 Moria Forceps Pince de Moria <i>Pinza de Moria</i>31
9803 Pierse Forceps Pince de Pierse <i>Pinza de Pierse</i>23	13100 Barraquer-Moria Needle Holder Porte-aiguilles de Barraquer-Moria <i>Porta agujas de Barraquer-Moria</i>59	13242 Mac Pherson Forceps Pince de Mac Pherson <i>Pinza de Mac Pherson</i>31, 110
9850, 9851 Troutman Scissors Ciseaux de Troutman <i>Tijeras de Troutman</i>62, 109	13100BIS Barraquer-Moria Needle Holder Porte-aiguilles de Barraquer-Moria <i>Porta agujas de Barraquer-Moria</i>59	13245 Mac Pherson-Moria Forceps Pince de Mac Pherson-Moria <i>Pinza de Mac Pherson-Moria</i>23
9960 Troutman-O'Brien Needle Holder Porte-aiguilles de Troutman-O'Brien <i>Porta agujas de Troutman-O'Brien</i>58, 109	13132 Castroviejo-Bonnet Speculum Blépharostat de Castroviejo-Bonnet <i>Blefarostato de Castroviejo-Bonnet</i>4, 118	13246 Bonn-Kraff Forceps Pince de Bonn-Kraff <i>Pinza de Bonn-Kraff</i>22
9960BIS Troutman-O'Brien Needle Holder Porte-aiguilles de Troutman-O'Brien <i>Porta agujas de Troutman-O'Brien</i>59	13160 Bonn Forceps Pince de Bonn <i>Pinza de Bonn</i>21	13248, 13250 Binkhorst-Quintana Cannula Canule de Binkhorst-Quintana <i>Cánula de Binkhorst-Quintana</i>97
9965 Remky Polak Forceps Pince de Remky Polak <i>Pinza de Remky Polak</i>25, 131	13161 Bonn-Moria Forceps Pince de Bonn-Moria <i>Pinza de Bonn-Moria</i>22, 131	13261 Waring Forceps Pince de Waring <i>Pinza de Waring</i>44
9980 Moria micro surgery forceps Pince micro chirurgie Moria <i>Pinza micro cirugía Moria</i>36	13167, 13168 Moria Forceps Pince de Moria <i>Pinza de Moria</i>30	13263 Gills-Aron-Rosa Scissors Ciseaux de Gills-Aron-Rosa <i>Tijeras de Gills-Aron-Rosa</i>66

REFERENCES INDEX

Index par références / Índice por referencias

17000 Worst Scissors Ciseaux de Worst <i>Tijeras de Worst</i>66	18069 Crozafon-De Laage Punch Punch de Crozafon-De Laage <i>Crozafon-De Laage Punch</i>151	18224 Caro Flap Repositioning Manipulator Manipulateur de Caro <i>Manipulador de Caro</i>88, 124, 125
17120 SFO Cannula Canule SFO <i>Cánula SFO</i>99, 110, 131	18069/0.3 Crozafon - De Laage Punch Punch de Crozafon - De Laage <i>Crozafon - De Laage Punch</i>151	18225 Fechtner Forceps Pince de Fechtner <i>Pinza de Fechtner</i>33
17150B Silicone Block Receptacle Hollowed131	18073FU Cleaning connector for #18267 Embout pour nettoyage pour #18267 <i>Conector para limpieza de la cánula para #18267</i> 98	18227, 18228 Haefliger Phaco Cleaver Phaco cliveur de Haefliger <i>Manipulador Haefliger Faco</i>78, 108
17157 Crozafon Manipulator Crochet manipulateur de Crozafon <i>Manipulador de Crozafon</i>79	18081, 18082 Corydon Cannula Canule de Corydon <i>Cánula de Corydon</i>100	18251 Tip replacement: 1.5-mm diameter Extrémité de remplacement: 1,5 mm de diamètre <i>Punta de recambio: 1,5 mm de diametro</i>151
17159 Lebuisson Manipulator Crochet manipulateur de Lebuisson <i>Manipulador de Lebuisson</i>79	18089 Arneodo-Crozafon Double Manipulator Crochet manipulateur double de Arneodo-Crozafon <i>Manipulador doble de Arneodo-Crozafon</i>80	18251/0.6 Tip replacement: 0.6-mm diameter Extrémité de remplacement: 0,6 mm de diamètre <i>Punta de recambio: 0,6 mm de diametro</i>151
17160/2.2 Utrata Forcep Pince d'Utrata <i>Pinza de Utrata</i>15	18103 Cannula Canule <i>Cánula</i>101	18259/2.2 Corydon Forceps - Graduated Pince de Corydon - Graduée <i>Pinza de Corydon - Graduada</i>14
17161 Faulkner Forceps Pince à tenir de Faulkner <i>Pinza de Faulkner</i>45	18104 Lebuisson Manipulator Crochet manipulateur de Lebuisson <i>Manipulador de Lebuisson</i>80	18267 Aspirating Cannula Canule aspiratrice <i>Cánula de aspiración</i>98
17163/1.8 Corydon Forceps Pince de Corydon <i>Pinza de Corydon</i>13	18112 Manipulator Crochet manipulateur <i>Manipulador</i>81	18268 Irrigating Cannula Canule irrigatrice <i>Cánula para irrigación</i>98, 110
17163/2.2 Corydon Forceps Pince de Corydon <i>Pinza de Corydon</i>13, 108, 109	18153 Cannula Canule <i>Cánula</i>101, 110	19000 "Diabolo" Manipulator Crochet manipulateur "Diabolo" <i>Manipulador "Diabolo"</i>81
18005/A Kratz Speculum Blépharostat de Kratz <i>Blefarostato de Kratz</i>8	18158 Colin Forceps Pince de Colin <i>Pinza de Colin</i>44	19003 Inserting Forceps Pince à introduire IOL souple <i>Pinza para implantar</i>45
18005/B Kratz-Crozafon Speculum Blépharostat de Kratz-Crozafon <i>Blefarostato de Kratz-Crozafon</i>8	18195 Schapira Speculum Blépharostat de Schapira <i>Blefarostato de Schapira</i>5, 124, 128, 129	19009 Beehler Pupil Dilator Dilatateur de pupille de Beehler <i>Dilatador de Pupila de Beehler</i>147
18009 Cannula straight and delicate for baby Canule fine et droite pour bébé <i>Cánula fina y recta para bebé</i>104, 122	18210 "Stop & Chop" Manipulator Crochet manipulateur "Stop & Chop" <i>Manipulador "Stop & Chop"</i>77, 110	19009/2.8 Micro Beehler Pupil Dilator Mini dilatateur de pupille de Beehler <i>Microdilatador de pupila de Beehler</i>147
18011 Gills Cannula Canule de Gills <i>Cánula de Gills</i>102	18220 Fine-Thornton Ring Anneau de Fine-Thornton <i>Anillo de Fine-Thornton</i>134	19016 Replacement Kit for Beehler Pupil Dilator Tip #19009 Extrémité de Remplacement pour dilatateur de pupille de Beehler #19009 <i>Recambio de extremidad para dilatador de pupilla de Beehler #19009</i>147
18013 Stevens Scissors Ciseaux de Stevens <i>Tijeras de Stevens</i>68	18221 Kratz Speculum Blépharostat de Kratz.....8	
18039 Arneodo Manipulator Crochet manipulateur de Arneodo <i>Manipulador de Arneodo</i>80, 108, 109		

REFERENCES INDEX

Index par références / Índice por referencias

19017
Lebuissou Cannula
Canule de Lebuissou
Cánula de Lebuissou.....105, 124

19018
Double Armed Cannula
Canule double
Cánula doble.....105

19019
Bahamon Spatula
Spatule de Bahamon
Espátula de Bahamon..... 89, 124

19027
Beehler Pupil Dilator
Dilatateur de pupille de Beehler
Dilatador de pupila de Beehler.....148

19030
Franceschi Speculum
Blépharostat de Franceschi
Blefarostato de Franceschi..... 5

19039
Replacement Kit for Beehler Pupil Dilator Tip.#19009/2.8
Extrémité de Remplacement pour dilatateur de pupille de Beehler #19009/2.8
Recambio de extremidad para dilatador de pupilla de Beehler.#19009/2.8.....147

19047
Culbertson Marker
Marqueur de Culbertson
Marcador de Culbertson..... 124, 125, 145

19048
Olivieri-Cantera Speculum
Blépharostat de Olivieri-Cantera
Blefarostato de Olivieri-Cantera..... 5

19050
Replacement Kit for Beehler Pupil Dilator Tip #19027
Extrémité de Remplacement pour dilatateur de pupille de Beehler #19027
Recambio de extremidad para dilatador de pupilla de Beehler #19027.....148

19051/5
Lama Forceps
Pince de Lama
Pinza de Lama.....32

19068
Haptic Cutter
Coupeur d'haptique
Cortador de implante..... 71, 111

19069
Aspirating Speculum
Blépharostat aspirant
Blefarostato con aspiración..... 6

19069T
Silicone Tubing Replacement Set
Set de remplacement tubulure silicone
Set de recambio de tubo silicona.....6

19070
Micro Beehler Pupil Dilator
Micro dilatateur de pupille de Beehler
Micro dilatador de pupila de Beehler.....148

19072
Soft IOL Cutter
Coupeur d'implant souple.
Cortador de lente blanda..... 71, 111

19073
Loops for Moria IOL Cutter, (ref. 19072)
Anses pour coupeur d'implant Moria (réf. 19072)
Asa para Moria cortador de lente, (ref. 19072).... 71, 111

19073
Loops for Moria IOL Cutter
Anses pour coupeur d'implant, Moria
Asa para Moria cortador de lente..... 135

19074
Explantation Forceps
Pince explantation
Pinza explantación.....43, 111

19076
Replacement Kit for Beehler Pupil Dilator Tip #19070
Extrémité de Remplacement pour dilatateur de pupille de Beehler #19070
Recambio de extremidad para dilatador de pupilla de Beehler #19070.....148

19077/A
45° Spatula
Spatule 45°
Espátula 45°.....86

19077/B
90° Spatula
Spatule 90°
Espátula 90°..... 86, 126, 128, 129

19078
Adjustable Colibri Speculum
Blépharostat Colibri réglable
Blefarostato regulable Colibri.....6

19079
Hatchet Cross-Action Forceps
Pince à Action Croisée de Hatchet
Pinza Acción Entrecruzada de Hatchet.....18

19080
Fox Spatula
Spatule de Fox
Espátula de Fox.....89

19082
De Laage Glaucoma Forceps
Pince de De Laage
Pinza de De Laage..... 43, 117

19083/A
Irrigating 45° Spatula
Spatule irrigatrice 45°
Espátula irrigadora 45°..... 87

19083/B
Irrigating 90° Spatula
Spatule irrigatrice 90°
Espátula irrigadora 90°.....87

19084
Double-Ended Epi-LASIK Spatula
Spatule double Epi-LASIK
Espátula doble Epi-LASIK.....90

19087
Vryghem Double-Ended Spatula
Spatule double de Vryghem
Espátula doble de Vryghem..... 88, 124, 125

19088
Epi-LASIK Cannula
Canule Epi-LASIK
Cánula Epi-LASIK.....105

19089
Spatula for Desepithelization.
Spatule de désépithélialisation.
Espátula de desepitelización.....90

19091
Price Hook
Crochet de Price
Gancho de Price.....86, 126, 128, 129

19092
Chamber Maintainer 20 G.
Port d'irrigation 0,9 mm.
Puerto de irrigación 0,9 mm..... 103, 126, 128, 129

19095
9 mm Diameter Marker
Marqueur diamètre 9 mm
Marcador diámetro 9 mm.....128, 129, 143

19095/800
8 mm Diameter Marker for patient cornea
Marqueur diamètre 8 mm pour la cornée du patient.
Marcador diámetro 8 mm para la córnea del paciente..... 129, 143

19095/850
8,5 mm Diameter Marker
Marqueur diamètre 8,5 mm
Marcador diámetro 8,5 mm..... 126, 128, 129, 143

19096
"S" Marker
Marqueur "S"
Marcador "S".....127, 128, 129, 144

19097
DSO Gorovoy Forceps
Pince descemetorhexis de Gorovoy
Pinza descemetorhexis de Gorovoy..... 37

19099/23
23G Micro-Incision Forceps
Pince Micro-incision 23G
Pinza Micro-incisión 23G.....18

20000
Crozafon Forceps
Pince de Crozafon
Pinza de Crozafon.....14

REFERENCES INDEX

Index par références / Índice por referencias

20000/1.8
Crozafon Forceps
Pince de Crozafon
Pinza de Crozafon..... 14

20001
Micro Pre-chopper
Micro Pre-chopper de Crozafon
Micro Pre-chopper de Crozafon.....42

20002
Nagahara Phaco Chopper
Crochet manipulateur de Nagahara
Manipulador Nagahara.....78

20003
Ogawa inserting Forceps
Pince d'Ogawa
Pinza de Ogawa.....38

20004, 20011
Busin Forceps
Pinces de Busin
Pinzas de Busin..... 38, 128, 129

20006, 20007
Busin Spatulas
Spatules glissières de Busin
Espátulas correderas de Busin..... 84, 128, 129

20008/12
Bores Axis Marker
Marqueur d'axe de Bores
Marcador de eje de Bores.....142

20009/12
Mendez Degree Gauge
Anneau de Mendez
Anillo de Mendez.....134

20010
Double-Ended Spatula Cleaver for LASIK enhancement
Cliveur pour reprise LASIK
Espátula doble para LASIK retratamiento.....88, 124, 125

20016
Renard Corneal Dissector Spatula
Spatule à délaminer de Renard
Espátula de Renard para deslaminar la córnea..... 83

20017
Villon Nucleus Divider Hook
Crochet diviseur de noyau de Villon
Manipulador divisor de núcleo de Villon.....76

20018
Burtin iris Hook
Crochet à iris de Burtin
Gancho para iris de Burtin..... 92

20019/1.8
Utrata Forceps
Pince d'Utrata
Pinza de Utrata.....15

20020
Cross-Action Capsulorhexis Forceps - 1.5-mm
Pince Capsulorhexis à Action Croisée - 1,5 mm
Pinza Acción Entrecruzada - 1,5 mm..... 15

20021
Donor descemet's stroma Scorer.
Marqueur stroma descemetique donneur.
Marcador donante Descemet estroma..... 85, 126

20022
Micro Dissector
Microdissecteur
Microdissector.....85, 127

20024, 20025
Busin Scissors
Ciseaux de Busin
Tijeras de Busin.....63, 130

20026
Fontana intrastromal Dissector
Dissecteur intrastromal de Fontana
Cuchilleta intraestromal de Fontana.....82, 130

20027
27G Fontana Cannula, Curved
Canule de Fontana 27G, Courbe
Cánula de Fontana 27G, Curva.....103, 130

20028
Fontana double-ended Spatula
Spatule double de Fontana
Espátula doble de Fontana.....82, 130

20029, 20030
Gabison Scissors
Ciseaux de Gabison
Tijeras de Gabison.....63

20031
Cross-Action Forceps
Pince action croisée
Pinza acción entrecruzada.....18

20032
Ancel double-ended Spatula
Spatule double Ancel
Espátula doble de Ancel.....90

20033
Can Pendular Marker
Marqueur pendulaire de Can
Marcador pendular de Can.....142

20034
Angled "S" Marker
Marqueur "S" angulé
Marcador "S" angulado..... 127, 144

20035
Adjustable Speculum
Blépharostat réglable
Blefarostato regulable..6, 108, 109, 113, 116, 117, 126, 130, 131

20036
Adjustable Speculum
Blépharostat réglable
Blefarostato regulable..... 7, 125

20037/1.8
Utrata Forceps
Pince d'Utrata
Pinza de Utrata.....12

20038
Curved DMEK Forceps
Pince DMEK courbe

20039
Straight DMEK Forceps
Pince DMEK droite
Pinza DMEK recta..... 37

20040
Pisacano Hook
Crochet de Pisacano
Gancho de Pisacano.....75

20041
Pisacano Hook
Crochet de Pisacano
Gancho de Pisacano.....75

20042
Adjustable Speculum
Blépharostat réglable
Blefarostato regulable..... 7

20044
IOL Haptic Gorovoy Marker
Marqueur d'Haptique LIO de Gorovoy
Marcador de Háptico para LIO de Gorovoy.....142

20045
"F" marker
Marqueur "F"
Marcador "F".....145

20046
Tanito Hook
Crochet de Tanito
Gancho de Tanito.....93

20047
Hoffart Hook
Crochet de Hoffart
Gancho de Hoffart.....87

20048
Gatinel Double-Ended Spatula
Spatule double de Gatinel
Espátula doble de Gatinel.....89

20049
Drysdale Manipulator
Manipulateur de Drysdale
Manipulador Drysdale.....79

20050/xx.x
Cross-Action Forceps, Curved, Corydon
Pince action croisée courbe
Pinza de acción cruzada..... 16

20051/xx.x
Cross-Action Forceps, Curved, Crozafon
Pince action croisée courbe
Pinza de acción cruzada..... 16

20052/xx.x
Cross-Action Forceps, Straight, Utrata
Pince action croisée courbe
Pinza de acción cruzada.....17

REFERENCES INDEX

Index par références / Índice por referencias

20053/XX.X
Cross-Action Forceps, Curved, Serrated
 Pince action croisée courbe
Pinza de acción cruzada, curva.....17

20121/X.XX
Bores Marker
 Marqueur de Bores
Marcador de Bores.....145

20132/X.XX
Hoffer marker
 Marqueur de Hoffer
Marcador de Hoffer.....145

20143
Hartmann Forceps, straight
 Pince Hartmann droite
Pinza Hartmann recta.....45

20144
Hartmann Forceps, curved
 Pince Hartmann courbée
Pinza Hartmann curva.....46

20145
Hasted Forceps, straight
 Pince Halsted droite
Pinza Halsted recta.....46

20146
Hasted Forceps, curved
 Pince Halsted courbée
Pinza Halsted curva.....46

20147
Towel Clamp, 9 cm
 Pince à champs 9 cm
Pinza de campo 9 cm.....46

20148/8, 20148/12, 20148/16
Radial Marker
 Marqueur Radiaire
Marcador Radiale.....143

20150
Berke Ptosis Forceps with Lock
 Pince à ptosis de Berke à verrou
Pinza de ptosis Berke con cierre.....40

20221X1
23G Rhexis Forceps, Long
 Pince rhexis 23G, longue
Pinza rexis 23G, larga.....19

20222X1
23G Rhexis Forceps, Short
 Pince rhexis 23G, courte
Pinza rexis 23G, corta.....19

20300, 20301
ILM Forceps
 Pince ILM
Pinza ILM.....48

20302, 20303
Eckardt forceps
 Pince Eckardt
Pinza Eckardt.....49

20304, 20305
Tano forceps
 Pince Tano
Pinza Tano.....49

20306, 20307
End Grasping forceps
 Pince fine à saisir (End Grasping)
Pinza fina para agarre.....50

20308, 20309
Fine ILM Forceps
 Pince ILM Affinée
Pinza ILM fina.....48

20330, 20331
Micro grooved forceps
 Pince Micro-Striée
Pinza micro estriada.....47

20332, 20333
Serrated forceps
 Pince Striée
Pinza estriada.....47

90061L
Charleux-Simcoe Cannula
 Canule de Charleux-Simcoe
Cánula de Charleux-Simcoe.....99

22518350
Gold Anodized Aluminium Box
 Boîte aluminium anodisé or
Caja de aluminio anodizado en dorado.....156

22518351
Red Anodized. 253 x 210 x 25 mm
 Anodisé rouge. 253 x 210 x 25 mm
Anodizado en rojo. 253 x 210 x 25 mm.....156

22518352
Green Anodized. 190 x 210 x 25 mm
 Anodisé vert. 190 x 210 x 25 mm
Anodizado en verde. 190 x 210 x 25 mm.....157

22518353
Blue Anodized. 127 x 210 x 25 mm
 Anodisé bleu. 127 x 210 x 25 mm
Anodizado en azul. 127 x 210 x 25 mm.....124, 125, 126, 127, 157

22518354
Black Anodized. 64 x 210 x 25 mm
 Anodisé noir. 64 x 210 x 25 mm
Anodizado en negro. 64 x 210 x 25 mm.....158

22518355
Non Colored Stainless Steel Box, silicone mat, with lock. 316 x 210 x 25 mm
 Boîte inox non coloré, plaque picots silicone fournie, avec fermoir. 316 x 210 x 25 mm
Caja de acero inoxidable con soporte de silicona y con cierre. 316 x 210 x 25 mm.....109, 119, 152

22518356
Non Colored Stainless Steel. 253 x 210 x 25 mm
 Inox non coloré. 253 x 210 x 25 mm
Acero inoxidable, no color. 253 x 210 x 25 mm.....113, 114, 152

22518357
Non Colored Stainless Steel. 190 x 210 x 25 mm
 Inox non coloré. 190 x 210 x 25 mm
Acero inoxidable, no color. 190 x 210 x 25 mm.....108, 113, 116, 118, 123, 131, 153

22518358
Non Colored Stainless Steel. 127 x 210 x 25 mm
 Inox non coloré. 127 x 210 x 25 mm
Acero inoxidable, no color. 127 x 210 x 25 mm.....111, 112, 117, 123, 130, 153

22518359
Non Colored Stainless Steel. 64 x 210 x 25 mm
 Inox non coloré. 64 x 210 x 25 mm
Acero inoxidable, no color. 64 x 210 x 25 mm.....120, 122, 154

22519093
Aluminium Sterilization Box
 Boîte de stérilisation en aluminium
Caja de aluminio de esterilización.....128, 129, 159

22520212
Stainless steel storage basket for Composites instruments
 Panier de rangement en inox pour instruments Composites
Bandeja de almacenamiento en acero inoxidable Para instrumentación Composites.....154

31020224
Basket with Cover
 Panier avec couvercle
Caja con tapadera.....155

M0489
Castroviejo Double-Ended Spatula
 Spatule double de Castroviejo
Espátula doble de Castroviejo.....76

M0567
Kuglen Hook
 Crochet de Kuglen
Gancho de Kuglen.....74

M0570N
Nichamin Double-Ended Spatula
 Spatule double de Nichamin
Espátula doble de Nichamin.....76

M0577
Osher Hook
 Crochet de Osher
Gancho de Osher.....75

M0712
Koch Spatula
 Spatule de Koch
Espátula de Koch.....77

M1796
Castroviejo Forceps
 Pince de Castroviejo
Pinza de Castroviejo.....24

M1809
Bonn Forceps
 Pince de Bonn
Pinza de Bonn.....20

M1815A
Mac Pherson Forceps
 Pince de Mac Pherson
Pinza de Mac Pherson.....27

M1815AK
Kelman-Mac Pherson Forceps
 Pince de Kelman-Mac Pherson
Pinza de Kelman-Mac Pherson.....27

M1815S
Mac Pherson Forceps
 Pince de Mac Pherson
Pinza de Mac Pherson.....27

M2002
Ultrata Forceps
 Pince d'Ultrata
Pinza de Ultrata.....12

M2002C
Corydon Forceps
 Pince de Corydon
Pinza de Corydon.....12

M5030
Kelman-Mac Pherson Forceps
 Pince de Kelman-Mac Pherson
Pinza de Kelman-Mac Pherson.....28

M32390
Nagahara Spatula
 Spatule de Nagahara
Espátula de Nagahara.....77

M35220
Sinskey Hook
 Crochet de Sinskey
Gancho de Sinskey.....74

M35522
Kuglen Hook
 Crochet de Kuglen
Gancho de Kuglen.....74

MC19
Pascheff Wolff Scissors
 Ciseaux de Pascheff Wolff
Tijeras de Pascheff Wolff.....67

MC19B
Wolff Micro scissors
 Micro ciseaux de Wolff
Micro Tijeras de Wolff.....67

MC26
Dowell scissors
 Ciseaux de Dowell
Tijeras de Dowell.....67

MC26B
Dowell scissors
 Ciseaux de Dowell
Tijeras de Dowell.....67

MC31, MC31B
Iris forceps, curved
 Pince à iris courbe
Pinza de iris, curva.....34

MC32
Iris forceps, straight
 Pince à iris droite
Pinza de iris recta.....34

MC32B
Iris forceps, straight
 Pince à iris droite mors lisses,
Pinza de iris recta, sin dientes.....35

MC40, MC40B
Dumont Forceps
 Pince Dumont
Pinza de Dumont.....35

MC43, MC44
De Wecker Forceps "Mosquito"
 Pince de De Wecker "Moustique"
Pinza de De Wecker Tipo "Mosquito".....39

MC50, MC52
Vannas Scissors
 Ciseaux de Vannas
Tijeras de Vannas.....65, 109

T17835
Bonn Forceps - Titanium
 Pince de Bonn - Titane
Pinza de Bonn - Titanio.....20

T19960
Troutman-O'Brien Needle Holder - In titanium
 Porte-aiguilles de Troutman-O'Brien - En titane
Porta agujas de Troutman-O'Brien - En titanio.....58

T117163/2.2
Corydon Forceps - Titan ium
 Pince de Corydon - Titane
Pinza de Corydon - Titanio.....13

REFERENCES INDEX

Index par références / Índice por referencias

Alphabetical Index

Index Alphabétique

Índice alfabético

Alphabetical Index



8,5 mm Diameter Marker	143
8,5 mm Diameter Marker for patient cornea	143
8 mm Diameter Marker for patient cornea	143
9 mm Diameter Marker	143
23G Micro-Incision Forceps	18
23G Rhexis Forceps, Long	19
23G Rhexis Forceps, Short	19
27G Fontana Cannula, Curved	103
45° Spatula	86
90° Spatula	86

A

Abadie Curette	139
Adjustable Colibri Speculum	6
Adjustable Speculum 20035	6
Adjustable Speculum 20036, 20042	7
Aluminium Sterilization Box	159
Ancel double-ended Spatula	90
Angled « S » Marker	144
Arneodo-Crozafon Double Manipulator	80
Arneodo Manipulator	80
Aspirating Cannula	98
Aspirating Speculum	6
Assembled product	71

B

Bahamon Spatula	89
Bangerter Forceps	41
Barraquer Cannula	103
Barraquer-De Laage Needle Holder 4180A, 4180B	55
Barraquer-De Laage Needle Holder 7252	56
Barraquer Forceps 2432	29
Barraquer Forceps 2221	42
Barraquer Forceps "Colibri"	29
Barraquer Iris Spatula 7825B, 7825C, 9611B	92
Barraquer-Moria Needle Holder	59
Barraquer-Moria Needle Holder	59
Barraquer Needle Holder 8151	55
Barraquer Needle Holder 7252	56
Barraquer Needle Holder 8151	58
Barraquer Scissors 8090, 7865	66
Barraquer Speculum 6346A	8
Barraquer Speculum 6346B, 6346C, 6346D	9
Barraquer-Troutman Cannula	96
Barraquer-Troutman Forceps	23
Basket with Cover	155
Beehler Pupil Dilator	147
Beehler Pupil Dilator	148
Berke Ptosis Forceps with Lock	40
Binkhorst-Quintana Cannula	97
Binkhorst-Quintana Cannula	97
Black Anodized. 64 x 210 x 25 mm	158
Blaydes Forceps	44
Blue Anodized. 127 x 210 x 25 mm	157
Bonaccolto Forceps	33

Bonn Forceps M1809, 7835	20
Bonn Forceps 13160	21
Bonn Forceps - Titanium	20
Bonn-Kraff Forceps	22
Bonn-Moria Forceps 7850A	21
Bonn-Moria Forceps 13161	22
Bores Axis Marker	142
Bores Marker	145
Borsch Curette	139
Buratto-Sinskey Manipulator	81
Burtin iris Hook	92
Busin Forceps	38
Busin Scissors	63
Busin Spatulas	84

C

Calamendrei Cannula	102
Cannula 18103, 18153	101
Cannula straight and delicate for baby	104
Can Pendular Marker	142
Caro Flap Repositioning Manipulator	88
Castroviejo-Bonnet Speculum	4
Castroviejo Double-Ended Spatula	76
Castroviejo Forceps M1796, 7384	24
Castroviejo Forceps "Utility"	24
Castroviejo-Grancini Caliper	137
Castroviejo Lachrymal Dilator	150
Castroviejo Needle Holder 4134C, 4134D	54
Castroviejo Needle Holder 8147	56
Castroviejo Needle Holder 8148, 8150	57
Castroviejo Scissors	65
Castroviejo Speculum 9627A	4
Castroviejo Speculum 9627B	9
Chamber Maintainer 20 G	103
Charleux Cannula 9623, 13229	96
Charleux-Simcoe Cannula 13230A	96
Charleux-Simcoe Cannula 90061L	99
Cleaning connector for #18267	98
Colin Forceps	44
Corcelle Speculum	8
Corydon Cannula 18081, 18082	100
Corydon Forceps M2002C	12
Corydon Forceps 17163/1.8, 17163/2.2	13
Corydon Forceps - Graduated	14
Corydon Forceps - Titanium	13
Cross-Action Capsulorhexis Forceps - 1.5-mm	15
Cross-Action Forceps	18
Cross-Action Forceps, Curved, Corydon	16
Cross-Action Forceps, Curved, Crozafon	16
Cross-Action Forceps, Curved, Serrated	17
Cross-Action Forceps, Straight, Utrata	17
Crozafon-De Laage Punch 18069, 18069/0.3	151
Crozafon Forceps 20000, 20000/1.8	14
Crozafon Manipulator	79
Crozafon Micro Pre-chopper	42
Culbertson Marker	145
Curved DMEK Forceps	37

Alphabetical Index



D

De Laage Glaucoma Forceps	43
De Saint Martin-Barraquer Forceps	26
Desmarres Forceps	41
Desmarres Lid Retractor	140
De Wecker Curette 1244, 1245	139
De Wecker Forceps	39
De Wecker Forceps "Mosquito" MC43, MC44	39
"Diabolo" Manipulator	81
Donor descemet's stroma Scorer	85
Double Armed Cannula	105
Double-Ended Epi-LASIK Spatula	90
Double-Ended Spatula Cleaver for LASIK enhancement	88
Dowell scissors MC26, MC26B	67
Drysdale Manipulator	79
DSO Gorovoy Forceps	37
Dumont Forceps MC40, MC40B	35
Dupuytren Needle	134

E

Eckardt forceps	49
Elschnig Forceps	42
End Grasping forceps	50
Epi-LASIK Cannula	105
Explantation Forceps	43

F

Faulkner Forceps	45
Fechtner Forceps	33
Fine ILM Forceps	48
Fine-Thornton Ring	134
"F" marker	144
Fontana double-ended Spatula	82
Fontana intrastromal Dissector	82
Forceps 6031BIS, 2146	32
Forceps 2183	33
Foster-Paufique Loop	135
Fox Spatula	89
Franceschi Speculum	5

G

Gabison Scissors	63
Galezowski Cannula	104
Galezowski Cannula	104
Galezowski Lachrymal Probe 2775/00, 2775/0, 2775/1	149
Gass-Rouchy Hook	91
Gatinel Double-Ended Spatula	89
Gills-Aron-Rosa Scissors	66
Gills Cannula	102
Gold Anodized Aluminium Box	156
Green Anodized. 190 x 210 x 25 mm	157

H

Hachet Cross-Action Forceps	18
Haefliger Phaco Cleaver 18227, 18228	78
Haptic Cutter	71
Halsted Forceps, curved	46
Halsted Forceps, straight	45
Hartmann Forceps, curved	46
Hartmann Forceps, straight	45
Hoffart Hook	87
Hoffer marker	145
Hook	91
Hugonnier-Gobin Hook	91

I

ILM Forceps	48
Inserting Forceps	45
IOL Haptic Gorovoy Marker	142
Iris forceps, curved MC31, MC31B	34
Iris forceps, straight	34
Iris forceps, straight	35
Irrigating 45° Spatula	87
Irrigating 90° Spatula	87
Irrigating Cannula	98

J

Jaeger Lid Plate	146
Jayle Forceps	25

K

Katzin Scissors	62
Kelman-Mac Pherson Forceps M1815AK	27
Kelman-Mac Pherson Forceps M5030	28
Koch Spatula	77
Kraff-Moria Forceps	22
Kratz Cannula	97
Kratz-Crozafon Speculum	8
Kratz Speculum	8
Kuglen Hook	74

L

Lachrymal Probe 2775/00, 2775/0, 2775/1	149
Lama Forceps	32
Lambert Forceps	41
Lebuisson Cannula	105
Lebuisson Manipulator 17159	79
Lebuisson Manipulator 18104	80
Lester Forceps	26
Lester Manipulator	81
Loops for Moria IOL Cutter 19073	135
Loops for Moria IOL Cutter 19072	71

Alphabetical Index



M

Mac Pherson Forceps M1815S, M1815A	27
Mac Pherson Forceps 13242	31
Mac Pherson-Moria Forceps.....	23
Manipulator.....	81
Mendez Degree Gauge.....	134
Micro Beehler Pupil Dilator.....	147
Micro Beehler Pupil Dilator.....	148
Micro Dissector.....	85
Micro grooved forceps.....	47
Micro surgery forceps.....	36
Moria Forceps 7850B	21
Moria Forceps 7835C, 7850C	28
Moria Forceps 3167, 13168	30
Moria Forceps 13241, 13243	31
Moria Forceps.....	31
Moria micro surgery forceps 9980, 9983, 9987	36

N

Nagahara Phaco Chopper.....	78
Nagahara Spatula.....	77
Nichamin Double-Ended Spatula.....	76
Non Colored Stainless Steel. 64 x 210 x 25 mm.....	154
Non Colored Stainless Steel. 127 x 210 x 25 mm.....	154
Non Colored Stainless Steel. 190 x 210 x 25 mm.....	153
Non Colored Stainless Steel. 253 x 210 x 25 mm.....	153
Non Colored Stainless Steel Box, silicone mat, with lock. 316 x 210 x 25 mm.....	152

O

Ogawa inserting Forceps.....	38
Olivieri-Cantera Speculum.....	5
Osher Hook.....	75

P

Pascheff Wolff Scissors.....	67
Paufique Forceps.....	26
Paufique Knife.....	138
Pierse Forceps.....	23
Pisacano Hook.....	75
Pisacano Hook.....	75
Pley Speculum.....	4
Price Hook.....	86
Prince-Blascovics Forceps.....	40
Prince-Blascovics Forceps.....	40

R

Radial Marker.....	143
Red Anodized. 253 x 210 x 25 mm.....	156
Remky Polak Forceps.....	25
Renard Corneal Dissector Spatula.....	83
Replacement Kit for Beehler Pupil Dilator Tip #19009.....	147
Replacement Kit for Beehler Pupil Dilator Tip #19009/2.8.....	147
Replacement Kit for Beehler Pupil Dilator Tip #19027.....	148
Replacement Kit for Beehler Pupil Dilator Tip #19070.....	148
Retractor.....	140
Rycroft Cannula.....	102

S

Schapiro Speculum.....	5
Scissors 4877A, 4878A, 917	69
Scissors 8142A, 8143A, 8144A	70
Set of 10 stainless steel wires for loop #4174.....	135
Serrated forceps.....	47
Sevrin-Stevens Scissors.....	68
SFO Cannula.....	99
Sichel Lachrymal Dilator.....	150
Sichel Lachrymal Dilator.....	150
Silicone Tubing Replacement Set.....	6
Sinsky Hook.....	74
"S" Marker.....	144
Snellen Loop.....	135
Soft IOL Cutter.....	71
Sourdille-Apt Caliper.....	137
Sourdille Caliper.....	137
Spatula for Desepithelization.....	90
Stainless steel storage basket For Composites instruments.....	154
Stevens Scissors.....	68
"Stop & Chop" Manipulator.....	77
Straight DMEK Forceps.....	37
Strampelli Knife.....	138

T

Tanito Hook.....	93
Tano forceps.....	49
Tip replacement: 0.6-mm diameter.....	151
Tip replacement: 1.5-mm diameter.....	151
Towel Clamp, 9 cm.....	46
Troutman Blade Holder.....	136
Troutman Forceps 9604	29
Troutman Forceps 9605	30
Troutman-O'Brien Needle Holder 9960	58
Troutman-O'Brien Needle Holder 9960BIS	59
Troutman-O'Brien Needle Holder - In titanium.....	58
Troutman Scissors.....	62

Alphabetical Index



U

Urrets-Zavalía Marker.....	141
Utrata Forceps M2002, 20037/1.8	12
Utrata Forceps 17160/2.2, 20019/1.8	15

V

Vannas-Moria Scissors 9600BIS, 9601BIS	64
Vannas-Moria Scissors 8100	65
Vannas Scissors 9600, 9601	64
Vannas Scissors C50, MC52	65
Vantey-Desvignes Needle Holder.....	54
Villon Nucleus Divider Hook.....	76
Vryghem Double-Ended Spatula.....	88

W

Waring Forceps.....	44
Wells Retractor.....	140
Westcott-Cochet Scissors.....	68
Westcott-Hugonnier Scissors.....	68
Wolff Micro scissors.....	67
Wolkmann Retractor.....	140
Worst Scissors.....	66

Index Alphabétique



A

Aiguille de Dupuytren.....	134
Anneau de Fine-Thornton.....	134
Anneau de Mendez.....	134
Anodisé bleu. 127 x 210 x 25 mm.....	157
Anodisé noir. 64 x 210 x 25 mm.....	158
Anodisé rouge. 253 x 210 x 25 mm.....	156
Anodisé vert. 190 x 210 x 25 mm.....	157
Anse de Foster-Paufique.....	135
Anse de Snellen.....	135
Anses pour coupeur d'implant, Moria 19073	135
Anses pour coupeur d'implant Moria 19072	71

B

Blépharostat aspirant.....	6
Blépharostat Colibri réglable.....	6
Blépharostat de Barraquer 6346A	8
Blépharostat de Barraquer 6346B, 6346C, 6346D	9
Blépharostat de Castroviejo 9627A	4
Blépharostat de Castroviejo 9627B	9
Blépharostat de Castroviejo-Bonnet.....	4
Blépharostat de Corcelle.....	8
Blépharostat de Franceschi.....	5
Blépharostat de Kratz.....	8
Blépharostat de Kratz-Crozafon.....	8
Blépharostat de Olivieri-Cantera.....	5
Blépharostat de Pley.....	4
Blépharostat de Schapira.....	5
Blépharostat réglable 20035	6
Blépharostat réglable 20036, 20042	7
Boîte aluminium anodisé or.....	156
Boîte de stérilisation en aluminium.....	159
Boîte inox non coloré, plaque picots silicone fournie, avec fermail. 316 x 210 x 25 mm.....	152

C

Canule 18103, 18153	101
Canule aspiratrice.....	98
Canule de Barraquer.....	103
Canule de Barraquer-Troutman.....	96
Canule de Binkhorst-Quintana 13248, 13250	97
Canule de Calamendrei.....	102
Canule de Charleux 9623, 13229	96
Canule de Charleux-Simcoe 13230A	96
Canule de Charleux-Simcoe 9006IL	99
Canule de Corydon 18081, 18082	100
Canule de Fontana 27G, Courbe.....	103
Canule de Galezowski 791, 792	104
Canule de Gills.....	102
Canule de Kratz.....	97
Canule de Lebuissou.....	105
Canule de Rycroft.....	102
Canule double.....	105
Canule Epi-LASIK.....	105

Canule fine et droite pour bébé.....	104
Canule irrigatrice.....	98
Canule SFO.....	99
Ciseaux 4877A, 4878A, 917	69
Ciseaux 8142A, 8143A, 8144A	70
Ciseaux de Barraquer 8090, 7865	66
Ciseaux de Busin.....	63
Ciseaux de Castroviejo.....	65
Ciseaux de Dowell MC26, MC26B	67
Ciseaux de Gabison.....	63
Ciseaux de Gills-Aron-Rosa.....	66
Ciseaux de Katzin.....	62
Ciseaux de Pascheff Wolff.....	67
Ciseaux de Sevrin-Stevens.....	68
Ciseaux de Stevens.....	68
Ciseaux de Troutman.....	62
Ciseaux de Vannas 9600, 9601	64
Ciseaux de Vannas C50, MC52	65
Ciseaux de Vannas-Moria 9600BIS, 9601BIS	64
Ciseaux de Vannas-Moria 8100	65
Ciseaux de Westcott-Cochet.....	68
Ciseaux de Westcott-Hugonnier.....	68
Ciseaux de Worst.....	66
Cliveur pour reprise LASIK.....	88
Compas de Castroviejo-Grancini.....	137
Compas de Sourdille.....	137
Compas de Sourdille-Apt.....	137
Coupeur d'haptique.....	71
Coupeur d'implant souple.....	71
Couteau de Paufigue.....	138
Couteau de Strampelli.....	138
Crochet.....	91
Crochet à iris de Burtin.....	92
Crochet de Gass-Rouchy.....	91
Crochet de Hoffart.....	87
Crochet de Hugonnier-Gobin.....	91
Crochet de Kuglen.....	74
Crochet de Osher.....	75
Crochet de Pisacano.....	75
Crochet de Price.....	86
Crochet de Sinskey.....	74
Crochet de Tanito.....	93
Crochet diviseur de noyau de Villon.....	76
Crochet manipulateur.....	81
Crochet manipulateur de Arneodo.....	80
Crochet manipulateur de Buratto-Sinskey.....	81
Crochet manipulateur de Crozafon.....	79
Crochet manipulateur de Lebuissou 17159	79
Crochet manipulateur de Lebuissou 18104	80
Crochet manipulateur de Lester.....	81
Crochet manipulateur de Nagahara.....	78
Crochet manipulateur "Diabolo".....	81
Crochet manipulateur double de Arneodo-Crozafon.....	80
Crochet manipulateur "Stop & Chop".....	77
Curette d'Abadie.....	139
Curette de Borsch.....	139
Curette de De Wecker 1244, 1245	139

Index Alphabétique



D

Dilatateur de pupille de Beehler 19009/2.8	147
Dilatateur de pupille de Beehler 19027	148
Dissecteur intrastromal de Fontana.....	82

E

Écarteur.....	140
Écarteur de Wells.....	140
Écarteur de Wolkman.....	140
Embout pour nettoyage pour #18267.....	98
Extrémité de remplacement: 0,6 mm de diamètre.....	151
Extrémité de remplacement: 1,5 mm de diamètre.....	151
Extrémité de Remplacement pour dilatateur de pupille de Beehler #19009...147	147
Extrémité de Remplacement pour dilatateur de pupille de Beehler #19027...148	148
Extrémité de Remplacement pour dilatateur de pupille de Beehler #19070...148	148

I

Inox non coloré. 64 x 210 x 25 mm.....	154
Inox non coloré. 127 x 210 x 25 mm.....	154
Inox non coloré. 190 x 210 x 25 mm.....	153
Inox non coloré. 253 x 210 x 25 mm.....	153

J

Jeu de 10 fils pour anse #4174.....	135
-------------------------------------	-----

M

Manipulateur de Caro.....	88
Manipulateur de Drysdale.....	79
Marqueur d'axe de Bores.....	142
Marqueur de Bores.....	145
Marqueur de Culbertson.....	145
Marqueur de Hoffer.....	145
Marqueur de Urrets-Zavalía.....	141
Marqueur diamètre 8,5 mm.....	143
Marqueur diamètre 8,5 mm.....	143
Marqueur diamètre 8 mm.....	143
Marqueur diamètre 9 mm.....	143
Marqueur d'Haptique LIO de Gorovoy.....	142
Marqueur "F".....	144
Marqueur pendulaire de Can.....	142
Marqueur Radiaire.....	143
Marqueur "S".....	144
Marqueur "S" angulé.....	144
Marqueur stroma descemetique donneur.....	85
Micro ciseaux de Wolff.....	67
Micro dilatateur de pupille de Beehler.....	148
Microdissecteur.....	85
Micro Pre-chopper de Crozafon.....	42
Mini dilatateur de pupille de Beehler.....	147

P

Panier avec couvercle.....	155
Panier de rangement en inox Pour instruments Composites.....	155
Phaco cliveur de Haefliger 18227, 18228	78
Pince 6031BIS, 2146	32
Pince 2183	33
Pince à champs 9 cm.....	46
Pince à Action Croisée de Hachet.....	18
Pince action croisée.....	18
Pince action croisée courbe 20050/XX.X, 20051/XX.X	16
Pince action croisée courbe 20052/XX.X	17
Pince action croisée courbe.....	17
Pince à introduire IOL souple.....	45
Pince à iris courbe MC31, MC31B	34
Pince à iris droite.....	34
Pince à iris droite mors lisses.....	35
Pince à ptosis de Berke à verrou.....	40
Pince à tenir de Faulkner.....	45
Pince Capsulorhexis à Action Croisée - 1,5 mm.....	15
Pince de Bangerter.....	41
Pince de Barraquer 2432	29
Pince de Barraquer 2221	42
Pince de Barraquer "Colibri".....	29
Pince de Barraquer-Troutman.....	23
Pince de Blaydes.....	44
Pince de Bonaccolto.....	33
Pince de Bonn M1809, 7835	20
Pince de Bonn 13160	21
Pince de Bonn-Kraff.....	22
Pince de Bonn-Moria 7850A	21
Pince de Bonn-Moria 13161	22
Pince de Bonn - Titane.....	20
Pince de Castroviejo M1796, 7384	24
Pince de Castroviejo "Utility".....	24
Pince de Colin.....	44
Pince de Corydon M2002C	12
Pince de Corydon 17163/1.8, 17163/2.2	13
Pince de Corydon - Graduée.....	14
Pince de Corydon - Titane.....	13
Pince de Crozafon 20000, 20000/1.8	14
Pince de De Laage.....	43
Pince de De Saint Martin-Barraquer.....	26
Pince de Desmarres.....	41
Pince de De Wecker.....	39
Pince de De Wecker "Moustique" MC43, MC44	39
Pince de Fechtner.....	33
Pince de Jayle.....	25
Pince de Kelman-Mac Pherson M1815AK	27
Pince de Kelman-Mac Pherson M5030	28
Pince de Kraff-Moria.....	22
Pince de Lama.....	32
Pince de Lambert.....	41
Pince de Lester.....	26
Pince d'Elschnig.....	42
Pince de Mac Pherson M1815S, M1815A	27
Pince de Mac Pherson 13242	31
Pince de Mac Pherson-Moria.....	23
Pince de Moria 7850B	21
Pince de Moria 7835C, 7850C	28



Pince de Moria 3167, 13168	30
Pince de Moria 13241, 13243	31
Pince de Paufique.....	26
Pince de Pierse.....	23
Pince de Prince-Blascovics 2420A, 2420B	40
Pince de Remky Polak.....	25
Pince descemeterhexis de Gorovoy.....	37
Pince de Troutman 9604	29
Pince de Troutman 9605	30
Pince de Waring.....	44
Pince DMEK courbe.....	37
Pince DMEK droite.....	37
Pince d'Ogawa.....	38
Pince Dumont MC40, MC40B	35
Pince d'Utrata M2002, 20037/1.8	12
Pince d'Utrata 17160/2.2, 20019/1.8	15
Pince Eckardt.....	49
Pince explantation.....	43
Pince fine à saisir (End Grasping).....	50
Pince Halsted droite.....	46
Pince Halsted courbée.....	46
Pince Hartmann courbée.....	46
Pince Hartmann droite.....	45, 46
Pince ILM.....	48
Pince ILM Affinée.....	48
Pince micro chirurgie Moria 9980, 9983, 9987	36
Pince Micro-incision 23G.....	18
Pince Micro-Striée.....	47
Pince rhexis 23G, courte.....	19
Pince rhexis 23G, longue.....	19
Pinces de Busin.....	38
Pince Striée.....	47
Pince Tano.....	49
Plaque à paupières de Jaeger.....	146
Port d'irrigation 0,9 mm.....	103
Porte-aiguilles de Barraquer 4180A, 4180B	55
Porte-aiguilles de Barraquer 7252	56
Porte-aiguilles de Barraquer 8151	58
Porte-aiguilles de Barraquer-De Laage 7251	55
Porte-aiguilles de Barraquer-De Laage 52BIS	56
Porte-aiguilles de Barraquer-Moria 13100, 13100BIS	59
Porte-aiguilles de Castroviejo 4134C, 4134D	54
Porte-aiguilles de Castroviejo 8147	56
Porte-aiguilles de Castroviejo 8148, 8150	57
Porte-aiguilles de Troutman-O'Brien 9960	58
Porte-aiguilles de Troutman-O'Brien 9960BIS	59
Porte-aiguilles de Troutman-O'Brien - En titane.....	58
Porte-aiguilles de Vantey-Desvignes.....	54
Porte-lames de Troutman.....	136
Produit assemblé.....	71
Punch de Crozafofon - De Laage 18069, 18069/0.3	151

R

Releveur de paupières de Desmarres.....	140
---	-----

S

Set de remplacement tubulure silicone.....	6
Sonde à voies lacrymales 2775/00, 2775/0, 2775/1	149
Sonde à voies lacrymales de Galezowski 2773/1, 2773/2, 2773/3	149
Spatule 45°.....	86
Spatule 90°.....	86
Spatule à délaminer de Renard.....	83
Spatule à iris de Barraquer 7825B, 7825C, 9611B	92
Spatule de Bahamon.....	89
Spatule de désépithélialisation.....	90
Spatule de Fox.....	89
Spatule de Koch.....	77
Spatule de Nagahara.....	77
Spatule double Ancel.....	90
Spatule double de Castroviejo.....	76
Spatule double de Fontana.....	82
Spatule double de Gatinel.....	89
Spatule double de Nichamin.....	76
Spatule double de Vryghem.....	88
Spatule double Epi-LASIK.....	90
Spatule irrigatrice 45°.....	87
Spatule irrigatrice 90°.....	87
Spatules glissières de Busin.....	84
Styilet à voies lacrymales de Castroviejo.....	150
Styilet à voies lacrymales de Sichel 2873A, 2873B	150





A

Acero inoxidable, no color. 64 x 210 x 25 mm	154
Acero inoxidable, no color. 127 x 210 x 25 mm	154
Acero inoxidable, no color. 190 x 210 x 25 mm	153
Acero inoxidable, no color. 253 x 210 x 25 mm	153
Aguja de Dupuytren	134
Anillo de Fine-Thornton	134
Anillo de Mendez	134
Anodizado en azul. 127 x 210 x 25 mm	157
Anodizado en negro. 64 x 210 x 25 mm	158
Anodizado en rojo. 253 x 210 x 25 mm	156
Anodizado en verde. 190 x 210 x 25 mm	157
Asa de Foster-Paufique	135
Asa de Snellen	135
Asa para Moria cortador de lente 19073	135
Asa para Moria cortador de lente 19072	71

B

Bandeja de almacenamiento en acero inoxidable	
Para instrumentación Composites	155
Blefarostato con aspiración	6
Blefarostato de Barraquer 6346A	8
Blefarostato de Barraquer 6346B, 6346C, 6346D	9
Blefarostato de Castroviejo 9627A, 9627B	44
Blefarostato de Castroviejo-Bonnet	4
Blefarostato de Corcelle	8
Blefarostato de Franceschi	5
Blefarostato de Kratz 18005/A, 18221	8
Blefarostato de Kratz-Crozafon	8
Blefarostato de Olivieri-Cantera	5
Blefarostato de Pley	4
Blefarostato de Schapira	5
Blefarostato regulable 20035	6
Blefarostato regulable 20036, 20042	7
Blefarostato regulable Colibri	6

C

Caja con tapadera	155
Caja de acero inoxidable con soporte de silicona y con cierre. 316 x 210 x 25 mm	152
Caja de aluminio anodizado en dorado	156
Caja de aluminio de esterilización	159
Cánula 18103, 18153	101
Cánula Barraquer-Troutman	96
Cánula de aspiración	98
Cánula de Barraquer	103
Cánula de Binkhorst-Quintana 13248, 13250	97
Cánula de Calamendrei	102
Cánula de Charleux 9623, 13229	96
Cánula de Charleux-Simcoe 13230A	96
Cánula de Charleux-Simcoe 90061L	99
Cánula de Corydon 18081, 18082	100
Cánula de Fontana 27G, Curva	103
Cánula de Galezowski 791, 792	104
Cánula de Gills	102

Cánula de Kratz	97
Cánula de Lebuissou	105
Cánula de Rycroft	102
Cánula doble	105
Cánula Epi-LASIK	105
Cánula fina y recta para bebé	104
Cánula para irrigación	98
Cánula SFO	99
Compás de Castroviejo-Grancini	137
Compás de Sourdille	137
Compás de Sourdille-Apt	137
Conector para limpieza de la cánula para #18267	98
Cortador de implante	71
Cortador de lente blenda	71
Crozafon - De Laage Punch 18069, 18069/0.3	151
Cuchillete de Paufique	138
Cuchillete de Strampelli	138
Cuchillete intraestromal de Fontana	82
Cureta d'Abadie	139
Cureta de Borsch	139
Cureta de De Wecker 1244, 1245	139

D

Dilatador de Pupila de Beehler 19009/2.8	147
Dilatador de pupila de Beehler 19027	148
Dilatador de vías lacrimales de Castroviejo	150
Dilatador de vías lacrimales de Sichel 2873A, 2873B	150

E

Espátula 45°	86
Espátula 90°	86
Espátula de Bahamon	89
Espátula de desepitelización	90
Espátula de Fox	89
Espátula de Koch	77
Espátula de Nagahara	77
Espátula de Renard para deslaminar la córnea	83
Espátula doble de Ancel	90
Espátula doble de Castroviejo	76
Espátula doble de Fontana	82
Espátula doble de Gatinel	89
Espátula doble de Nichamin	76
Espátula doble de Vryghem	88
Espátula doble Epi-LASIK	90
Espátula doble para LASIK retratamiento	88
Espátula irrigadora 45°	87
Espátula irrigadora 90°	87
Espátula para iris de Barraquer 7825B, 7825C, 9611B	92
Espátulas correderas de Busin	84

G

Gancho	91
Gancho de Gass-Rouchy	91
Gancho de Hoffart	87
Gancho de Hugonnier-Gobin	91
Gancho de Kuglen	74
Gancho de Osher	75
Gancho de Pisacano	75
Gancho de Price	86
Gancho de Sinsky	74
Gancho de Tanito	93
Gancho para iris de Burtin	92

J

Juego de 10 hilos para asa #417	135
---------------------------------	-----

M

Manipulador	81
Manipulador de Arneodo	80
Manipulador de Buratto-Sinsky	81
Manipulador de Caro	88
Manipulador de Crozafon	79
Manipulador de Lebuissou 17159	79
Manipulador de Lebuissou 18104	80
Manipulador de Lester	81
Marcador de Háptico para LIO de Gorovo	142
Manipulador "Diabolo"	81
Manipulador divisor de núcleo de Villon	76
Manipulador doble de Arneodo-Crozafon	80
Manipulador Drysdale	79
Manipulador Haefliger Faco 18227, 18228	78
Manipulador Nagahara	78
Manipulador "Stop & Chop"	77
Marcador de Bores	145
Marcador de Culbertson	145
Marcador de eje de Bores	142
Marcador de Hoffer	145
Marcador de Urrets-Zavalia	141
Marcador diámetro 8,5 mm	143
Marcador diámetro 8 mm	143
Marcador diámetro 9 mm	143
Marcador donante Descemet estroma	85
Marcador "F"	144
Marcador pendular de Can	142
Marcador Radiale	143
Marcador "S"	144
Marcador « S » angulado	144
Microdilataador de pupila de Beehler 19009/2.8	147
Micro dilataador de pupila de Beehler 19027	148
Microdisector	85
Micro Pre-chopper de Crozafon	42
Micro Tijeras de Wolff	67

P

Pinza 6031BIS, 2146	32
Pinza 2183	33
Pinza acción entrecruzada	18
Pinza Acción Entrecruzada - 1,5 mm	15
Pinza Acción Entrecruzada de Hachet	18
Pinza de acción cruzada 20050/XX.X, 20051/XX.X	16
Pinza de acción cruzada 20052/XX.X	17
Pinza de acción cruzada, curva	17
Pinza de Bangerter	41
Pinza de Barraquer 2432	29
Pinza de Barraquer 2221	42
Pinza de Barraquer "Colibrí"	29
Pinza de Barraquer-Troutman	23
Pinza de Blaydes	44
Pinza de Bonaccolto	33
Pinza de Bonn M1809, 7835	20
Pinza de Bonn 13160	21
Pinza de Bonn-Kraff	22
Pinza de Bonn-Moria 7850A	21
Pinza de Bonn-Moria 13161	22
Pinza de Bonn - Titanio	20
Pinza de campo 9 cm	46
Pinza de Castroviejo M1796, 7384	24
Pinza de Castroviejo "Utility"	24
Pinza de Colin	44
Pinza de Corydon M2002C	12
Pinza de Corydon 17163/1.8, 17163/2.2	13
Pinza de Corydon - Graduada	14
Pinza de Corydon - Titanio	13
Pinza de Crozafon 20000, 20000/1.8	14
Pinza de De Laage	43
Pinza de De Saint Martin-Barraquer	26
Pinza de Desmarres	41
Pinza de De Wecker	39
Pinza de De Wecker Tipo "Mosquito" MC43, MC44	39
Pinza de Dumont MC40, MC40B	35
Pinza de Faulkner	45
Pinza de Fechtner	33
Pinza de iris, curva MC31, MC31B	34
Pinza de iris recta	34
Pinza de iris recta, sin dientes	35
Pinza de Jayle	25
Pinza de Kelman-Mac Pherson M1815AK	27
Pinza de Kelman-Mac Pherson M5030	28
Pinza de Kraff-Moria	22
Pinza de Lama	32
Pinza de Lambert	41
Pinza de Lester	26
Pinza d'Elschnig	42
Pinza de Mac Pherson M1815S, M1815A	27
Pinza de Mac Pherson 13242	31
Pinza de Mac Pherson-Moria	23
Pinza de Moria 7850B	21
Pinza de Moria 7835C, 7850C	28
Pinza de Moria 13167, 13168	30
Pinza de Moria 13241, 13243	311
Pinza de Ogawa	38





Pinza de Paufigue.....	26
Pinza de Pierse.....	23
Pinza de Prince-Blascovics 2420A, 2420B	40
Pinza de ptosis Berke con cierre.....	40
Pinza de Remky Polak.....	25
Pinza descemeterhexis de Gorovoy.....	37
Pinza de Troutman 9604	29
Pinza de Troutman 9605	30
Pinza de Utrata M2002, 20037/1.8	12
Pinza de Utrata 17160/2.2, 20019/1.8	15
Pinza de Waring.....	44
Pinza DMEK recta.....	37
Pinza Eckardt.....	49
Pinza estriada.....	47
Pinza explantación.....	43
Pinza fina para agarre.....	50
Pinza Halsted recta.....	46
Pinza Halsted curva.....	46
Pinza Hartmann curva.....	46
Pinza Hartmann recta.....	45
Pinza ILM.....	48
Pinza ILM fina.....	48
Pinza micro cirugía Moria 9980, 9983, 9987	36
Pinza micro estriada.....	47
Pinza Micro-incisión 23G.....	18
Pinza para implantar.....	45
Pinza rexis 23G, corta.....	19
Pinza rexis 23G, larga.....	19
Pinzas de Busin.....	38
Pinza Tano.....	49
Placa de párpados de Jaeger.....	146
Porta agujas de Barraquer 4180A, 4180B	55
Porta agujas de Barraquer 7252	56
Porta agujas de Barraquer 8151	58
Porta agujas de Barraquer-De Laage 7251	55
Porta agujas de Barraquer-De Laage 7252BIS	56
Porta agujas de Barraquer-Moria 13100, 13100BIS	59
Porta agujas de Castroviejo 4134C, 4134D	54
Porta agujas de Castroviejo 8147	56
Porta agujas de Castroviejo 8148, 8150	57
Porta agujas de Troutman-O'Brien 9960	58
Porta agujas de Troutman-O'Brien 9960BIS	59
Porta agujas de Troutman-O'Brien - En titanio.....	58
Porta agujas de Vantey-Desvignes.....	54
Porta Hojas de Troutman.....	136
Producto ensamblado.....	71
Puerto de irrigación 0,9 mm.....	103
Punta de recambio: 0,6 mm de diametro.....	151
Punta de recambio: 1,5 mm de diametro.....	151

R

Recambio de extremidad para dilatador de pupilla de Beehler #19009.....	147
Recambio de extremidad para dilatador de pupilla de Beehler.#19009/2.8.....	147
Recambio de extremidad para dilatador de pupilla de Beehler #19027.....	148
Recambio de extremidad para dilatador de pupilla de Beehler #19070.....	148
Retractor de Wells.....	140

S

Separador de párpados de Desmarres.....	140
Separador de Wolkman.....	140
Set de recambio de tubo silicona.....	6
Sonda para vías lacrimales 2775/00, 2775/0, 2775/1	149
Sonda para vías lacrimales de Galezowski 2773/1, 2773/2, 2773/3	149

T

Tijeras 4877A, 4878A, 917	69
Tijeras 8142A, 8143A, 8144A	70
Tijeras de Barraquer 8090, 7865	66
Tijeras de Busin.....	63
Tijeras de Castroviejo.....	65
Tijeras de Dowell MC26, MC26B	67
Tijeras de Gabison.....	63
Tijeras de Gills-Aron-Rosa.....	66
Tijeras de Katzin.....	62
Tijeras de Pascheff Wolff.....	67
Tijeras de Sevrin-Stevens.....	68
Tijeras de Stevens.....	68
Tijeras de Troutman.....	62
Tijeras de Vannas 9600, 9601	64
Tijeras de Vannas MC50, MC52	65
Tijeras de Vannas.....	65
Tijeras de Vannas-Moria 9600BIS, 9601BIS	64
Tijeras de Vannas-Moria 8100	65
Tijeras de Westcott-Cochet.....	68
Tijeras de Westcott-Hugonnier.....	68
Tijeras de Worst.....	66





INDEX BY PRODUCT GROUP

Index par famille de produits

Índice por familia de productos

INDEX BY PRODUCT GROUP

Index par famille de produits
Índice por familia de productos

Speculums / Blépharostats / Blefarostatos

1 ▶ Adjustable with screw / Réglables à vis / <i>Regulables con tornillo</i>4
2 ▶ Non adjustable / Non réglables / <i>No regulables</i>8
3 ▶ Pediatric / Pédiatriques / <i>Pediátricos</i>9

Forceps / Pincers / Pinzas

1 ▶ Capsulorhexis / Capsulorhexis / <i>Capsulorhexis</i>12
2 ▶ Bonn: Corneal / Bonn: À cornée / <i>Bonn: Para córnea</i>20
3 ▶ With teeth: scleral and conjunctival sutures / A dents: à sutures sclérales et conjonctivales / <i>Con dientes: suturas esclerales y conjuntivales</i>24
4 ▶ Tying, monofilament tying / A fils, à monofilament / <i>Hilos, monofilamentos</i>27
5 ▶ Toothless: cilia, conjunctiva, dissecting, iris / Sans dent: à cils, à conjonctive, à disséquer, iris / <i>Sin dientes: pestañas, conjuntiva, disección sin dientes, iris</i>32
6 ▶ Lamellar Keratoplasty / Kératoplastie lamellaire / <i>Queratoplastia lamelar</i>37
7 ▶ Hemostatic Serrefine for sutures / Hémostatiques à tendre les fils / <i>Hemostáticas para hilos</i>39
8 ▶ Strabismus, chalazion, ptosis / À strabisme, à chalazion, ptosis / <i>Estrabismo, chalazión, ptosis</i>40
9 ▶ Other Forceps / Autres pinces / <i>Otras pinzas</i>42
10 ▶ Retina Forceps / Pincers Rétines / <i>Pinzas Retinas</i>47

Needle Holders / Porte-aiguilles / Porta agujas

1 ▶ Needle Holders / Porte-aiguilles / <i>Porta agujas</i>54

Scissors / Ciseaux / Tijeras

1 ▶ Micro scissors for cornea, iris, capsule, membrane, wire / Micro-ciseaux à cornée, iris, capsule, membranule, fils / <i>Microtijeras para córnea, iris, cápsula, membrana, hilos</i>62
2 ▶ Scissors for tenotomy, conjunctiva, lids / Ciseaux à ténatomie, conjonctive, paupières / <i>Tijeras para tenotomía, conjuntiva, párpados</i>68
3 ▶ Ring Scissors and Micro Scissors / Ciseaux et micro-ciseaux à doigts / <i>Tijeras y Micro Tijeras</i>69
4 ▶ IOL Haptic Cutters / Coupeurs d'implant d'haptique / <i>Cortadores de lente implante</i>71

Hooks and Spatulas / Crochets et Spatules / Manipuladores y Espátulas

1 ▶ Phacoemulsification / Phacoémulsification / <i>Facoemulsificación</i>74
2 ▶ Lamellar keratoplasty / Kératoplastie lamellaire / <i>Queratoplastia lamela</i>82
3 ▶ LASIK, ReLEx SMILE, Epi-LASIK / LASIK, ReLEx SMILE, Epi-LASIK / <i>LASIK, ReLEx SMILE, Epi-LASIK</i>88
4 ▶ Strabismus / Strabisme / <i>Estrabismo</i>91
5 ▶ Iris / Iris / <i>Iris</i>92
6 ▶ Glaucoma / Glaucome / <i>Glaucoma</i>93

Cannulas / Canules / Cánulas

1 ▶ Cataract aspiration / Aspiratrices à cataracte / <i>De aspiración para cataratas</i>96
2 ▶ Double way / À double courant / <i>Doble vía</i>99
3 ▶ Hydrodissection / À hydrodissection / <i>Hidrodissección</i>100
4 ▶ Air and liquid injection / À injection d'air et de liquide / <i>Inyección de aire y de líquido</i>102
5 ▶ Lachrymals / À voies lacrymales / <i>Para vías lacrimales</i>104
6 ▶ LASIK, Epi-LASIK / LASIK, Epi-LASIK / <i>LASIK, Epi-LASIK</i>105

INDEX BY PRODUCT GROUP

Index par famille de produits
Índice por familia de productos

Set / Set / Set

1 ▶ Cataract: Phaco108
2 ▶ Cataract: Extracapsular110
3 ▶ Cataract: IOL Implantation111
4 ▶ Chalazion112
5 ▶ Pterygium113
6 ▶ Strabismus114
7 ▶ Enucleation116
8 ▶ Glaucoma117
9 ▶ Retinal Detachment118
10 ▶ Foreign Bodies Removal120
11 ▶ Stitch removal121
12 ▶ Lacrimal Duct Catheterisation121
13 ▶ Lids123
14 ▶ Lasik for One Use-Plus124
15 ▶ Lasik for M2125
16 ▶ DMEK: Surgery126
17 ▶ DMEK: Graft preparation127
18 ▶ DSAEK128
19 ▶ Ultra-Thin DSAEK129
20 ▶ DALK130
21 ▶ Penetrating Keratoplasty131

Others / Autres / Otros

1 ▶ Needles / Aiguilles / <i>Agujas</i>134
2 ▶ Rings / Anneaux / <i>Anillos</i>134
3 ▶ Loops / Anses / <i>Asas</i>135
4 ▶ Scalpels / Bistouris / <i>Bisturías</i>136
5 ▶ Calipers / Compas / <i>Compases</i>137
6 ▶ Knives / Couteaux / <i>Cuchilletes</i>138
7 ▶ Curettes / Curettes / <i>Curetas</i>139
8 ▶ Retractors / Ecarteurs / <i>Retractores</i>140
9 ▶ Markers / Marqueurs / <i>Marcadores</i>141
10 ▶ Lid Plate / Plaque à paupières / <i>Placa para párpados</i>146
11 ▶ Iris dilators / Rétracteurs d'iris / <i>Dilatadores de iris</i>147
12 ▶ Probes and Dilators / Sondes et Stylets / <i>Sondas y Dilatadores</i>149
13 ▶ Trabeculectomy Punches / Puncs à trabéculectomie / <i>Punchs para trabeculectomía</i>151
14 ▶ Sterilization Boxes / Boîtes de stérilisation / <i>Cajas de esterilización</i>152

Les dispositifs médicaux indiqués dans ce document sont principalement destinés aux interventions chirurgicales ophtalmiques. Dispositifs médicaux: blépharostats, pinces, porte-aiguilles, ciseaux, crochets, spatules, canules, aiguilles, anneaux, anses, bistouris, compas, couteaux, curettes, écarteurs, marqueurs, plaque à paupières, protecteur, rétracteurs d'iris, sondes, stylets, boîtes de stérilisation.

Classes: I, Is, Im, Ila - Organisme notifié: CE 0459 (hors classe I) - Fabricant: Moria S.A

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage remis au professionnel de santé.

Ruled lines for notes on page 188.

Ruled lines for notes on page 189.

 **MORIA SA**
27, rue du Pied de Fourche
03160 Bourbon L'Archambault
FRANCE
Phone: +33 (0)1 46 74 46 74
Fax: +33 (0)1 46 74 46 00
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com

MORIA Inc
1050 Cross Keys Drive
Doylestown, PA 18902
USA
Phone: (800) 441 1314
Fax: +1 (215) 230 7670
orders@moriausa.com
www.moria-surgical.com

Moria

Moria Japan K.K.
Arcadia Building 6F
1-12-3 Kanda
SudachoChiyoda-Ku
Tokyo 101-0041
JAPAN
Phone: 81-3-6260-8309
Fax: 81-3-6260-8310
moria@moriajapan.com
www.moriajapan.com

**Moria COMMERCIAL
(CHINA) CO., LTD.**
上海目利亚贸易有限公司
Room H 6F Kaili Building NO.432
West Huai Hai Road, Changning
district, Shanghai, 200052, P.R.C
中国上海市长宁区淮海西路432号
凯利大厦6楼08室
Phone/Fax: +86 021 52586095
moriachina@moria-int.com

