




Dr. ARNOLD

Der beste Freund der Intimgesundheit

PELVITOUCH

Die neue Therapie zur Behandlung
von Problemen und Beschwerden
im Urogenitalbereich



DEKA
Innate Ability

PELVITOUCH

FÜR EINEN GESUNDEN INTIMBEREICH

HARNINKONTINENZ

EREKTILE DYSFUN-
KTION

CHRONISCHE
BECKENSCHMERZEN

STUHLINKONTINENZ






Die neue Technologie für die Intimgesundheit

Dr. ARNOLD ist ein neues Therapiegerät, das die Beckenbodenmuskulatur durch Magnetfelder und spezielle Behandlungsprotokolle gezielt stimuliert, um verschiedene Erkrankungen und Beschwerden im Intimbereich zu behandeln.

Bei der **PelviTouch-Behandlung mit Dr. ARNOLD** kommt die **TOP FLAT MAGNETIC STIMULATION** Technologie zum Einsatz, die durch intensive und unwillkürliche Stimulation eine doppelte Wirkung auf den Beckenboden hat: Stärkung und Entspannung. Dieses Verfahren verbessert die Leistung der Beckenbodenmuskulatur und trägt zur Wiedergewinnung der neuromuskulären Kontrolle bei.

Gründe für die Wahl des Dr. ARNOLD und PelviTouch:



Top Flat Stimulation = Wirksamkeit und Komfort

Dank der **TOP-FMS**-Technologie wird das elektromagnetische Feld gleichmässig und ohne Intensitätsspitzen verteilt, sodass eine hohe Behandlungstoleranz gewährleistet ist.

Ergonomie

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von DEKA hat dieses Gerät entwickelt, um Patientinnen und Patienten maximalen Komfort und Behandlungssicherheit zu garantieren.

Intimgesundheit von DEKA




Für DEKA standen schon immer der Intimbereich und die Verbesserung der Lebensqualität im Vordergrund. Dieser Fokus spiegelt sich in der Entwicklung nichtinvasiver oder minimalinvasiver Technologien für den Intimbereich von Frauen und Männern.

WISSENSCHAFTLICHER HINTERGRUND

Rehabilitations-Gerät

Über die PelviTouch-Behandlung interagiert das System **Dr. ARNOLD** direkt mit dem neuromuskulären Gewebe und induziert gezielte Kontraktionen, die nicht durch Rehabilitationsübungen oder oberflächliche elektrische Stimulation erreicht werden können. Diese Kontraktionen stimulieren die Beckenbodenmuskulatur, fördern die Wiederherstellung der neuromuskulären Kontrolle und verbessern die Funktion des behandelten Bereichs.

Mit dieser Behandlung kann der folgende klinische Nutzen erzielt werden: **Prävention von Harninkontinenz**, ein besseres **Bewusstsein** für den PC-Muskel, **eine Verbesserung der erektilen Dysfunktion** und **ein erhöhter Beckenbodentonus** durch **Rehabilitation der Beckenbodenmuskulatur**.



TOP FMS

Flat Magnetic Stimulation

TOP FMS: modulierte Stimulation des Muskelgewebes

- Straffung und Rehabilitation der Beckenbodenmuskulatur
- Stimulation mit hoher Intensität
- Verringerung des Harndrangs
- Verbesserung der erektilen Dysfunktion
- Verbesserung der Lebensqualität

PelviTouch mit Dr. ARNOLD

Der beste Freund der Frau

Der wissenschaftlichen Literatur zufolge kann diese Technologie die Stress-, Drang- und Mischinkontinenz durch Stärkung der Beckenbodenmuskulatur sicher und effektiv behandeln. Patientinnen, die sich der **PelviTouch**-Behandlung unterzogen haben, gaben an, dass sie ein geringeres Schweregrad der Harninkontinenzsymptome und weniger Beckenschmerzen verspürt haben, die sich negativ auf ihre Lebensqualität ausgewirkt hatten. Basierend auf subjektiven Einschätzungen berichteten die Patientinnen auch über eine erhöhte sexuelle Zufriedenheit.

Dr. ARNOLD ist auch für Patientinnen mit Muskelhypertonie und **chronischem Beckenschmerzsyndrom (CPPS) angezeigt**. Dank der TOP-FMS-Technologie und ihrer gleichmässigen Wirkung kann die elektromagnetische Stimulation über speziell entwickelte Protokolle auf die Beckenbodenmuskulatur einwirken. Ein Hypertonus, d. h. eine übermässige Anspannung der Beckenbodenmuskulatur ist einer der Faktoren, die auch zur Entstehung einer Blasenentzündung beitragen können. PelviTouch kann eine Entspannung der Beckenbodenmuskulatur induzieren, um Muskelverspannungen zu verringern und Beschwerden im Zusammenhang mit Blasenentzündungen zu lindern. Dadurch verbessert sich der Zustand des Vulvagewebes, und die Reibung beim Geschlechtsverkehr, Schleimhautläsionen und die daraus resultierenden Infektionen und postkoitalen Irritationen werden reduziert. Das Harndranggefühl nimmt ab, ebenso wie Schmerzen oder Brennen im Blasenbereich.



PelviTouch mit Dr. ARNOLD

Die «diskrete» Lösung für die Intimgesundheit von Männern: erektile Dysfunktion und Harninkontinenz

Zur Behandlung der erektilen Dysfunktion normalisiert PelviTouch den Beckenboden und optimiert die Erektion.

Bei der Behandlung werden die Beckenbodenmuskeln durch hochintensive, nur wenige Sekunden dauernde Kontraktionen gestärkt. Diese Kontraktionen sind von der Gehirnfunktion unabhängig, da die peripheren Nerven im Beckenbodenbereich direkt stimuliert werden. Sie erreichen eine Intensität, die grösser ist als die, die durch eine einzelne willkürliche Muskelbewegung erreicht werden kann.

Da willkürliche Muskelbewegungen umgangen werden, kann PelviTouch auch eine Muskelentspannung induzieren und die Muskelsteifheit bei Erkrankungen, die mit Muskelkrämpfen im Beckenbereich einhergehen, lindern.

PelviTouch wirkt gezielt auf die Beckenbodenmuskulatur und stellt die neuromuskuläre Kontrolle wieder her, wodurch die Inkontinenzsymptome reduziert werden.

Bei Stressinkontinenz, z. B. nach einer radikalen Prostatektomie, wird die Beckenbodenmuskulatur durch hochintensive, einige Sekunden dauernde Kontraktionen gestärkt. Darüber hinaus kann PelviTouch auch hemmend auf die Detrusor-Hyperaktivität wirken, welche häufig für eine erhöhte Miktionsfrequenz und einen starken Harndrang verantwortlich ist. Die meisten behandelten Patienten berichten über eine Reduktion der Miktionsfrequenz und der Inkontinenz-Quantität sowie über eine Abnahme der nächtlichen Miktionen und eine bessere Kontrolle der Drangepisoden.



Ergonomie geht vor!

Die Position der Patientin bzw. des Patienten ist für die Wirksamkeit der Behandlung von entscheidender Bedeutung. Deshalb hat DEKA einen bequemen Polsterstuhl mit verstellbarer Rückenlehne und Höhe entwickelt, damit die Patientin bzw. der Patient eine **optimale Position** einnehmen kann, um komfortabel und entspannt von der Behandlung zu profitieren.



Die Wirkung von PelviTouch

Die PelviTouch-Behandlung mit Dr. ARNOLD wirkt auf verschiedenen Ebenen, insbesondere in den folgenden Bereichen:

- **Gynäkologie:** Prävention und Therapie des Genitalprolapses.
- **Urologie:** Prävention und Behandlung von Harninkontinenz, Verbesserung der Stützfunktion der Harnröhre und des Schliessmechanismus des Sphinkters, insbesondere unter Belastung. Im Bereich der Frauengesundheit wird eine Verbesserung der Blasenentzündungssymptome erreicht. Im Bereich der Männergesundheit behandelt die PelviTouch-Therapie das chronische Beckenschmerzsyndrom (CP/CPPS).
- **Koloproktologie:** Prävention und Wiederherstellung der anorektalen Funktion.
- **Sexualität:** Durch Stärkung der Dammmuskulatur wirkt sich PelviTouch mit Dr. Arnold positiv auf das Sexualleben aus und trägt insbesondere zur Verbesserung von Vulvodynie und erektiler Dysfunktion bei.

Dr. ARNOLD ist eine bedienerfreie und einfach anzuwendende Technologie, die besonders von Gynäkologen, Urologen, Physiotherapeuten und Proktologen, aber auch von Patientinnen und Patienten geschätzt wird, da sie neben den greifbaren Vorteilen der PelviTouch-Therapie eine schmerzfreie Behandlung bietet, bei der die Patientinnen und Patienten vollständig bekleidet bleiben.

PelviTouch ist eine Behandlung, die zusammen mit der CO₂-Lasertechnologie **«MonaLisa Touch®»** zur **DEKA**-Produktlinie für die **Intimgesundheit der Frau** gehört, womit optimale Ergebnisse bei der Behandlung von vulvovaginaler Atrophie, bakterieller Blasenentzündung und leichter Stressinkontinenz erzielt werden.

Das sagen Experten

Wir behandeln seit einiger Zeit Patientinnen und Patienten mit Inkontinenzproblemen, und die Ergebnisse sind wirklich überzeugend. Auch bei einem Hypertonus der Beckenbodenmuskulatur, der chronische Beckenschmerzen auslöst, erziele ich hervorragende Ergebnisse. Die Patientinnen sind zufrieden und glücklich; sie können schnell wieder ein erfülltes soziales Leben führen. Genau das ist es, was wir brauchen und woran wir interessiert sind: auf unbewusste Weise gezielte Kontraktion von Muskeln, und bietet somit den Patienten eine tiefgreifende Rehabilitation des Beckenbodens. Schliesslich beugt diese Technologie auch einem genitalen und anorektalen Prolaps vor und verbessert so das Sexualleben der Patientin bzw. des Patienten.»

Dr. Andrea Biondo M.D.

Palermo (Italien)

Dr. Arnold hat sich als wirksame und sichere Methode zur Wiederherstellung der Beckenbodenfunktion erwiesen. Seine einzigartige Technologie, die auf der «Top Flat Magnetic Stimulation» basiert, begünstigt die gezielte Stärkung und Rückbildung alters- oder krankheitsbedingter Veränderungen dieser wichtigen Strukturen, die eng mit Sexualität und Lebensqualität zusammenhängen. Es zählt zu den wichtigsten Instrumenten in meiner klinischen Praxis.»

Dr. Pablo Gonzales M.D.

Pereira (Kolumbien)

Der elektromagnetische Stuhl Dr. Arnold für die Rehabilitation des Beckenbodens hat sich in unserer Klinik als äusserst wirkungsvolles Hilfsmittel erwiesen. Wir verwenden ihn entweder allein zur Behandlung von Stressinkontinenz oder in Kombination mit dem fraktionierten CO₂-Laser MonaLisa. In unserer Klinik hat er sich zum Goldstandard entwickelt, und unsere Patientinnen und Patienten sind mit den erzielten Ergebnissen sehr zufrieden.»

Dr. Antonio Posada M.D.

Saltillo, Coahuila (Mexiko)

Die PelviTouch-Therapie hat sich insbesondere bei erektiler Dysfunktion und bei der Behandlung des chronischen Beckenschmerzsyndroms (CPPS) als wirksam erwiesen – einer Erkrankung, die die sexuelle Gesundheit stark beeinträchtigen kann. PelviTouch zeigt sehr positive Wirkungen bei der Reduktion von Beckenschmerzen sowie bei der Verbesserung von Harnsymptomen und der Lebensqualität der Patienten, ohne dass invasive oder schmerzhaftes Verfahren durchgeführt werden müssen.»

Prof. Nicola Mondaini M.D.

Florenz, Italien

PelviTouch mit Dr. Arnold ist eine ausgesprochen schmerzfreie Behandlung. Als ich begann, Harninkontinenz bei Männern zu behandeln, stellte ich fest, dass die Patienten auch im Bereich der erektilen Dysfunktion über Verbesserungen berichteten. Daher haben wir ein Behandlungsprotokoll und einen Therapiezyklus entwickelt, an dessen Ende nahezu alle Patienten zufrieden waren – auch aus psychologischer Sicht.»

Dr. Daniel Galimberti M.D.

Buenos Aires, Argentinien

Die Stärken des Dr. ARNOLD:

- **Maximaler Komfort**, völlig schmerzfrei
- **Ohne die typischen Unannehmlichkeiten der üblichen Therapien** (Kegel-Übungen, Biofeedback, Kinesitherapie, funktionelle Elektrostimulation, Stosswellen)
- Bedienerfreie und **einfach anzuwendende** Technologie
- **Verbessert die Lebensqualität**
- **Verbessert das Bewusstsein** für den Beckenboden durch Rehabilitation
- Massgeschneiderte **Behandlungsprotokolle** – speziell abgestimmt auf die individuellen Patientenbedürfnisse
- **Präventive** Wirkung auf mehrere Bereiche der **intimgesundheit**



Nur für DEKA-Nutzer:

eine grosse Unterstützung in der medizinischen Praxis

DEKA *Club*





Technische Spezifikationen

Dr. ARNOLD	
Energieart	Elektromagnetisches Feld
Intensität	Bis zu 2,5 T
Pulsdauer	250 µs ± 20 %
Wiederholrate	Bis zu 150 Hz
Elektrische Anforderungen	System 100–240 W 1500 VA Stuhl 100–240 W 380 VA
Abmessungen und Gewicht	System 41 cm x 126 cm x 73 cm (B x H x T) 60 kg Stuhl 77 cm x 124 cm x 77 cm (B x H x T) 68 kg

Cette brochure n'est pas destinée au marché US.



Folgen Sie uns



www.dekalaser.com



DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italie
Tél. +39 055 8874942 - FAX 031 055 8832884

Distribution Switzerland:



www.lasermed.ch

DEKA Innate Ability

Das zur El.En. Gruppe gehörende Unternehmen DEKA ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Lasern und Lichtquellen für medizinische Anwendungen. DEKA vertreibt seine Geräte in mehr als 120 Ländern über ein ausgedehntes Netz internationaler Vertriebspartner sowie über Direktniederlassungen in Italien, Frankreich, Japan und den USA. Exzellenz ist das Markenzeichen der Erfahrung und Anerkennung, die DEKA im Bereich Forschung und Entwicklung in über dreissig Jahren Tätigkeit gesammelt hat. Durch Qualität, Innovation und technologische Spitzenleistungen nimmt DEKA mit seinen Produkten eine einzigartige, herausragende Position im globalen Wettbewerb ein. DEKA stellt Lasergeräte gemäss den Spezifikationen der Richtlinie 93/42/EWG her und sein Qualitätssicherungssystem entspricht den Normen ISO 9001 und ISO 13485.

DEKA M.E.L.A. s.r.l. – Alle Rechte vorbehalten – Zur Verbesserung seiner Produkte behält sich das Unternehmen das Recht vor, diese Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieses Dokument ist medizinischem Fachpersonal vorbehalten.