

AST VISIONCARE IOL PORTFOLIO

	Asquelio™ EDOF	Asquelio™ EDOF Toric	Asquelio™ Trifocal	Asquelio™ Trifocal Toric
				
Artikelnummer	ELIO130C	ETLIO130C	TFLIO130C	TTFLIO130C
Bestellnummer (SAP)	209500	209726	210356	211145
Material, Material- eigenschaften	Glisteningfreies soft hydrophobic Acrylat aus eigener Herstellung, Refractive Index 1.50, ABBE number 50			
Fertigungsqualität	Cryolathing technology			
PCO-Reduktion	Scharfe Kante und Optik 360°			
Haptikform	C-Loop mit maximalen Kontaktwinkel (53±1°)			
Haptikdurchmesser	13.0 mm			
Optikdurchmesser	6.0 mm			
Optik Design	Refractive posterior surface: Phase-Ring™Technology Anterior Toric		Diffractive posterior surface Anterior Toric	
Optische Eigenschaften	Bi-Asphärisch, Abberationskorrigierend -0.27 µm			
Addition			Nähe: 3.3D (41cm) Intermediate: 2.2D (59cm)	
Lichtfilter	UV-Blocker			
Dioptrien Lieferbereich sph.	+5.0 bis +34 (0.5 dpt)	+5.0 bis +34 (0.5 dpt) +0.0 bis +6.0	+5.0 bis +34 (0.5 dpt)	+5.0 bis +34 (0.5 dpt) +0.0 bis +6.0
Empfohlene Injektoren bis +26 dpt	BL Cartridge Type D und Mehrweg Injektor (Monarch 3) oder Single use Injektor bioli™ Type D IOL Delivery System			
Empfohlene Injektoren bis +34 dpt	BL Cartridge Type C und Mehrweg Injektor(Monarch 3) oder Single use Injektor bioli™ Type C IOL Delivery System			
Inzisionserfahrung	Cartridge Type D = 2.2mm Cartridge Type C = 2.4mm			
A-Konstanten	iol.con.org			
	119.3		119.3	